



Уважаемые коллеги!

Фирма «ВладМиВа» предлагает Вашему вниманию материалы для использования в самых различных областях стоматологии — начиная от классических пломбировочных материалов, лечебных стоматологических средств и заканчивая самыми современными материалами для эстетической реставрации и отбеливания зубов. Наша продукция прочно заняла свою нишу на стоматологическом рынке России и ближнего зарубежья. Мы первые среди предприятий России, кто освоил лучший мировой опыт управления качеством применительно к производству стоматологических материалов и инструментов. Внедрение на предприятии системы менеджмента качества и сертификация продукции по **Европейским стандартам (СЕ)** является неоспоримым подтверждением ориентации предприятия на выпуск продукции, способной удовлетворить самого требовательного покупателя. Являясь материалами во многом близкими по назначению, составу и свойствам к импортным материалам, продукция фирмы «ВладМиВа» значительно дешевле, а значит, намного доступнее для различных слоев населения. Широкий ассортимент (более 300 наименований), удобная форма выпуска, высокое качество и эффективность, низкая стоимость нашей продукции завоевали уважение и признательность практикующих врачей-стоматологов, а пунктуальность в работе, профессионализм и обязательность коммерческой службы — доверие наших партнеров.

Все изделия производятся на самом современном оборудовании, соответствующем требованиям международных и российских стандартов. Контроль качества продукции осуществляется в научно-исследовательских лабораториях, оснащенных современной техникой.

В данной брошюре мы предлагаем врачам-стоматологам как классические, так и современные разработки холдинга «**ВладМиВа**», в структуре которого успешно работают инновационные предприятия «**Полимер Стоматология**» и «**Завод зуботехнических материалов**». Через сеть своих филиалов и представительств в различных регионах страны мы быстро выполним Ваш заказ! По запросу заказчика завод-изготовитель может произвести продукцию иной фасовки и комплектации.

Белгород, 2025 /1

Приобрести продукцию АО «ОЭЗ» ВладМиВа» можно в филиалах фирмы, по адресам:

308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118.,
тел./факс (4722) **200-555**
market@vladmiva.ru

140015, г. Люберцы, Московская область,
ул. Инициативная, 15
тел./факс (495) 565-42-43, 565-42-44
ddvladmiva@gmail.com

309516, г. Старый Оскол,
мк-н. Ольминского, 6А
тел./факс (4725) 39-05-04, 39-05-03
st_oskol@tdvladmiva.ru

394036, г. Воронеж,
ул. Чайковского, 8
тел./факс (473) 202-10-45
voronezh@tdvladmiva.ru

305029, г. Курск,
ул. 1-ая Пушкарная, 21,
тел./факс (4712) 227-446, 227-445
kursk@tdvladmiva.ru

241001, г. Брянск,
ул. Авиационная, 34
тел./факс (4832) 59-54-46
bryansk@tdvladmiva.ru

302001, г. Орел,
пер. Ботанический, 27,
тел. /факс (4862) 72-54-60, 72-54-61
orel@tdvladmiva.ru

300026, г. Тула,
пр. Ленина 157, оф. 221
тел./факс: (4872) 70-13-20
tula@tdvladmiva.ru

Посетите наш сайт! **www.vladmiva.ru**

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции и надеемся не обмануть Ваших ожиданий и приятно удивить оптимальным сочетанием качества и цены наших материалов.

**Генеральный директор АО «ОЭЗ «ВладМиВа»,
д.т.н., действительный член АМТН РФ
Зав. кафедрой БелГУ, профессор**

В. П. Чувеев

Вниманию покупателей!

Выпускаемая продукция относится к медицинским изделиям и продается с НДС в размере 10%.

*** Позиции, отмеченные звездочкой, не относятся к медицинским изделиям – продаются с НДС в размере 20%.**

**** Позиции, отмеченные двумя звездочками, относятся к медицинской технике – продаются без НДС.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	8
Аргецем	8
Беладонт	8
Белацин	8
Белокор	8
Дентин-паста, Дентин-порошок	8
ДентЛайт (наборы)	8
ДентЛайт универсальный (наборы)	9
ДентЛайт флоу	11
ДентЛайт-НАНО	12
ДентЛайт придесневая масса	17
ДентЛайт моделировочный агент	17
ДентЛайт адгезив	17
ДентЛайт аква	17
ДентЛайт цветокорректор	17
ДентЛайт – Кор	17
Изолайн	17
Компоцем (паста/паста, порошок/жидкость)	17
Силицин плюс	88
Силидонт-2	88
Темпофот	18
Уницем, Уницем бактерицидный, Уницем Ф	18
Унифас-2	88
Цемилайт	18
Цемилайн	19
Цемилайн LC	19
Цемион	19
Цемион – АКВА (Аквион)	20
Цемион – ART	19
Цемион – АКВА ART (Аквион – ART)	20
Цемион – Ф	20
Эодент быстротвердеющий	20
2. ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	21
Апексдент	21
Армодент	21
Белгель О эндо	21
Белодез, Белодез активатор	21
Белсол №2	22
Виздент	22
Девит А, П, С, APC	22
Иодент	22
Кальцесепт	22
Кальцевит	23
Колор-тест №4	23
Компоцем – эндо	23
Компоцем – эндо БРАШ	23
Крезодент «ВладМиВа»	23
Купродент	23
Оксидент, Оксидент на основе МТА	23
Пульподент	23
Пульпевит	24
Резодент «ВладМиВа»	24
Силдент	24
Сольвадент	24

Стиодент	24
Тиэдент	24
Трикредент	24
Триоксидент	24
Фосфадент	25
ЭндаСепт	25
ЭндоГель	25
ЭндоЖи	25
Эодент длительного отверждения	26
3. ЛЕЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	27
Альванес	27
Алюмогель, Алюмогель форте	27
Алюмосил	27
Белаиод	27
БелСол №2,	27
БелСол №3	27
Витадонт	27
Кальцевит	27
Кальцесил	27
Кальцелайт	28
Кальцетат	28
Капрамин	28
Кариклинз	28
КП-Пласт	28
Парасепт, Парасепт антисептический	28
Ре-Корд	28
Фторасепт	28
4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	30
Аргенат однокомпонентный / двухкомпонентный	30
Аэр-Клинз ПРЕП, ПРОФ, суспензия	30
Белгель – О	31
Белгель – О вайт	31
Белгель – О лайт	31
Белгель – О актив	31
Темпофот жидкий коффердам	31
Белгель – Са/Р	31
Белгель – F	31
Белгель – Р	31
Белак – F, Белак – F LC	32
БелСол №1, БелСол №1 F	32
Глуфторэд	32
Колордент, Колордент LC	33
Колор-тест	33
Нанофлюор	33
Полидент №1, 2, 3, набор	33
Фиссулайт	33
Фиссхим	34
Цемион – серии «Калейдоскоп»	34
Десенсил «ВладМиВа» *	35
5. ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	36
Альванес губка	36
Бинт йодоформный	36
Биопласт-Дент	36
Биопласт-Дент депротенинизированный	36

Биопласт-Дент деминерализованный	37
Биопласт-Дент с линкомицином	37
Биопласт-Дент с хлоргексидином и метронидазолом	37
Биопласт-Дент гель	37
Биопласт-Дент мембрана	37
Биопласт-Дент коллагеновый матрикс	37
Клипдент пародонтологический	38
Клипдент Цем	38
Клипдент Цем связующее	38
Клипдент ТКФ/ГАП, ГЛ, КЛ, ПЛ	38
Клипдент ПЛ сорастворитель	39
Клипдент-МК мембрана	39
Клипдент-МК губка	39
Клипдент-МК биологический клей	39
Клипдент МК гель на основе гиалуроновой кислоты	40
КП-Пласт пластины	40
Силдент однокомпонентный	40
Темпофот	40
Проволока алюминиевая для шинирования	88
Проволока лигатурная для шинирования	88
Проволока для изготовления ортодонтических аппаратов и кламмеров	88
Проволока для ортодонтических аппаратов	88
6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	41
Аксил	41
Аксил LC	41
Аксил LC Десенситайзер	41
Ангидрин	41
Белабонд	41
Дентлайт НАНО однокомпонентный	42
Набор гелей для травления эмали	42
Гель (жидкость) для травления эмали	42
Гель для травления дентина	42
Гель для травления эмали и дентина на органической основе	42
Жидкость для очистки алмазных инструментов (концентрат)	42
Капсилайт	42
Полидент №4	42
Цемион кондиционер	42
7. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	43
Армосплит	43
Беласт	43
Белопринт	43
Керамгель	44
Компофикс	44
Компофикс праймер, орто, имплантат	44
Масстер (пластины, гранулы, палочки)	44
Мегадес орто	44
Ортофикс-Аква	46
Ортосол	46
Пектафикс	46
Темпофикс (одно-, двухкомпонентный)	46
Темпокор	46
Цемион-Ф	47
8. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	48

○ Полимерный материал Белакрил М и Белакрил Э	48
Базисные пластмассы	48
Пластмассы для несъемного протезирования	49
Ортодонтические пластмассы	51
Подкладочные пластмассы	51
Вспомогательные материалы	51
Белфлекс.....	51
Белолит	52
○ Светоотверждаемый полимерный материал Нолатек	53
○ Фотополимерный материал для 3D печати Нолатек	59
○ Воски зуботехнические Беловакс	60
Белоформ	61
Белэкт	61
○ Гипс стоматологический	93
Денталкаст	93
Гелин	89
Головки шлифовальные	89
Гильзы для зубных коронок	91
Диски бумажные водостойкие	91
Диски сепарационные вулканиковые	91
ЗТ-лак	93
Индикаст	94
Изальгин	62
Изоспрей	62
Кламмеры стальные круглые, с напылением NTi	91
Круги прорезные на вулканиковой связке	91
Круги полировальные гибкие для бормашин	91
Круги шлифовальные эластичные для шлифмашин на вулканиковой связке	92
Круги шлифовальные стоматологические	92
Лабомак	93
Отбел	62
Паттернпласт	93
Полисет	62
Порошок полировочный для зубных протезов	92
Проволока припоя	62
Сплав легкоплавкий	62
Фототрей	94
○ Универсальная фарфоровая масса Ультропалин	63
○ Тигли керамические	66
9. ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	67
ПО CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ	
Белакрил диски	67
Беловакс диски	67
Нолатек блоки.....	68
Эсткер диски	71
10. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	81
Мегадез (концентрат)	81
Мегадез спрей	81
Мегадез форте	81

Мегадез клинер	81
ДезиКонт Мегадез индикатор	81
Мегасепт	81
Напольная мобильная стойка для дозаторов	81
11. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	82
Аппликаторы	82
Блокнот для замешивания	82
Диспенсер (пистолет)	82
Игла (канюля) изогнутая	82
Канюли (стерильные, полипропиленовые, пластиковые).....	82
Компоцем-Эндо БРАШ	82
Ложка мерная (мерник)	82
Ложка термопластичная	82
Пластина для замешивания	82
Стекло для замешивания	82
Шпатель пластмассовый	82
Шприц (луерлок)	82
Эндодонтический органайзер (ENDO-STAND)	82
12. РЕАКТИВЫ	83
Гидроксид кальция.....	83
Иодоформ	83
Кварц пылевидный	83
Набор химических реагентов	83
Окись цинка	83
Песок формовочный	83
Песок для присыпки облицовочного слоя	83
Резорцин	83
Флюс	83
Эвгенол	83
Этилсиликат– 40	83
Электролит жидкость	83
Материал для бытовых, инженерных и ювелирных моделей «Нолапринт»	83
13. АЛМАЗНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	84
Фрезы твердосплавные.....	84
14. КОМПЛЕКТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	86
УС-01 «СЕЛЕНА-2000»	86
Комплект для дезинфекции	87
ПРОДУКЦИЯ «ПОЛИМЕР СТОМАТОЛОГИЯ»	88
ПРОДУКЦИЯ «ЗАВОД ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»	93
Алфавитный указатель стоматологической продукции	96

*Весь ассортимент представленной продукции спрашивайте в магазинах вашего города.
Или приобретайте в нашем Интернет-магазине www.tdvladmiva.ru*



1. ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
АРГЕЦЕМ Стеклоиономерный рентгеноконтрастный серебросодержащий цемент химического отверждения «Argion», «Voco», Германия «Alpha Silver», «DMG», Германия «Ketac Silver», «3M ESPE», США «Miracle Mix», «GC», Япония	00000001728	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл 10 мл	1 650,00
БЕЛАДОНТ Силикофосфатный цемент для пломбирования фронтальных и боковых зубов «Drala Steinzement» «Detax», Германия «Infantid» «Spofa Dental», Чехия «Trans-Litn» «Merz Dental», Германия «Odus» «PD», Швейцария	00000000018	Порошок Жидкость	50 г 30 г	484,00
БЕЛАЦИН Силикатный цемент для пломбирования фронтальных и боковых зубов «Силицин» «Полимер Стоматология», Россия «Fritex» «Spofa Dental», Чехия «Ciment Silicate» «PD», Швейцария	00000000019	Порошок Жидкость	50 г 30 г	550,00
БЕЛОКОР Цинкполикарбоксилатный цемент для пломбирования зубов «Adhesor Carbofine» «Spofa Dental», Чехия «Polycarboxylate cement», «Harvard», Германия «Carboco» «Voco», Германия «HY-Bond Polycarboxylate Cement», «SHOFU», Япония	00000012580	Порошок Жидкость	80г 40 г	550,00
ДЕНТИН — ПОРОШОК Беззвгенольный водный антисептический искусственный дентин «Oxydentin» «Chema», Польша Цемент цинксульфатный (водный дентин) «Стома», Украина	00000000000	Порошок	50 г	176,00
	00000000028		80 г	242,00
	00000007746		200 г	550,00
ДЕНТИН — ПАСТА Беззвгенольная паста для временного пломбирования «Cavition» «GC», Япония «Cimpat» «Septodont», Франция «Cavit» «3M ESPE», США «Tempotec» «PD», Швейцария	00000004076	Паста без отдушки	50 г	154,00
	00000001810	Паста (гвоздика)		
	00000001809	Паста (мята)		
	00000000030	Паста (цитрон)		
	00000000029	Паста (клубника)		
	00000023943	Паста (вишня)		
	00000042536	Паста (лимон)		
	00000090734	Паста без отдушки	30 г	99,00
	00000090735	Паста (гвоздика)		
	00000090736	Паста (мята)		
	00000090737	Паста (цитрон)		
	00000090738	Паста (клубника)		
	00000090739	Паста (вишня)		
	00000090740	Паста (лимон)		
ДЕНТЛАЙТ ПРОБНЫЙ НАБОР Микрогибридный, содержащий нанокластеры композиционный материал светового отверждения	0000052554	Композитная паста оттенка А2 Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг. основе	4,5 г 1 г 4 г	990,00
ДЕНТЛАЙТ СТАРТОВЫЙ НАБОР (5 шприцев) Микрогибридный, содержащий нанокластеры композиционный материал светового отверждения. В набор входит паста 3-х уровней прозрачности: опактивный дентин OA3.5 дентин DA3 эмаль EA2, EA3, EB2	00000008198	Композитная паста Текущий композит А2 Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг. основе	4,5 г х 5 шт 2 г 5 мл 3 мл	4 400,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР (12 шприцев) Микрогибридный, содержащий нанокластеры композиционный материал светового отверждения. В набор входит паста 4-х уровней прозрачности: опактивный дентин OB3, OA2, OA3.5 дентин DA2, DA3, DA3.5 эмаль EA1 EA2, EA3, EB2, ED2 режущий край		00000008199	Композитная паста Текущий композит A2 Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе	4,5 г х 12 шт 2 г 5 мл 3 мл	8 910,00
ДЕНТЛАЙТ НАБОР (4 шприца) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A2, A3, A3.5, OA2		00000081310	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Аксессуары	4,5 г х 4 шт 5 мл 3 мл	3 200,00
ДЕНТЛАЙТ НАБОР (5 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A2, A3, A3.5, B2, OA2		00000081311	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления эмали Аксессуары	4,5 г х 5 шт 5 мл 3 мл	4 500,00
ДЕНТЛАЙТ НАБОР (6 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A2, A3, A3.5, B2, OA2, OA3.5 <i>«Spectrum TPH3» «Dentsply», США</i>		00000081390	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления эмали Аппликаторы Иглы (канюли)	4,5 г х 6 шт 5 мл 3 мл 50 шт 25 шт	7 300,00
ДЕНТЛАЙТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР (7 шприцев) Микрогибридный, содержащий нанокластеры композиционный материал светового отверждения. Представлен как моносистема одной прозрачности, сравнимой с промежуточной прозрачностью между дентином и эмалью традиционных композитов. В набор входит паста следующих оттенков: UD, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2		00000041026	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе	4,5 г х 7 шт 5 мл 3 мл	3 850,00
ДЕНТЛАЙТ НАБОР КАПСУЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (12 цветов) Микрогибридный, содержащий нанокластеры композиционный материал светового отверждения. В набор входит: паста 12-ти оттенков режущий край	(оттенок OA2)	00000052328	Капсулы	0,25 г х 5	6 900,00
	(оттенок OA3.5)			0,25 г х 5	
	(оттенок OB3)			0,25 г х 5	
	(оттенок DA2)			0,25 г х 5	
	(оттенок DA3)			0,25 г х 5	
	(оттенок DA3.5)			0,25 г х 5	
	(оттенок EA1)			0,25 г х 5	
	(оттенок EA2)			0,25 г х 10	
	(оттенок EA3)			0,25 г х 10	
	(оттенок EB2)			0,25 г х 5	
	(оттенок ED2)			0,25 г х 5	
	режущий край			0,25 г х 5	
	(оттенок A2)		Текущий композит Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе	0,25 г х 10	
				5 мл	
			Гель для травления на орг.основе	3 мл	
			Пистолет	1 шт	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ НАБОР КАПСУЛ СТАРТОВЫЙ (5 цветов) Микрогибридный, содержащий нанокластеры композиционный материал светового отверждения. В набор входит: паста 5-ти оттенков	(оттенок OA3,5)	00000051779	Капсулы	0,25 г x 10	6 900,00
	(оттенок DA3)			0,25 г x 10	
	(оттенок EA2)			0,25 г x 20	
	(оттенок EA3)		Текущий композит Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Пистолет	0,25 г x 20	
	(оттенок EB2)			0,25 г x 10	
	(оттенок A2)			0,25 г x 10	
				5 мл	
ДЕНТЛАЙТ универсальная композитная паста	(оттенок UD)	00000044196	Паста – шприц	4,5 г	550,00
	(оттенок A1)	00000044199			
	(оттенок A2)	00000044197			
	(оттенок A3)	00000044201			
	(оттенок A3.5)	00000044202			
	(оттенок A4)	00000066300			
	(оттенок B1)	00000051392			
	(оттенок B2)	00000044198			
	(оттенок B3)	00000066299			
	(оттенок C2)	00000044200			
	(оттенок D3)	00000073220			
	(оттенок UD)	00000000000	Паста – капсулы	0,25 г x 20 шт	1 430,00
	(оттенок A1)	00000057849			
	(оттенок A2)	00000057737			
	(оттенок A3)	00000057848			
ДЕНТЛАЙТ – композитная паста	(оттенок OA1)	00000009242	Паста – шприц	4,5 г	594,00
	(оттенок OA2)	00000009293			
	(оттенок OA3)	00000009294			
	(оттенок OA3,5)	00000009295			
	(оттенок OB1)	00000006464			
	(оттенок OB2)	00000009296			
	(оттенок OB3)	00000009297			
	(оттенок OC2)	00000009298			
	(оттенок DA1)	00000032598			
	(оттенок DA2)	00000032599			
	(оттенок DA3)	00000032600			
	(оттенок DA3,5)	00000032601			
	(оттенок DB1)	00000034598			
	(оттенок DB2)	00000032602			
	(оттенок DB3)	00000073158			
	(оттенок DC2)	00000032646			
ДЕНТЛАЙТ – композитная паста	(оттенок EA1)	00000018839	Паста – шприц	4,5 г	594,00
	(оттенок EA2)	00000009238			
	(оттенок EA3)	00000010058			
	(оттенок EA3,5)	00000034215			
	(оттенок EB1)	00000009239			
	(оттенок EB2)	00000009240			
	(оттенок EB3)	00000046247			

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
	(оттенок EC2)	00000009241			
	(оттенок ED2)	00000036091			
	(оттенок ED3)	00000046246			
	режущий край	00000008903			
	(оттенок OA2)	00000000000	Паста – капсулы	0,25 г х 20 шт	1 430,00
	(оттенок OA3)	00000000000			
	(оттенок DA1)	00000000000			
	(оттенок DA2)	00000000000			
	(оттенок EA2)	00000000000			
	(оттенок EA3)	00000000000			
ДЕНТЛАЙТ ФЛОУ (набор) Текущий композит серии «Калейдоскоп» 7 цветов	Прозрачная	00000046696	Паста – шприц Гель для травления на орг. основе	2,0 г х 7 шт 3 мл	3 300,00
	Белая				
	Золотая				
	Оранжевая				
	Красная				
	Зеленая				
	Синяя	00000053280	Капсулы	0,25 г х 10 0,25 г х 10 0,25 г х 10 0,25 г х 10 0,25 г х 10 0,25 г х 15 0,25 г х 15 1 шт	7 700,00
	Прозрачная				
	Белая				
	Золотая				
	Оранжевая				
	Красная				
	Зеленая		Диспенсер		
	Синяя				
ДЕНТЛАЙТ ФЛОУ Средневязкий Текущий композит «Amaris Flow», «Voco», Германия «Aelite Flo» «Bisco», США «Filtek Flow» «3M ESPE», США «Tetric N-Flow» «Ivoclar Vivadent», Лухменштейн «Filtek Ultimate flowable» «3M ESPE», США	(оттенок A1)	00000041366	Паста – шприц	2 г	440,00
	(оттенок A2)	00000008904			
	(оттенок A3)	00000009299			
	(оттенок A3,5)	00000009300			
	(оттенок A4)	00000047096			
	(оттенок B1)	00000051436			
	(оттенок B2)	00000010059			
	(оттенок B3)	00000080243			
	(оттенок C2)	00000010060			
	(оттенок C3)	00000080244			
	(оттенок OA2)	00000074818			
	(оттенок OA3)	00000032709			
	ДЕНТЛАЙТ ФЛОУ Высоковязкий и низковязкий Текущий композит «Estelite Universal Flow Super Low» Tokuyama Dental, Япония	(оттенок A1)	00000095727	Паста – шприц	2 г
(оттенок A2)		00000095728			
(оттенок A3)		00000095729			
(оттенок A3,5)		00000097262			
(оттенок A4)		00000000000			
(оттенок B1)		00000000000			
(оттенок B2)		00000000000			
(оттенок B3)		00000000000			
(оттенок C2)		00000000000			
(оттенок C3)		00000000000			
(оттенок OA2)		00000000000			
(оттенок OA3)		00000000000			
ДЕНТЛАЙТ ФЛОУ		Прозрачная	00000058950	Паста – шприц	2 г
	Белая	00000063459			
	Золотая	00000052331			
	Оранжевая	00000052332			
	Красная	00000052333			
	Зеленая	00000052334			
	Синяя	00000052335			
ДЕНТЛАЙТ ФЛОУ – текущий композит	(оттенок A1)	00000065371	Паста – шприц	2 г х 2 шт	792,00
	(оттенок A2)	00000055551			
	(оттенок A1,A2)	00000095865			
	(оттенок A3)	00000055552			

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
	(оттенок A3,5)	00000055553		
	(оттенок A4)	00000066685		
	(оттенок B1)	00000074485		
	(оттенок B2)	00000055555		
	(оттенок B3)	00000088459		
	(оттенок C2)	00000055554		
	(оттенок OA2)	00000062706		
	(оттенок OA3)	00000055550		
	(оттенок A2)	00000052336	Паста – капсулы	0,25 г x 20 шт
	(оттенок A3)	00000052337		
	(оттенок A3,5)	00000052338		
	(оттенок B2)	00000052339		
	(оттенок C2)	00000066230		
	(оттенок OA3)	00000052341		
	Прозрачная	00000000000		
	Белая	00000000000		
	Золотая	00000000000		
	Оранжевая	00000000000		
	Красная	00000000000		
	Зеленая	00000000000		
	Синяя	00000000000		
ДЕНТЛАЙТ ФЛОУ – текучий композит НАБОР <i>«SDR» «Dentsply», США</i>	00000000000	Паста – шприц Аксессуары	2 г x 10 шт	8 000,00

ДЕНТЛАЙТ – НАНО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НАНОГИБРИДНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (4 шприца) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A2, A3, A3.5, OA2 <i>«Filtek Z550» «3M», США</i>	00000000000	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Аппликаторы Иглы (канюли) Пластина с лунками	4 г x 4 шт 6 г 3 мл 10 шт 10 шт 1 шт	5 940,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (6 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, OA2, EA2, EA3 <i>«Estelite Sigma Quick Promo», «Tokuyama Dental», Япония</i>	00000081389	Композитная паста	4 г (2,0 мл) x 6 шт	8 900,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (6 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A2, A3, A3.5, B2, OA2, OA3.5 <i>«Spectrum TPH3» «Dentsply», США</i>	00000081391	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления эмали Аппликаторы Иглы (канюли)	4 г x 6 шт 5 мл 3 мл 50 шт 25 шт	7 300,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (8 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD <i>«Filtek Z250» «3М», США</i>	00000081165	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг. основе Иглы (канюли) Аппликаторы Пластина с лунками (54 ячейки) Пробный набор дисков Блокнот для замешивания Шкала оттенков	4 г x 8 шт 6 мл 3 мл 25 шт 25 шт 6 шт 1 шт 1 шт 1 шт	10 500,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (8 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2 <i>«Filtek Z550» «3М», США</i>	00000081166	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Иглы (канюли) Аппликаторы Пластина с лунками	4 г x 8 шт 6 мл 3 мл 25 шт 25 шт 1 шт	10 500,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (8 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3 <i>«Charisma CLASSIC» «Kulzer» «GmbH», Германия</i>	00000081482	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления эмали Аксессуары	4 г x 8 шт 5 мл 3 мл x 2 шт	9 400,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (9 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: EA1, EA2, EA3, EA3.5, A3, OA2 <i>«Estelite Sigma Quick» «Tokuyama Dental», Япония</i>	00000081420	Композитная паста Текучий композит A2, A3, OA3 Адгезив однокомпонентный Аксессуары	4 г (2,0 мл) x 6 шт 2,0 г x 3 шт 5 мл	14 700,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (9 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, OA3, OA2 <i>«Estelite Sigma Quick» «Tokuyama Dental», Япония</i>	00000081422	Композитная паста Текучий композит A2, A3, OA3 Адгезив однокомпонентный Аксессуары	4 г (2,0 мл) x 6 шт 2 г x 3 шт 5 мл	14 700,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (9 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, UD <i>«Valux plus» «3М», США</i>	00000081436	Композитная паста оттенка: A1, A3.5 B3 C2 UD A2 A3 Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг. основе Аксессуары	4 г x 5 шт 4 г x 2 шт 4 г x 2 шт 6 мл 3 мл x 2 шт	9 900,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (10 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OB2, OC2; режущий край <i>«Charisma Opal» «Kulzer GmbH», Германия</i>	00000081438	Композитная паста Адгезив однокомпонентный Гель для травления эмали Аксессуары	4 г x 10 шт 5 мл 3 мл x 2 шт	11 000,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (10 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: A2, A3, A3.5, OA2, OA3.5 г, B1, B2, режущий край, цветокорректор белый <i>«Sapphire Ceramic Combi Kit», S&C Polymer GmbH», Германия</i>		00000081440	Композитная паста оттенка: A2 A3 A3.5, OA2, OA3.5, B1, B2, режущий край Паста белая Текучий композит A2 A3 Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Аксессуары	4 г x 2 шт 4 г x 2 шт 4 г x 6 шт 1 мл 2 гр x 2 шт 2 гр x 2 шт 5 мл 3 мл x 2 шт	12 100,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО НАБОР (12 шприцев) Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал. В набор входит паста следующих оттенков: дентиновые оттенки A2, A3, B3 универсальные оттенки A2, A3, A3.5, B2 эмалевые оттенки A1, A2, A3, W режущий край (ТА) <i>«Filtek Ultimate Professional» «3М», США</i>		00000081479	Композитная паста Шкала подбора оттенков	4 г x 12 шт 1 шт	22 300,00
ДЕНТЛАЙТ-НАНО универсальная композитная паста Одного из оттенков: универсальные A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; B5; C1; C2; C3; C4; D1; D2; D3; UD эмали E0; E1; E2; E3; E4; опаковые OA2; OA3, OA3.5; OB2; режущий край Т (прозрачный), TE (эмалевый), CT (пришеечная область), TB (синий), TG (серый), TA (янтарный), отбеленные W; OW; WD, (X)WB, (X)WE. <i>Возможна фасовка и продажа данного продукта по 3,8 г и 4,5 г.</i>			Паста – шприц	4 г	990,00
	A1	00000091510			
	A2	00000091507			
	A3	00000091508			
	A3.5	00000091509			
	B2	00000015391			
	B3	00000088962			
	EA1	00000096550			
	EA2	00000096548			
	EA3	00000096549			
	EA3.5	00000001355			
	OA2	00000099267			
	OA3	00000099268			
	OB2	00000052743			
	OW	00000057672			
	UD	00000096551			
ДЕНТЛАЙТ-НАНО универсальная композитная паста	(оттенок OA2)	00000000000	Паста – капсулы	0,25 г x 20 шт	2 750,00
	(оттенок OA3)	00000000000			
	(оттенок DA1)	00000000000			
	(оттенок DA2)	00000000000			
	(оттенок EA2)	00000000000			
	(оттенок EA3)	00000000000			
ДЕНТЛАЙТ-НАНО универсальная композитная паста 5 оттенков	(оттенок OA3,5)	00000000000	Паста – капсулы	0,25 г x 10	9 900,00
	(оттенок DA3)			0,25 г x 10	
	(оттенок EA2)			0,25 г x 20	
	(оттенок EA3)			0,25 г x 20	
	(оттенок EB2)			0,25 г x 10	
	(оттенок A2)			0,25 г x 10	
			Текучий композит Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе	0,25 г x 10 5 мл 3 мл	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
			Иглы (канюли) Аппликаторы Пластина с лунками Диспенсер для капсул	10 шт 10 шт 1 шт 1 шт	
ДЕНТЛАЙТ-НАНО универсальная композитная паста 7 оттенков	UD	000000000000	Паста – капсулы	0,25 г x 5	9 900,00
	A1			0,25 г x 5	
	A2			0,25 г x 20	
	A3			0,25 г x 20	
	A3,5			0,25 г x 20	
	B2			0,25 г x 5	
	C2			0,25 г x 5	
			Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Иглы (канюли) Аппликаторы Пластина с лунками Диспенсер для капсул	5 мл 3 мл 10 шт 10 шт 1 шт 1 шт	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ-НАНО универсальная композитная паста 12 оттенков	(оттенок OA2)	000000000000	Паста – капсулы	0,25 г x 5	9 900,00
	(оттенок OA3.5)			0,25 г x 5	
	(оттенок OB3)			0,25 г x 5	
	(оттенок DA2)			0,25 г x 5	
	(оттенок DA3)			0,25 г x 5	
	(оттенок DA3.5)			0,25 г x 5	
	(оттенок EA1)			0,25 г x 5	
	(оттенок EA2)			0,25 г x 10	
	(оттенок EA3)			0,25 г x 10	
	(оттенок EB2)			0,25 г x 5	
	(оттенок ED2)			0,25 г x 5	
	режущий край			0,25 г x 5	
	(оттенок A2)		Текущий композит Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг.основе Иглы (канюли) Аппликаторы Пластина с лунками Диспенсер для капсул	0,25 г x 10	
				5 мл 3 мл 10 шт 10 шт 1 шт 1 шт	

По желанию заказчика возможно изготовление и комплектация наборов «Дент.Лайт-НАНО» цветами других оттенков

ТАБЛИЦА РАСЦВЕТОК

Оттенки дентина:	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, UD
Опаковые оттенки:	OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB2, UO, UD
Прозрачные оттенки:	DT, CT, NT, ET4
Оттенки режущего края:	B, U, Y, T (прозрачный), TE (эмалевый), CT (пришеечная область), TB (синий), TG (серый), TA (янтарный)
Опалесцентные оттенки:	OTB, OTG
Отбеленные	W; OW; WD, (X)WB, (X)WE

НАЗНАЧЕНИЕ

- > реставрация, пломбирования фронтальных, боковых зубов (включая окклюзионные поверхности)
- > всех классов кариозных полостей по Блеку
- > эстетическая реставрация твердых тканей зуба
- > восстановление культи зуба
- > изготовление прямых, не прямых реставраций (вкладки, накладки, виниры)
- > изготовление бескаркасных коронок, временных и постоянных несъемных мостовидных протезов
- > реставрация сколов керамики, ремонта, облицовки протезов, шинирования

ФОРМА ВЫПУСКА

-  **шприц** 4,0 г
-  **набор шприцов** 4,0 г x 4/5/6 шт
4,0 г x 8/9/10/12 шт
-  **набор капсул** 0,25 г x 20 шт
0,25 г x 80 шт

Аналоги: «Filtek Z250», «Filtek Z550», «Filtek Ultimate Professional» «3M», США
«Estelite Sigma Quick» «Tokuyama Dental», Япония
«Charisma Opal» «Kulzer GmbH», Германия

СОСТАВ

- > метакриловые олигомеры (BIS-GMA, UDMA, PGDMA, BIS-EMA, TEGDMA, TMPTMA)
- > модифицированное барийборалюмофторсиликатное стекло (0,02–3 мкм)
- > наноразмерные поверхностно-модифицированные частицы диоксида кремния (20 нм)
- > поверхностно-модифицированный цирконий-кремневый наполнитель (0,1–10 мкм)



www.tdvladmiva.ru
market@tdvladmiva.ru
(4722) 200-555
Торговый Дом «ВЛАДМИВА»,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118



ВЛАДМИВА
vladmiva.ru

РЕСТАВРАЦИЯ

ДентЛайт-нано
Универсальный наногибридный реставрационный материал

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)	
ДЕНТЛАЙТ придесневая масса розового цвета, соответствующего естественной окраске тканей десны <i>«Amaris Gingiva» «Voco», Германия</i>		00000045731	Микрогибридный композит Жидкотекучий композит	4,5 г 2,0 г	990,00	
ДЕНТЛАЙТ моделировочный агент , для создания оптимальной адгезии между слоями композита и защиты от ингибированного слоя <i>«Modeling Resin» «Kerr», Швейцария «Modeling Resin» «Bisco», США</i>		00000053101	Жидкость	5 мл	770,00	
ДЕНТЛАЙТ АДГЕЗИВ Однокомпонентный адгезив светового отверждения <i>«One-step» «Bisco», США «Single Bond» «3M ESPE», США «GLUMA Bond5» «Zhermack», Италия</i>		00000008905	Жидкость	5 мл	1 100,00	
		00000053100		6 мл	1 320,00	
		00000075798		10 мл	1 980,00	
		00000000000	Жидкость Аксессуары	5 мл	3 400,00	
ДЕНТЛАЙТ АКВА Увлажняющий агент с бензалкония хлоридом <i>«AQUA-PREP» «Bisco», США</i>		00000009304	Жидкость	5 мл	495,00	
ДЕНТЛАЙТ ЦВЕТОКОРРЕКТОР Паста для создания оттенков и то- нирования различных участков композитной реставрации <i>«FinalTouch» «Voco», Германия «Biscolor», «Bisco», США «Tetric color» «Ivoclar Vivadent», Лух- тенштейн «Kolor plus» «Kerr», США «Estelite Color» «Tokuyama Dental», Япо- ния</i>	Набор - три цвета	00000055294	Паста	1 мл x 3 шт	1 760,00	
	Белый	00000008906	Паста	1 мл	660,00	
	Коричневый	00000009301		1 мл		
	Охра	00000009302		1 мл		
	Синий	00000056494		1 мл		
	Серый	00000000000		1 мл		
ДЕНТЛАЙТ – КОР Композит на основе высокопрочной полимерной матрицы для восстановления культи зуба <i>«Sbalacore DC» «PD», Швейцария «LuxaCore Dual» «DMG», Германия «Bis-Core» «Bisco», США «Multi-Core HB» «Ivoclar Vivadent», Лухтенштейн «X-tra base» «Voco», Германия «Grandio Core» «Voco», Германия</i>		00000032603	Базовая паста Каталитическая паста	4,5 г 4,5 г	1 870,00	
ДЕНТЛАЙТ – КОР (АВТОМИКС)		00000000000	Базовая паста Каталитическая паста	2,5 г 2,5 г	2 200,00	
ИЗОЛАЙН Подкладочный композерный светотверждаемый материал <i>«Ionoseal» «Voco», Германия «Ionosit» «DMG», Германия «ANA liner эндасепт» «Nordiska», Швеция</i>	(оттенок A2)	00000010402	Паста – шприц			
	(оттенок A3)	00000066231		2 г	660,00	
	(оттенок A2)	00000012266	Паста – шприц	0,33 г	165,00	
		00000085390		0,33 г x 20 шт	2 970,00	
	(оттенок A3)	00000000000		0,33 г	165,00	
		00000000000		0,33 г x 20 шт	2 970,00	
	(оттенок A2)	00000051780		Паста – капсулы	0,33 г x 20 шт	2 640,00
	(оттенок A3)	00000000000		Паста шприц		
	(оттенок A2)	00000000000	2 г x 4 шт		4 000,00	
(оттенок A3)	00000000000					
КОМПОЦЕМ Композитный пломбировочный материал химического отверждения типа «порошок- жидкость» <i>«Evicrol» «Spofa Dental», Чехия</i>		00000013443	Порошок A2 A3 B2 C2 Жидкость Гель для травления эмали	40 г 10 г 10 г 10 г 26 г 7 г x 2шт	1 320,00	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
КОМПОЦЕМ Композитный пломбировочный ма- териал химического отверждения типа «паста-паста» «Charisma PPF» «Heraeus kulzer», Германия «Compolite plus» «Super Dent», США «Composite» «Alpha Dent», США «Prime Dent» «Prime Dental», США	(оттенок A2)	00000032604	Паста основная Паста каталит-ая Гель для травления эмали Адгезив (жид.№1) Адгезив (жид.№2)	14 г / 15 г	1 650,00
	(оттенок A3)	00000032605		14 г / 15 г	
	(оттенок B2)	00000032606		5 мл 5 мл 5 мл	
	(оттенок A2)	00000032607	Паста основная Паста каталит-ая Гель для травления эмали Адгезив (жид.№1) Адгезив (жид.№2)	28 г 28 г	2 970,00
	(оттенок A3)	00000032608		5 мл 5 мл	
	(оттенок B2)	00000032609		5 мл	
ТЕМПОФОТ Светоотверждаемый композит для временного пломбирования:					
— ВЫСОКОВЯЗКИЙ «Clip» «Voco GmbH», Германия	прозрачная	00000009196	Паста – шприц	3 г	363,00
		00000000000		3 г х 4 шт	3 000,00
		00000052569	Паста – капсулы	0,25 г х 20 шт	1 320,00
	синяя	00000041093	Паста	3 г	363,00
		00000000000	Паста – капсулы	0,25 г х 20 шт	1 320,00
	бирюзовый	00000095371	Паста – шприц	3 г	363,00
	белый	00000095367	Паста – шприц	3 г	363,00
	жёлтый	00000095368	Паста – шприц	3 г	363,00
— НИЗКОВЯЗКИЙ «Temp it» «Spident», Корея «Cimpat LC» «Septodont», Франция	прозрачная	00000041024	Паста	1,5 г+1,5 г	363,00
		00000052329	Паста – капсулы	0,25 г х 20 шт	1 320,00
	синяя	00000041025	Паста	1,5 г+1,5 г	363,00
		00000052330	Паста – капсулы	0,25 г х 20 шт	1 320,00
	бирюзовый	00000095374	Паста – шприц	3 г	363,00
	белый	00000095372	Паста – шприц	3 г	363,00
	жёлтый	00000095373	Паста – шприц	3 г	363,00
	УНИЦЕМ Универсальный цинкфосфатный цемент для пломбирования зубов и фикса- ции «Adhesor» «Spofa Dental», Чехия «Poscal» «Voco», Германия «Zn Phosphate» «PSP Dental», Англия «Phosphat Cement» «Hoffmann's», Германия	Белый	00000001456	Порошок Жидкость	100 г + 60 г
00000000388			50 г + 30 г		187,00
Светло- желтый		00000002332	100 г + 60 г		352,00
		00000002334	50 г + 30 г		187,00
Золотисто- желтый		00000002331	100 г + 60 г		352,00
		00000002333	50 г + 30 г		187,00
УНИЦЕМ БАКТЕРИЦИДНЫЙ Универсальный цинкфосфатный цемент, содержа- щий серебро		00000000133	Порошок Жидкость	50 г 30 г	385,00
УНИЦЕМ Ф Универсальный цемент с фторовыделением для фиксации оксидциркониевых и металлокерамических кон- струкций		0000078511	Порошок Жидкость (полиалкинатная) Жидкость (фосфатная)	100 г 30 мл 30 мл	440,00
ЦЕМИЛАЙТ Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклополиалке- натныйцемент светового отвержде- ния	(оттенок A2)	00000002624	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной (Аксил LC)	20 г 10 мл 10 мл 5 мл	1 430,00
	(оттенок A3)	00000002146			
	(оттенок B2)	00000002625			
	(оттенок C2)	000000025793			

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ЦЕМИЛАЙТ (набор) Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклополиалкенатный цемент светового отвержде- ния <i>«Photac Fil» «3M Espe», Германия</i> <i>«Ionolux» «VOCO», Германия</i> <i>«GC Fuji II LC Improved» «GC», Япония</i> <i>«Vitremex», «3M Espe», Германия</i>	00000002147	Порошок A2 A3 B2 C2 Кондиционер Жидкость Лак покрывной (Аксил LC)	20 г 10 г 10 г 10 г 15 мл 10 мл х 2 7 мл	2 530,00
ЦЕМИЛАЙТ (набор) Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклополиалкенатный цемент светового отвержде- ния (цвета в ассортименте) <i>«Vetrimex», «3M», США</i>	00000082297	Порошок Жидкость Кондиционер Лак Аксессуары	10 г х 6 шт 8 мл х 2 шт 6,5 мл 6,5 мл	10 500,00
	00000000000	Порошок Жидкость Кондиционер Лак Аксессуары	20 г х 6 шт 10 мл 10 мл 10 мл	10 500,00
ЦЕМИЛАЙН Стеклоиономерный цемент химического отверждения с повышенным фторовыделением для профилактики вторичного кариеса <i>«Ionobond» «Voco», Германия</i> <i>«GC Lining Cement» «GC», Япония</i>	00000007358	Порошок (A2) Кондиционер Жидкость	20 г 10 мл 10 мл	880,00
ЦЕМИЛАЙН-LC Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент с повышенным фторовыделением для профилактики вторичного кариеса. <i>«GC Fuji-LiningLC» «GC», Япония</i> <i>«Vitrebond» «3M Espe», Германия</i>	00000007327	Порошок (A2) Кондиционер Жидкость	20 г 10 мл 10 мл	1 430,00
ЦЕМИОН Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклополиал- кенатный цемент химического от- верждения <i>«Ketac Molar» «3M Espe», Германия</i> <i>«Ionofil» «VOCO», Германия</i> <i>«Ketac Fil Plus» «3M Espe», Германия</i> <i>«Fuji- VIII GP» «GC», Япония</i>	(оттенок A2)	00000001197	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	792,00
	(оттенок A3)	00000001334		
	(оттенок B2)	00000001335		
	(оттенок C2)	00000005072		
	(оттенок C4)	00000001336	Порошок Кондиционер Жидкость	440,00
	(оттенок A2)	00000054016		
	(оттенок A3)	00000054015		
	(оттенок B2)	00000000000		
ЦЕМИОН (набор) Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклополиалкенатный цемент химического отвер- ждения <i>«Стомафил», «СТОМАХИМ», Россия</i>	(оттенок C2)	00000000000	Порошок Кондиционер Жидкость	1 595,00
	(оттенок C4)	00000000000		
	(оттенок A2)	00000001565		
	(оттенок A3)	00000001565		
	(оттенок B2)	00000001565	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	2 200,00
	(оттенок C2)	00000001565		
	(оттенок C4)	00000001565		
	(оттенок A2)	00000001565		
ЦЕМИОН - ART Стеклополиалкенатный цемент химического отверждения для вос- становительного атраumaticкого лечения кариеса зубов (A.R.T. реставрация) <i>«Ketac Molar ART» «3M Espe», Германия</i> <i>«Fuji IX» «GC», Япония</i> <i>«Ionofil Molar» «Voco», Германия</i>	(оттенок A2)	00000003525	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	990,00
	(оттенок A3)	000000025794		
	(оттенок B2)	000000025795		
	(оттенок C2)	000000025796		
	(оттенок A2)	000000053102	Порошок Жидкость	880,00
	(оттенок A3)	000000055289		

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ЦЕМИОН – АКВА (АКВИОН) Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклоиономерный водоотверждаемый цемент химического отверждения	(оттенок A2)	00000007205	Порошок Кондиционер Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл	880,00
	(оттенок A3)	00000004089			
	(оттенок B2)	00000021533			
	(оттенок C2)	00000011082			
ЦЕМИОН – АКВА набор (АКВИОН набор) Универсальный (подкладочный и реставрационный) стеклоиономерный водоотверждаемый цемент химического отверждения <i>«Aqua Ionofil plus» «Voco», Германия</i> <i>«ChemFil Superior» «Dentsply», Англия</i>		00000006950	Порошок оттенка: A2 A3 B2 C2 Кондиционер Лак покрывной	20 г 10 г 10 г 10 г 15 мл 15 мл	1 430,00
ЦЕМИОН – АКВА ART (АКВИОН-ART) Стеклоиономерный водоотверждаемый цемент химического отверждения для восстановительного атравматического лечения кариеса зубов (A.R.T. реставрация) <i>«Ceramfil ART» «PSP Dental», Англия</i>	(оттенок A2)	00000026003	Порошок Кондиционер Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл	880,00
	(оттенок A3)	00000003522			
	(оттенок B2)	00000026005			
	(оттенок C2)	00000000000			
ЦЕМИОН Стеклоиономерный цемент серии «Калейдоскоп» одного из цветов: синий, желтый, зеленый, малиновый		см. стр. 31	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл 10 мл	880,00
ЦЕМИОН (набор) Стеклоиономерный цемент серии «Калейдоскоп» 4 цвета <i>«Ionofil Color AC» «VOCO», Германия</i>		00000008907	Порошок (синий) Порошок (желтый) Порошок (зеленый) Порошок (малиновый) Жидкость Кондиционер Лак покрывной	15 г 15 г 15 г 15 г 13 мл x 2 15 мл 15 мл	2 200,00
ЦЕМИОН-Ф Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации штифтов, вкладок, металлокерамических конструкций <i>«Ketac Cem» - «3M Espe», США</i> <i>«Meron» - «VOCO», Германия</i> <i>«Fuji I» - «GC», Япония</i>		00000001240	Порошок Кондиционер Жидкость	20 г 10 мл 15 мл	792,00
		00000074715	Порошок Жидкость	20 г 15 мл	693,00
		00000053103	Порошок Жидкость	35 г 20 мл (25 г)	1 980,00
ЭОДЕНТ быстротвердеющий Цинкоксидэвгенольный цемент для пломбирования молочных зубов, временного пломбирования при лечении кариеса, а также для фиксации коронок <i>«IRM» «Dentsply», США</i> <i>«Caryosan» «Spofa Dental», Чехия</i>		00000001044	Порошок Жидкость	25 г 8 мл	396,00

2. ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
АПЕКСДЕНТ Для пломбирования и лечения инфицированных корневых каналов зубов, на основе гидроокиси кальция		00000001344	Паста с йодоформом	2,2 г	396,00
«Vitapex» «Nippon Shika Yakohin», Япония «Metapex» «Meta Biomed», Ю. Корея «Metapaste» «Meta Biomed», Ю. Корея		00000001736	Паста без йодоформа	2,2 г	363,00
АРМОДЕНТ (набор) Для восстановления тканей зуба с использованием стекловолоконных силанизированных штифтов и дрели для расширительного		00000008909	Стекловолоконные штифты (d - 1,0;1,2;1,4 мм) Дриль 4-х гранный (d - 1,0;1,2;1,4 мм) Компофикс паста: - основная А2 - каталитическая Адгезив однокомпонентный Гель для травления на орг. основе	По 6 шт. По 1 шт. 3,5 г 3,5 г 5,0 мл 3,0 мл	2 970,00
АРМОДЕНТ Стекловолоконные силанизированные ШТИФТЫ «D.T. Light Post» «Bisco», США «Glassix» «H. Nordin SA», Швеция «Rebilda Post» «Voco», Германия	d -1,0 мм	00000008910	Стекловолоконные штифты L – 20 мм (цилиндрические)	10 шт.	550,00
	d -1,2 мм	00000008911		10 шт.	
	d -1,4 мм	00000008912		10 шт.	
АРМОДЕНТ ДРИЛЬ расширительный	d -1,0 мм	00000068649	Дриль четырехгранный	6 шт.	1 012,00
	d -1,2 мм	00000068650		6 шт.	
	d -1,4 мм	00000068651		6 шт.	
БЕЛАГЕЛЬ О ЭНДО (60%) Паста для внутриканального и внутрикоронкового отбеливания депульпированных зубов на основе перекиси карбамида «Endoperox» «Septodont», Франция		00000008914	Паста	1,5 г	363,00
БЕЛОДЕЗ (раствор ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ) Антисептик широкого спектра действия для обработки корневых каналов зубов «Parcan» «Septodont», Франция	3 %	00000003078	Жидкость	30 мл	132,00
		00000003083		100 мл	264,00
		00000015605		250 мл	550,00
		00000046118		300 мл	660,00
		00000065386		500 мл	935,00
		00000065391		1,0 л	1 760,00
	5,2 %	00000001067	Жидкость	30 мл	154,00
		00000001358		100 мл	286,00
		00000024980		250 мл	660,00
		00000000000		500 мл	1 210,00
		00000000000		1,0 л	2 200,00
	10 %	00000005923	Жидкость	30 мл	242,00
	3 %	00000001571	Гель	3 г	220,00
БЕЛОДЕЗ АКТИВАТОР Жидкость для снижения поверхностного натяжения ирригантов корневых каналов «Hypoclean» «OGNA», Италия		00000065392	Жидкость	30 мл	220,00
		00000068358		100 мл	660,00
		00000000000		250 мл	1 650,00
		00000066038		500 мл	2 980,00
		00000066037		1,0 л	5 500,00
БЕЛОДЕЗ АКТИВАТОР плюс Жидкость для снижения поверхностного натяжения ирригантов корневых каналов «Hypoclean» «OGNA», Италия		00000066035	Жидкость	5 мл	330,00
		0000066036		10 мл	660,00
		0000066039		20 мл	1 100,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
БЕЛСОЛ №2 — раствор хлоргексидина (2%) Для промываний корневых каналов зубов и пародонтальных карманов при гингивите и начальных формах пародонтита <i>«Consepsis» «Ultradent», США «R4» «Septodont», Франция</i>	00000002139	Жидкость	125 мл	242,00
	00000059608		250 мл	440,00
	00000045584		300 мл	594,00
	00000079428		500 мл	858,00
	00000081387		1,0 л	1 540,00
БЕЛСОЛ №2 — гель, хлоргексидин (0,2%)	00000042537	Гель	5 мл	220,00
БЕЛСОЛ №2 спиртовой раствор хлоргексидина (2%)	00000000000	Жидкость	3 мл	187,00
БИОКЕРАМИН <i>НОВИНКА</i> Кальций силикатный биокерамический силлер для пломбирования корневых каналов <i>«TotalFill BC Sealer» «FKG», Швейцария «One Fill MTA» «Medicus», Корея</i>	00000075254	Паста	2 г	2 970,00
ВИЗДЕНТ Материал на основе эпоксидной смолы для постоянного пломбирования корневых каналов <i>«AH-26», «AH-Plus» «Dentsply», США «Acroseal» «Septodont», Франция</i>	00000000022	Порошок Жидкость	20 г 10 мл	726,00
	00000002108	Паста желтая Паста белая	4 мл 4 мл	660,00
ВИЗДЕНТ (АВТОМИКС)	00000000000	Паста желтая Паста белая	15 г 20 смесителей 20 насадок 1 блок для замешивания 1 иллюстрированное руководство 1 органайзер	4 400,00
	00000000000	Паста желтая Паста белая	9 г 5 смесителей 5 насадок	880,00
ГУТТАБОНД <i>НОВИНКА</i> Набор для импрегнации (модификации) гуттаперчевых штифтов	00000000000	Жидкость Порошок	10 мл 5 г	990,00
ДЕВИТ А – Анестезирующая компресс-паста П – Педодонтическая паста для девитализации пульпы С – Сильнодействующая безмышьяковистая девитализирующая паста <i>«Pulparthrol» «Pierre Rolland», Франция «Caustinerf pedodontique» «Septodont», Франция «Devitec Arsenic Free» «PD», Швейцария «Depulpin» «Voco», Германия «Caustinerf forte» «Septodont», Франция</i>	00000003933	Паста	3 г	242,00
	00000002213		3 г	242,00
	00000000742		3 г	242,00
	00000039626		6,5 г	440,00
ДЕВИТ – АРС Мышьяковистая паста для девитализации пульпы <i>«Canstinerf arsenical» «Septodont», Франция</i>	00000002330	Паста	3 г	770,00
	00000007486		6,5 г	1 210,00
	00000002142	Унидозы	4 мг x 100	770,00
ИОДЕНТ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ иодоформная рассасывающаяся паста для лечения острых, хронических пульпитов и периодонтитов <i>«Tempophore» «Septodont», Франция «Iodoform paste»; «Abscess Remedy paste» «PD», Швейцария</i>	00000000032	Паста	25 г	495,00
ИОДЕНТ ТВЕРДЕЮЩАЯ иодоформная нерассасывающаяся паста для постоянного пломбирования каналов зубов <i>«Tempophore» «Septodont», Франция «Iodoform paste»; «PD», Швейцария</i>	00000001383	Паста	25 г	495,00
КАЛЬЦЕСЕПТ (набор) Суспензии гидроокиси кальция и гидроокиси меди кальция для антисептической обработки каналов, лечения пульпита и т.д. <i>«Calasept» «Nordiska», Швеция</i>	00000021077	Суспензия №1 Суспензия №2	2,5 мл 2,5 мл	660,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
КАЛЬЦЕВИТ – порошок (гидроокись кальция) Кальцийсодержащий материал для временного пломбирования каналов зубов <i>«Calxyd» «Spofa Dental», Чехия «Calcium Hydroxide Powder» «PD», Швейцария</i>	00000001774	Порошок	7 г	397,00
КОЛОРИ-ТЕСТ №4 Индикатор для выявления устья каналов	00000001727	Жидкость	5 мл	198,00
КОМПОЦЕМ — ЭНДО Текущий композит для постоянного пломбирования корневых каналов <i>«EndoREZ» «Ultradent Products Inc», США</i>	00000032610	Паста базовая Паста каталитическая Праймер	3,5 г 3,5 г 5 мл	1 430,00
КОМПОЦЕМ — ЭНДО браш – НОВОЕ КАЧЕСТВО! Инструмент эндодонтический для финишной очистки корневого канала, активации растворов, удаления остатков пломбировочных паст и материалов	00000067676	Браш-файл	5 шт	6 930,00
КРЕЗОДЕНТ «ВладМиВа» ЖИДКОСТЬ на основе п-хлорфенола и камфоры для антисептической обработки инфицированных каналов <i>«Cresophene» «Septodont», Франция «Camphor Mono-Chlorophenol» «PD», Швейцария</i>	00000000066	Жидкость	5 мл	198,00
	00000012622		15 мл	363,00
КРЕЗОДЕНТ «ВладМиВа» ПАСТА Для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы <i>«Cresopate» «Septodont», Франция</i>	00000000067	Паста	25 г	396,00
КУПРОДЕНТ Комплект материалов для депо(электро) фореза и obturation корневых каналов зубов, лечения пульпита, периодонтита, кисты и т.д. <i>«Амацамит» «Humanchemie», Германия «Cupral» «Humanchemie», Германия</i>	00000001847	Суспензия № 1 на основе гидроксида меди-кальция	20 г	660,00
	00000001958	Суспензия № 2 на основе гидроксида кальция	20 г	495,00
	00000001893	Порошок, содержащий гидроксид меди-кальция	10 г	605,00
	00000001574	Комплект: Суспензия №1 Суспензия №2 Порошок	20 г 20 г 10 г	1 650,00
ОКСИДЕНТ Материал для пломбирования корневых каналов зубов (силер) при лечении пульпита или апикального периодонтита на основе оксида кальция и салицилатов <i>«Sealapex» «Kerr», США</i>	00000018849	Паста основная Паста каталитическая	12 г 12 г	770,00
ОКСИДЕНТ (АВТОМИКС)	00000000000	Паста основная Паста каталитическая	10 г 5 смесительных насадок	1 100,00
	00000000000	Паста основная Паста каталитическая	20 г 10 смесительных насадок	1 980,00
ОКСИДЕНТ на основе МТА (ТРИОКСИДЕНТ паста-паста) Материал для пломбирования корневых каналов зубов (силер) при лечении пульпита или апикального периодонтита на основе оксидов кальция, кремния, алюминия и салицилатной смолы <i>«MTA Fillapex», «Angelus», Бразилия</i>	00000081679	Паста основная Паста каталитическая	1,0 мл 1,0 мл	550,00
	00000081681	Паста основная Паста каталитическая	7,2 г 4,8 г	1 970,00
	00000082764	Паста основная Паста каталитическая	18,0 г 12,0 г	3 960,00
ОКСИДЕНТ на основе МТА (ТРИОКСИДЕНТ паста-паста) (АВТОМИКС)	00000081680	Паста основная Паста каталитическая	4 г 5 смесительных насадок	990,00
ПУЛЬПОДЕНТ Антисептический материал для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов при пульпотомии <i>«Pulpotec» «PD», Швеция</i>	00000005709	Порошок Жидкость	25 г 15 мл	1 100,00
ПУЛЬПОДЕНТ длительного отверждения Антисептический материал для постоянного пломбирования корневых каналов при лечении апикального периодонтита <i>«Granulotec» «PD», Швейцария</i>	00000046701	Порошок Жидкость	20 г 15 мл	1 100,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА		НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ПУЛЬПЕВИТ Набор жидкостей для антисептической обработки каналов и обезболивания №1 — при медикаментозных, травматических пульпитах и периодонтитах, при острых пульпитах (перед применением мышьяковистой пасты) №2 — при осложненном пульпите, резекции верхушки корня	00000002153	Жидкость		15 мл	330,00
	00000002141	Жидкость		15 мл	330,00
№3 (ФОРМОКРЕЗОЛ) — при лечении кариеса молочных зубов «Pulperyl» «Septodont», Франция «Chlorbutanol» «PD», Швейцария «Rockle's» «Septodont», Франция «Tricresol & Formaline» «PD», Швейцария	00000002155	Жидкость		15 мл	330,00
РЕЗОДЕНТ «ВладМиВа» Резорцинформалиновая паста для пломбирования каналов с антисептическим и отбеливающим действием «Forfenan» «Septodont», Франция «Foredent» «Spofa Dental», Чехия «Resoplast» «Pierre Rolland», Франция	00000000128	Порошок Жидкость лечебная Жидкость для отверждения		10 г 5 мл 5 мл	297,00
	00000018850	Порошок Жидкость лечебная Жидкость для отверждения		40 г 25 мл 25 мл	880,00
РЕЗОДЕНТ «ВладМиВа» с дексаметазоном (0,2%) Резорцинформалиновая паста для пломбирования каналов	00000018851	Порошок Жидкость лечебная Жидкость для отверждения		20 г 10 мл 10 мл	1 540,00
СИЛДЕНТ Материал для пломбирования искривленных труднопроходимых корневых каналов зубов на силиконовой основе	00000079981	Паста белая Паста желтая		5 г 5 г	440,00
СОЛЬВАДЕНТ Жидкость №1 или гель для дезобтурации корневых каналов от пломбировочных материалов «Resosolv» «Pierre Rolland», Франция «Endosolv-R, E» «Septodont», Франция «Resin Remover» «PD», Швейцария	00000000119	Жидкость		5 мл 13 мл	275,00 495,00
	00000000118	Гель		5 мл	297,00
Жидкость №2 для размягчения гуттаперчевых штифтов «Desobturator Eugenate» «PD», Швейцария «Guttasolv» «Septodont», Франция	00000003520	Жидкость		10 мл 13 мл	363,00 495,00
Жидкость №3 для расширения каналов на основе 40% раствора лимонной кислоты «Citric Acid» «Cerkamed», Польша	00000038677	Жидкость		15 мл	197,00
	00000038678	Жидкость		100 мл	594,00
СТИОДЕНТ Водозатвердимый стеклоиономерный цемент для пломбирования каналов «Ketack Endo» «3M Espe», США «Endion» «Voco», Германия	00000000122	Порошок		10 г	385,00
ТИЭДЕНТ Цинкоксидэвгенольный антисептический материал для пломбирования каналов, содержащий кортикостероид «Endomethasone N» «Septodont», Франция «EndoFill» «PD», Швейцария «Sealite» «Acteon», Франция	00000026009	Порошок Жидкость		14 г 10 мл	990,00
	00000009158	Порошок		14 г	880,00
ТРИКРЕДЕНТ Материал для пломбирования труднопроходимых корневых каналов зубов на основе трикрезолформальдегидной смолы «Creidodent» «Alpha-Beta Medical Supply», США	00000001042	Порошок Жидкость Растворитель		15 г 10 мл 10 мл	770,00
ТРИОКСИДЕНТ (порошок) Материал для ретроградного пломбирования корневых каналов, закрытия перфорация и других дефектов корневых каналов на основе оксидов кальция, кремния, алюминия «ProRoot, MTA» «Dentsply», США «PD MTA White» «PD», Швейцария «MTA» «Angelus», Бразилия	00000005128	Порошок	Пакет	0,5 г x 10	1 430,00
	000000055383		Капсулы	0,35 г x 10	1 100,00
	00000008627	Порошок Инструменты		0,3 г x 10 3 шт.	7 700,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ТРИОКСИДЕНТ – быстротвердеющий (порошок-жидкость) Материал для ретроградного пломбирования корневых каналов, исправления дефектов зубов, закрытия пульпы при пульпотомии и лечения обратимых форм пульпита на основе оксидов кальция, кремния, алюминия <i>«Biodentine» «Septodont», Франция</i>	00000043519	Порошок Жидкость	0,5 г x 10 3 мл	1 540,00
ТРИОКСИДЕНТ – набор инструментов	00000007747	Инструменты	3 шт.	6 600,00
ФОСФАДЕНТ Кальцийфосфатная биокерамика для пломбирования каналов фронтальных зубов под все типы постоянных пломбировочных материалов <i>«Biopulp» «Chema», Польша</i>	00000000130	Порошок Жидкость	15 г 12 мл	297,00
	00000095623	Паста	2 г	2 420,00
ФОСФАДЕНТ БИО Кальцийфосфатная биокерамика для временного пломбирования корневых каналов зубов с антисептическим действием <i>«Biocalex» «Spad», Франция</i>	00000000132	Порошок Жидкость	15 г 12 мл	297,00
ЭНДАСЕПТ Антисептический гель для лечения инфицированных каналов на основе метронидазола (10%) и хлоргексидина (2%) <i>«Grinazole» «Septodont», Франция</i>	00000010046	Гель	10 г	396,00
ЭНДАСЕПТ гель Антисептический гель для лечения инфицированных корневых каналов на основе 2% хлоргексидина НОВИНКА	000095730	Гель	5 мл	297,00
ЭНДАСЕПТ паста Антисептическая паста для лечения инфицированных корневых каналов на основе параформальдегида и крезола <i>«Mummifying paste» «PD», Швейцария</i>	00000091867	Паста	10 г	440,00
	00000000000		12 г	880,00
ЭНДОГЕЛЬ №1 Для расширения узких, труднопроходимых и разветвленных каналов зубов на основе ЭДТА <i>«EDTA 17%» gel. «PD», Швейцария</i>	00000002156	Гель	5 мл	220,00
	00000002157		20 г	550,00
ЭНДОГЕЛЬ №2 Для расширения и очистки труднопроходимых и разветвленных каналов зубов на основе пероксидов с пенящим эффектом <i>«RC-Prep» «Premier», США «Canal +» «Septodont», Франция</i>	00000002158	Гель	3 мл	197,00
	00000000000		5 мл	220,00
	00000004435		9 г	550,00
	00000002159		20 г	660,00
ЭНДОЖИ — эндодонтические жидкости	00000000039	Жидкость	15 мл	187,00
№1 — дегидрирующая жидкость для обезжиривания и высушивания каналов <i>«Hydrol» «Septodont», Франция</i>	00000000000		30 мл	264,00
	00000042845		250 мл	990,00
№2 — жидкость для расширения каналов на основе 17% раствора ЭДТА натриевой соли <i>«Largal Ultra» «Septodont», Франция «Edetat, Solution» «Pierre Rolland», Франция «EDTA 17%» liq. «PD», Швейцария</i>	00000000045	Жидкость	15 мл	187,00
	00000005540		100 мл	330,00
	00000025800		250 мл	550,00
	00000000000		300 мл	660,00
	00000069356		500 мл	990,00
	00000052762		1,0 л	1870,00
№2 плюс — жидкость для расширения каналов с антисептическим действием на основе 17% раствора ЭДТА и мирамистина <i>«SmearOFF 2-in-1» «Vista Dental Products», США «QMix 2 in 1» «Dentsply Sirona», США</i>	00000067205	Жидкость	15 мл	220,00
	00000067222		100 мл	352,00
	00000000000		250 мл	770,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
	00000067204		500 мл	1 265,00
	00000067178		1,0 л	2 200,00
№3 – жидкость для антисептической обработки каналов на основе глутарового альдегида	00000000042	Жидкость	15 мл	187,00
№4 – стабилизирующая жидкость для остановки кровотечения из каналов	00000000043	Жидкость	15 мл	187,00
ЭОДЕНТ длительного отверждения Цинкоксидэвгенольный материал для пломбирования корневых каналов зубов <i>«Endodont» «PSP Dental», Англия «Endomet Plain» «Septodont», Франция «Caryosan» «Spofa Dental», Чехия «Endomet Plain» «Septodont», Франция</i>	00000000138	Порошок Жидкость	25 г 8 мл	495,00
ЭОДЕНТ антисептический длительного отверждения Цинкоксидэвгенольный материал с добавлением диоддитимола для пломбирования корневых каналов зубов <i>«BIOSEAL RETARD», «Ogna», Италия</i>	00000091874	Порошок Жидкость	10 г 6 мл	594,00
ЭТИДРОНАТ натрия 9% Мягкий биосовместимый хелатный агент (комплексообразователь) <i>*Реактив продается с 20% НДС</i>	0000091875	Порошок	100 мл (10мл x 0,9г, 10 шт)	495,00

Эодент

антисептический
длительного отверждения

цинкоксидэвгенольный силер для постоянной
обтурации корневых каналов

Преимущества

- > пластичность
- > отсутствие полимеризационной усадки
- > пролонгированное антимикробное действие
- > низкая водорастворимость
- > адгезия к тканям зуба
- > рентгеноконтрастность
- > биосовместимость

Состав

- > окись цинка
- > эвгенол
- > диоддитимол
- > модифицированная смола
- > активные добавки

Аналоги: «BIOSEAL RETARD» «OGNA», Италия

ЭНДОДОНТИЯ

ВЛАДМИВА
vladmiva.ru

НОВЫЙ ПРОДУКТ
NEW

Материал стоматологический
цинкоксидэвгенольный

Эодент®
антисептический

Длительного отверждения

Порошок	10 г
Жидкость	6 мл

Эндодонтические материалы

market@tdvladmiva.ru

Торговый Дом «ВЛАДМИВА»
308023 г. Белгород ул. Садовая, 118

(4722) 200-555

3. ЛЕЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)	
АЛЬВАНЕС ПАСТА гемостатическая – рассасывающийся компресс для альвеол <i>«Alvogyl» «Septodont», Франция</i> <i>«Alveolex» «Biodinamica», Бразилия</i> <i>«Alveopaste» «PD», Швейцария</i>	00000000004	Паста	20 г	363,00	
АЛЬВАНЕС ПОРОШОК Гемостатический порошок применяется при удалении зубов, снятии камней, кюретаже пародонтальных каналов <i>«Alstase» «Septodont», Франция</i>	00000000005	Порошок	7 г	220,00	
АЛЮМОГЕЛЬ Гель гемостатический для обработки зубных лунок, ретракции десны и обработки корневых каналов при апикальном кровотечении на основе хлорида алюминия <i>«Alustat gel» «Cerkamed», Польша</i> <i>«Race gel» «Septodont», Франция</i> <i>«ViscoStat Clear» «Ultradent», США</i> <i>«Retracord» «PSP Dental», Англия</i>	00000004651	Гель	5 мл	220,00	
АЛЮМОГЕЛЬ (ФОРТЕ) Гель гемостатический для обработки зубных лунок, ретракции десны и обработки корневых каналов при апикальном кровотечении с добавлением солей железа	00000004796	Гель	5 мл	242,00	
АЛЮМОСИЛ Паста для ретракции десны и остановки кровотечения на основе хлорида алюминия <i>«Expasyl» «Pierre Rolland», Франция</i> <i>«Astringent retraction paste», «3M Espe», США</i>	00000010403	Канюля с пастой	0,3 г x 10	1 320,00	
	00000010404	Паста	1,5 г	660,00	
БЕЛАИОД Для стерилизации слизистой оболочки полости рта и инфицированных корневых каналов. <i>«Iodo glycol Paste Neo» «Neo Dental Chemical Products., LTD», Япония</i>	00000001326	Паста	3 г	242,00	
БЕЛСОЛ №2 материал на основе хлоргексидина Для профилактической и антисептической обработки слизистой поверхности, медикаментозной обработки кариозных полостей перед процедурой пломбирования, а также при наличии зубных протезов, брекетов и имплантатов <i>«Cervitec Liquid», «Ivoclar Vivadent», Лухменштейн</i>	0,05 %	00000081423	50 мл	55,00	
		00000007813	100 мл	132,00	
		00000082871	250 мл	242,00	
		00000073759	500 мл	440,00	
	0,2 %	00000045529	Гель	10 г	330,00
		00000000000	Гель	3 мл	143,00
		00000042537	Гель	5 мл	220,00
БЕЛСОЛ №3 Средство для полосканий при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, при гингивите и пародонтите на основе витаминов	00000002190	Жидкость – концентрат	20 мл	220,00	
ВИТАДОНТ Паста для лечения и профилактики пародонтита на основе антиоксидантов – витаминов Е, С, β-каротина	00000000008	Паста	15 г	297,00	
КАЛЬЦЕВИТ Кальцийсодержащий лечебный подкладочный материал <i>«Calcicur» «Voco», Германия</i> <i>«Calcipulpe» «Septodont», Франция</i> <i>«Cavity Liner» paste «PD», Швейцария</i>	00000000034	Паста	7 г	197,00	
	00000001774	Порошок	7 г	397,00	
КАЛЬЦЕСИЛ Двухкомпонентный (паста-паста) рентгеноконтрастный подкладочный материал химического отверждения, содержащий гидроокись кальция <i>«Dycal» «Dentsply», США</i> <i>«Calcimol» «Voco», Германия</i> <i>«Cavity Liner» Compound «PD», Швейцария</i> <i>«Septocalcine ultra» «Septodont», Франция</i>	00000000035	Паста базисная Паста каталитическая	5 г 3 г	396,00	
	00000042538	Паста базисная Паста каталитическая	13 г 11 г	880,00	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
КАЛЬЦЕЛАЙТ Светоотверждаемый подкладочный материал на основе гидроокиси кальция «Ultra-Blend plus» «Ultradent», США «Cavity Liner LC» «PD», Швейцария		00000000036	Паста	3,5 г	440,00
		00000018854		1,5 г	330,00
КАЛЬЦЕТАТ Суспензия гидроксида кальция для изоляции пульпы зуба при глубоком кариесе «Contrasil» «Septodont», Франция		00000000037	Суспензия Растворитель	5 мл 15 мл	275,00
КАПРАМИН Гемостатическая жидкость на основе хлорида алюминия применяется при удалении зубов, снятии камней, кюретаже пародонтальных каналов «Alustat» «Cerkamed», Польша «Racestypin» «Septodont», Франция «Hemostatic» «PD», Швейцария		00000000047	Жидкость	30 мл	275,00
		00000058683	Жидкость	15 мл	154,00
		00000054321	Жидкость – спрей	30 мл	297,00
КАПРАМИН Гемостатическая жидкость на основе сульфата железа применяется при удалении зубов, снятии камней, кюретаже пародонтальных каналов «Astringedent», «Ultradent», США		00000050900	Жидкость	30 мл	275,00
КАРИКЛИНЗ Комплект инструментов и материалов для химико-механического препарирования кариозных полостей Набор гелей для химико-механического удаления размягченного дентина из кариозных полостей без использования бормашины Набор инструментов «Carisolv» «Medi Team», Швеция		00000001894	Гель № 1 Гель № 2 Инструменты Индикатор	3 г 3 г 8 шт. 10 мл	11 440,00
		00000001327	Гель №1 Гель №2	3 г 3 г	550,00
		00000003638		8 шт	11 000,00
КП-ПЛАСТ Саморассасывающиеся ДВУХСЛОЙНЫЕ пластины состоящие из гидрофильного и гидрофобного слоев для проведения антимикробной и противовоспалительной терапии полости рта на основе масел и экстрактов растительного сырья, антисептиков, витаминов, анестетиков «Диплен-Дента» «Норд-Ост», Россия	ВАЙТ	00000037852	Пластины 2 шт	5x10 см	660,00
	ФИТО	00000041029		5x10 см	550,00
	ВИТА	00000041028		5x10 см	550,00
	АНТИМИКРОБНЫЙ	00000041027		5x10 см	550,00
	АНТИМИКРОБНЫЙ	00000053684	Чипы	5x4 мм x 5 шт	1 265,00
00000055295		5x4 мм x 10 шт		2 310,00	
ПАРАСЕПТ Защитный компресс при локальных формах пародонтита, а также для оттеснения десны и для временного пломбирования «Septo-pack» «Septodont», Франция		00000036609	Паста	60 г	330,00
ПАРАСЕПТ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ Антимикробный самотвердеющий компресс для десен		00000036608	Паста	60 г	363,00
РЕ-КОРД Жидкость для остановки апикальных и десневых кровотечений, а также для обработки ретракционных нитей		00000001045	Жидкость	5 мл	176,00
				15 мл	396,00
РЕ-КОРД Хлопчатобумажные (х/б) ретракционные нити № 0, 1, 2, 3 «Septofil» «Septodont», Франция «Retracord» «PSP Dental», Англия «Ultra Pak», «Ultradent», США «Gingi-Pak», «Gingi-Pak», США	не пропитанная	00000000000	Нить №0 (000)	2,8 м	297,00
		00000063307	Нить №1 (00)	2,8 м	
		00000063331	Нить №2 (1)	2,8 м	
		00000063308	Нить №3 (2)	2,8 м	
	пропитанная алюминия хлоридом армированная п/э волокном (синяя)	00000068821	Нить №0 (000)	2,8 м	330,00
		00000061931	Нить №1 (00)	2,8 м	
		00000061933	Нить №2 (1)	2,8 м	
		00000061934	Нить №3 (2)	2,8 м	
	пропитанная эпинефрином армированная п/э волокном (зеленая)	00000068820	Нить №0 (000)	2,8 м	363,00
		00000061935	Нить №1 (00)	2,8 м	
		00000061936	Нить №2 (1)	2,8 м	
		00000061937	Нить №3 (2)	2,8 м	
ФТОРАСЕПТ Гель для лечения слизистой полости рта и профилактики кариеса: • на основе хлоргексидина и аминифторида; «Elmex gelee» «GABA», Швейцария		00000007475	Гель	10 г	297,00

ВЛАДМИВА
vladmiva.ru

БелСол

№2

хлоргексидина
биглюконат



2%	жидкость гель	концентрат готовая консистенция	лечение гнойных форм периодонтитов
0,05%	жидкость	готовая к применению	профилактическая обработка полости рта
0,2%	гель	готовая консистенция	в качестве лечебного материала для временного пломбирования каналов в пародонтологии

№1

алюминия хлорид



профилактические
полоскания полости рта
перед приемом, перед
снятием слепков

натрия фторид



фторирование,
предотвращение кариеса,
заболеваний десен

№3

бета-каротин, витамин Е,
витамин С



полоскание при воспалительных
процессах, при гингивите,
пародонтите



www.tdvladmiva.ru
market@tdvladmiva.ru
(4722) 200-555

Торговый Дом «ВЛАДМИВА»,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
АРГЕНАТ (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ) Раствор фторида диамминсеребра (I) для профилактики кариеса молочных зубов, обработки кариозной полости после препаровки, лечения гиперестезии, обработки фиссур и углублений (серебрения и фторирования) <i>«Saforide» «Neo chemical dental», Япония</i>		00000001575	Жидкость	5 мл	594,00
АРГЕНАТ (ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ) Набор жидкостей для серебрения инфицированных и плохопроходимых каналов, молочных зубов, а также зубов, пораженных пришеечным кариесом <i>«Cariostatic» «Vatar Proxima», Бразилия</i>		00000000001	Жидкость №1 Жидкость №2 Масло вазелиновое	4 мл 3 мл 5 мл	693,00
АЭР-КЛИНЗ (ПРЕП) Абразивный порошок (диаметром 29 мкм и 45 мкм) для препаровки кариозных полостей и фиссур на основе оксида алюминия <i>«Abrasive powder», «EMS», Швейцария</i>		00000007000	Порошок (29 мкм)	40 г	165,00
		00000007725	Порошок (29 мкм)	200 г	595,00
		00000034833	Порошок (45 мкм)	40 г	165,00
		00000034834	Порошок (45 мкм)	200 г	595,00
АЭР-КЛИНЗ (ПРОФ) Профилактический порошок применяемый для чистки твердых тканей зубов по методике «Аэр-Флоу»					
на основе соды для удаления мягкого налета и полирования естественных зубов с различными отдушками <i>«Air-flow classic» «EMS», Швейцария «PROPHY pearls», «KaVo», Германия «Vision Polishing Powder», «Willmann and Pein GmbH», Германия «FLASH pearl», «NSK», Япония</i>	Лимон (пробник)	00000005115	Порошок	20 г	147,00
	Лимон	00000006407		300 г	814,00
	Вишня	00000047437			
	Мята	00000045891			
	Черная смородина	00000045893			
	Тропикана	00000045892			
	Дыня	00000087437			
	Апельсин	00000087438			
	Тутти-фрутти	00000087439			
	Мультифрукт	00000087440			
	Клубника	00000077499			
	Крем-брюле	00000091716			
	Лесная ягода	00000091670			
	Бабл-гам	00000091671			
	Без отдушки	00000084580			
на основе глицина для удаления незначительного налета и мягкой полировки естественных зубов <i>«Air-flow soft» «EMS», Швейцария</i>	СОФТ (65мкм)	00000032612	Порошок	200 г	990,00
на основе глицина для поддесневой полировки и щадящей чистки молочных зубов <i>«Air-flow perio» «EMS», Швейцария</i>	ПЕРИО (25мкм)	00000032613	Порошок	120 г	880,00
	ПЛЮС	00000000000	Порошок	120г	1 540,00
на основе эритритола исключительно для удаления поддесневого и наддесневого зубного налета					
АЭР-КЛИНЗ (суспензия) Суспензия гидроксиапатита для очищения поверхности корней и полировки зубов по системе VECTOR <i>«Vector fluid polish», «Dürr Dental», Германия</i>		00000008913	Суспензия	100 мл	440,00
		00000000000	Новые вкусы: мята манго чёрная смородина тропик тутти-фрутти	250 мл	990,00
		00000000000			
		00000000000			
		00000000000			
		00000000000			

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
БЕЛАГЕЛЬ – О (набор) гелей для домашнего отбеливания зубов (на основе перекиси карбамида): - гель отбеливающий Белагель – О - гель реминерализирующий Белагель – Са/Р - гель фторирующий Белагель – F - паста защитная - ложка термопластичная (каппа)	12%	00000000011	Гель (4 шприца) Гель (2 шприца) Гель (2 шприца) Паста (1 шприц) Каппа	1 мл 1 мл 1 мл 5 мл 2 шт	880,00
	20%	00000000012		880,00	
БЕЛАГЕЛЬ – О (набор) (30%) гелей для клинического отбеливания зубов (на основе перекиси карбамида): - гель отбеливающий Белагель – О - гель реминерализирующий Белагель – Са/Р - гель фторирующий Белагель – F - паста защитная Аксил		00000000013	Гель Гель Гель Паста	5 мл 5 мл 5 мл 5 мл	880,00
БЕЛАГЕЛЬ – О Отбеливающий гель на основе пероксида карбамида <i>«Opalescence» «Ultradent», США</i> <i>«Perfect Bleach», «Voco», Германия</i>	12%	00000000015	Гель	5 мл	242,00
	20%	00000000016	Гель	5 мл	242,00
	30%	00000000017	Гель	5 мл	242,00
БЕЛАГЕЛЬ – О ВАЙТ Набор гелей (Белагель О и Белагель Са/Р) для отбеливания и реминерализации зубов <i>«Brite Smile Professional Teeth Whitening», «Brite Smile Inc», США</i>		00000037834	Гель (флакон с кисточкой) Гель (флакон с кисточкой) Ретрактор	2,5 мл 2,5 мл 1 шт	770,00
БЕЛАГЕЛЬ – О ЛАЙТ Гель световой активации (по системе ZOOM) на основе перекиси водорода для клинического отбеливания зубов <i>«Zoom» «Discus Dental Inc», США</i>	15%	00000008915	Гель	1,5 г	550,00
	10%	00000025806	Гель	1,5 г	550,00
БЕЛАГЕЛЬ – О АКТИВ Гель химической активации на основе перекиси водорода для клинического отбеливания зубов <i>«Opalescence Xtra Boost» «Ultradent», США</i>	20%	00000008916	Гель перекисный Гель активатор Каппа	1,5 г 1,5 г 2 шт	550,00
	30%	00000009306	Гель перекисный Гель активатор	1,5 г 1,5 г	550,00
ТЕМПОФОТ — жидкий коффердам Светоотверждаемый композит для защиты слизистой оболочки полости рта при проведении процедуры отбеливания	синего цвета	00000041025	Паста	1,5 г + 1,5 г	363,00
		00000000000	Паста	3 x 1,5 мл 10 канюль	990,00
		00000052330	Паста – капсулы	0,25 г x 20 шт	1 320,00
БЕЛАГЕЛЬ – Са/Р Реминерализирующий гель - со вкусом тропикана, лимона, вишни, мяты, ванили, клубники, апельсина, зефира, сахарной ваты, жевательной резинки, винограда и др.		00000013021	Гель	10 г	242,00
		00000001149	Гель	5 мл	198,00
БЕЛАГЕЛЬ – F Фторирующий гель для профилактики кариеса - со вкусом тропикана, лимона, вишни, мяты, ванили, клубники, апельсина, зефира, сахарной ваты, жевательной резинки, винограда и др. <i>«Fluoridin Gel №5» «Profluorid varnish» «Voco», Германия</i> <i>«Topeh APF», «Dentsply», США</i> <i>«Gelabo APF», «DEEPAK PRODUCTSP», США</i> <i>«Sherbet APF gel», «Sherbet», США-Kumail</i>	pH 7	00000000014	Гель	5 мл	242,00
		00000059439	Гель клубника	5 мл	242,00
		00000045530	Гель	10 г	440,00
		00000000000	Гель (флакон с кисточкой)	2,5 мл	330,00
	pH 4	00000061795 00000032596	Гель мята Нейтральный	500 мл	990,00
		00000081652	Гель нейтральный		
		00000060092	Гель вишня		
		00000056104	Гель клубника		
		00000060093	Гель апельсин		
БЕЛАГЕЛЬ – P Гель размягчающий для снятия зубного налета <i>«Скалинг», «Омега-Дент», Россия</i>		00000000385	Гель	5 мл 2*2,5мл	286,00 550,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
БЕЛАК – F Лак фторирующий, однокомпонентный <i>«Profluorid varnish» «Voco», Германия «Fluor Protector N» «Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн</i>		00000000010	Лак	25 мл	242,00
БЕЛАК – F прозрачный Лак фторирующий, однокомпонентный на основе природных смол <i>«Composeal» «Dentamerica», США</i>		00000015719	Лак	25 мл	264,00
БЕЛСОЛ №1 Для гигиенических и профилактических полосканий полости рта пациента перед стоматологическим приемом, перед снятием слепков <i>«Calypso» «Septodont», Франция</i>		00000002189	Жидкость - концентрат	125 мл	275,00
		00000000000	Жидкость готовая к применению	1,0 л	990,00
БЕЛСОЛ №1- F Ополаскиватель для профилактики кариеса зубов, содержащий 1,5% фторида натрия		00000018842	Жидкость - концентрат	125 мл	396,00
БЕЛСОЛ №1- F (набор) Ополаскиватель для профилактики кариеса зубов, содержащий 1,5% фторида натрия		00000025093	Жидкость – концентрат	118 мл	1 100,00
			Квадрососуд Одноразовый стакан (50 шт)	1,14 л 0,2 л	
ГЛУФТОРЭД Комплект для глубокого фторирования эмали и дентина <i>«Эмаль и дентин Герметизирующий ликвид» «Humanchemie», Германия</i>		00000001726	Жидкость Суспензия	10 мл 10 мл	880,00
ДЕСЕНСИЛ-АКТИВ для ускоренной реминерализации и снижения чувствительности твердых тканей зуба по «Pro-Argin» технологии <i>«Sensitive Pro-Relief», «Colgate» США «Elmex sensitive professional», «Gaba international», Германия</i>		00000032611	Гель	10 мл	187,00
КАВИТИЛИН Ополаскиватель с фтором Ополаскиватель с ароматом мяты Ополаскиватель концентрат с ароматом мяты		00000091877	Жидкость	250 мл	168,00
		00000091878	Жидкость	250 мл	198,00
		00000000000	Жидкость	50 мл	220,00
КОЛОРИДЕНТ Лак декоративный для окрашивания твердых тканей зуба, реминерализации и снижения чувствительности	белая эмаль тон 1	00000037181	Лак Кисточка Ретрактор / салфетка	6 мл 1 шт 1 шт / 5 шт	770,00
	белая эмаль тон 2	00000037182	Лак Кисточка Ретрактор / салфетка	6 мл 1 шт 1 шт / 5 шт	770,00
	белая эмаль тон 1	00000018709	Лак	6 мл	660,00
	белая эмаль тон 2	00000018710			
	изумрудные искры	00000022838			
	серебряные искры	00000022839			
	золотые искры	00000022840			
	черный	00000022841			
	сиреневый	00000022842			
	розовый	00000022844			
	желтый	00000022845			
	красный	00000022846			
	синий	00000022847			
	зеленый	00000022848			
	КОЛОРИДЕНТ (набор) Лак декоративный для окрашивания твердых тканей зуба, реминерализации и снижения чувствительности. Набор оттенков: белая эмаль тон 1, белая эмаль тон 2, изумрудные искры, серебряные искры, золотые искры, черный, сиреневый, розовый, желтый, красный, синий, зеленый.		00000018708	Лак	12 шт. по 6 мл

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
КОЛОРИДЕНТ LC (набор) Паста светоотверждаемая для декоративного окрашивания твёрдых тканей зуба (7 цветов – набор оттенков: прозрачная, белая, красная, оранжевая, желтая, синяя, зеленая)		00000018844	Паста Гель для травления эмали	7 шт. по 1 мл 3 мл	1 932,00
КОЛОРИДЕНТ LC Паста светоотверждаемая для декоративного окрашивания твёрдых тканей зуба	прозрачная	00000025807	Паста	1 мл	278,00
	белая	00000025840	Паста	1 мл	278,00
	красная	00000025841	Паста	1 мл	278,00
	оранжевая	00000025842	Паста	1 мл	278,00
	желтая	00000025843	Паста	1 мл	278,00
	синяя	00000025844	Паста	1 мл	278,00
	зеленая	00000025845	Паста	1 мл	278,00
КОЛОРИ-ТЕСТ Индикаторы для выявления:		00000000049	Жидкость №1	20 мл	198,00
№2 — начального кариеса и остаточного дентина при препарировании кариозных полостей		00000000051	Жидкость №2	20 мл	198,00
№3 — мягкого зубного налета		00000000000	Гель №2	2 x 2,5 мл 20 канюль	440,00
№4 — устья корневого канала		00000000052	Жидкость №3	20 мл	198,00
«Caries Indicator», «Ultradent», США «Caries Detektor» «Kuraray Dental», Япония «Caries Marker» «Voco», Германия «Snoop» «Pulpdent», США «Tri Plaque ID» «GC», Япония «Katerol», «Acteon», Франция		00000000000	Жидкость ополаскиватель	250 мл	495,00
		00000054673	Жидкость №3 Ручка-кисточка	5 мл	330,00
		00000001727	Жидкость №4	5 мл	198,00
НАНОФЛЮОР Уникальный реминерализующий и фторирующий лак на основе природных смол и наноаполнителей (глубокая минерализация и фторирование) «Bifluorid 12» «Voco», Германия «Copal Varnish» «PD», Швейцария «MI Varnish» «GC», Япония		00000007472	Лак Растворитель	5 мл 5 мл	1 540,00
ПОЛИДЕНТ — набор Полирующие и кальцинирующие пасты для естественных зубов		00000000108	Паста №1 Паста №2 Паста №3	40 г 40 г 30 г	770,00
ПОЛИДЕНТ №1 Паста для размягчения и удаления твердых зубных отложений		00000000093	Паста	5 мл	220,00
«Detartrine» «Septodont», Франция «Kliint» «Voco», Германия		00000000000	Паста	45 г	550,00
		00000007812	Паста	90 г	770,00
ПОЛИДЕНТ №2 Паста для удаления мягкого налета, пелликул и очистки эмали перед процедурами травления, герметизации фиссур и отбеливания		00000000094	Паста	5 мл	220,00
«Detartrine Z» «Septodont», Франция «Clean Joy» «Voco», Германия		00000000000	Паста	45 г	550,00
		00000007811	Паста	90 г	770,00
ПОЛИДЕНТ №3 Паста для отбеливания зубной эмали, реминерализации и фторирования механическим способом «Remin Pro» «Voco», Германия		00000000096	Паста	5 мл	220,00
ФИССУЛАЙТ Герметик светового отверждения для запечатывания фиссур серии «Калейдоскоп»	белая	00000008918	Паста-шприц	1 мл	550,00
		00000051781	Паста-капсулы	0,25 г x 20 шт	3 300,00
	золотая	00000010401	Паста	1 мл	550,00
		00000052568	Паста-капсулы	0,25 г x 20 шт	3 300,00
	оранжевая	00000010043	Паста	1 мл	550,00
		00000052567	Паста-капсулы	0,25 г x 20 шт	3 300,00
	красная	00000010042	Паста	1 мл	550,00
		00000052565	Паста-капсулы	0,25 г x 20 шт	3 300,00
	зеленая	00000010040	Паста	1 мл	550,00
		00000052598	Паста-капсулы	0,25 г x 20 шт	3 300,00
	синяя	00000010045	Паста	1 мл	550,00
		00000052566	Паста-капсулы	0,25 г x 20 шт	3 300,00
	прозрачная	00000010044	Паста	1 мл	550,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00000000000		2 мл х 2 шт	1 980,00
		00000000000	Паста-капсулы	0,25 г х 20 шт	3 300,00
ФИССУЛАЙТ Герметик светового отверждения для запечатывания фиссур	белая прозрачная	00000000127	Паста Паста Гель для травления эмали на орг. основе	1 мл 1 мл 1 мл	1 100,00
ФИССУЛАЙТ (набор) Герметик светового отверждения для запечатывания фиссур серии «Калейдоскоп» 7 цветов «Fissurit» «Voco», Германия «Fisseal» «Willmann & Pein GmbH», Германия «Clinpro Sealant», «3M Espe», США «Twinky Star», «Voco», Германия		00000008917	Паста - прозрачная - белая - золотая - оранжевая - красная - зеленая - синяя Гель для травления на орг. основе	1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 3 мл	3 630,00
ФИССУЛАЙТ (набор бесцветный) Герметик светового отверждения для микроинвазивного лечения начальных стадий кариеса «Icon Infiltrant» «DMG», Германия		00000067840	Прозрачный герметик Кондиционер Гель для травления	3 мл 5 мл 3 мл	1 540,00
ФИССХИМ (набор) Герметик химического отверждения для запечатывания фиссур и других анатомических углублений интактных зубов серии «Калейдоскоп» 4 цвета «Delton» «Jonson & Jonson», США		00000022950	Паста основная : - желтая - зеленая - синяя - красная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 3 мл 3 мл 4 шт х3 мл 5 мл	5 500,00
ФИССХИМ Герметик химического отверждения для запечатывания фиссур и других анатомических углублений интактных зубов. Основная паста одного из цветов:	белая	00000001566	Паста основная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл	1 430,00
	жёлтая	00000025846	Паста основная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл	1 430,00
	зеленая	00000025847	Паста основная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл	1 430,00
	синяя	00000025848	Паста основная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл	1 430,00
	красная	00000025849	Паста основная Паста каталитическая Гель для травления эмали	3 мл 3 мл 5 мл	1 430,00
ФИССХИМ (АВТОМИКС) Герметик химического отверждения для запечатывания фиссур и других анатомических углублений интактных зубов. Основная паста одного из цветов:	белая	00000000000	Паста основная Паста каталитическая	6,0 + 6,0 г 15 смесителей 30 канюль	2 970,00
	жёлтая	00000000000			
	зеленая	00000000000			
	синяя	00000000000			
	красная	00000000000			
ЦЕМИОН (набор) Стеклоиономерный цемент серии «Калейдоскоп» 4 цвета «Ionofil» «VOCO», Германия «Ketac Fil Plus» «3M Espe», Германия «Fuji- VIII GP» «GC», Япония		00000008907	Порошок (синий) Порошок (желтый) Порошок (зеленый) Порошок (малиновый) Жидкость Кондиционер Лак покрывной	15 г 15 г 15 г 15 г 13 мл х 2 шт 15 мл 15 мл	2 200,00
ЦЕМИОН Стеклоиономерный цемент серии «Калейдоскоп» одного из цветов	синий	00000010290	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл 10 мл	880,00
	жёлтый	00000010288	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл 10 мл	880,00
	зеленый	00000010289	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл 10 мл	880,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
	малиновый	00000010291	Порошок Кондиционер Жидкость Лак покрывной	20 г 10 мл 10 мл 10 мл	880,00

ВНИМАНИЕ!

***Позиции, отмеченные звездочкой, не относятся к медицинским изделиям – продаются с НДС в размере 20%.**

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ДЕСЕНСИЛ* Для снижения чувствительности зубов и слизистой оболочки полости рта с различными отдушками (апельсин, лесная ягода, мята, вишня, клубника, черная смородина, тутти-фрутти) на основе лидокаина, гидрохлорида (12%) <i>«Xylonor gel», «Septodont», Франция «Xylocontact, creme», «Pierre Rolland», Франция «Anaestho Gel», «Voco», Германия</i>	00000079138	Гель (апельсин)	5 мл	220,00
	00000079139	Гель (лесная ягода)		
	00000079509	Гель (мята)		
	00000079697	Гель (клубника)		
	00000000000	Гель (вишня)	30 г	396,00
	00000059260	Гель (лесная ягода)		
	00000059259	Гель (клубника)		
	00000079472	Гель (апельсин)	60 г	696,00
	00000079474	Гель (вишня)		
	00000079463	Гель (лесная ягода)		
	00000079730	Гель (мята)		
	00000079887	Гель (клубника)		
	00000000000	Гель (тутти-фрутти)		
	00000000000	Гель (черная смородина)		
	00000079382	Паста	5 мл	253,00
ДЕСЕНСИЛ Topical гель* Для снижения чувствительности зубов и слизистой оболочки полости рта с различными отдушками на основе бензокаина (20%) <i>«Prime Gel», «Prime Dental», США «Gelato Topical Anesthetic Gel», Keystone Ind., США «Torax Topical Anesthetic Gel», Sultan, США «CHOY Freez-Eez», GERMIPHENE Corp., Канада</i>	0000098799	Гель (вишня)	30 мл (гр)	396,00
	0000097896	Гель (лесная ягода)		
	0000095789	Гель (клубника)		
	0000079798	Гель (апельсин)		
	0000097897	Гель (черная смородина)		
	0000085485	Гель (тутти фрутти)		
	0000098800	Гель (мята)		
ДЕСЕНСИЛ АСЕПТ* Для снижения чувствительности зубов и слизистой оболочки полости рта <i>«Xylonor Spray», «Septodont», Франция «Лидоксор спрей», «Омега-Дент», Россия</i>	00000078605	Жидкость-спрей	30 мл	363,00
	00000054804	Жидкость-спрей	50 мл	550,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ДЕСЕНСИЛ Topical спрей* Для снижения чувствительности зубов и слизистой оболочки полости рта на основе бензокаина (20%) <i>Gelato Metered Spray, Keystone Ind., США</i>	000000095605	Жидкость-спрей	30 мл	396,00
ДЕСЕНСИЛ 2-этапный десенситайзер* Для профилактики кариеса и снижения чувствительности зубов <i>«UltraEZ», «Ultradent», США «Sensitive Pro-Relief», «Colgate» США «Isodan», «Septodont», Франция</i>	0000082117	Жидкость №1 Жидкость №2	15 мл 15 мл	360,00

5. ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	о	ЦЕНА с НДС 10% (руб.)
АЛЬВАНЕС ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ГУБКА антисептический, болеутоляющий, рассасывающийся компресс для альвеол <i>«Альвостаз губка» «Омега-Дент», Грузия «Hemocolagen» «Septodont», Франция</i>	с йодоформом	00000034835	Губка	30 шт	990,00
		00000065387	Губка	50 шт	1 320,00
	с линкомицином	00000037495	Губка	30 шт	990,00
		00000091143	Губка	50 шт	1 320,00
	с хлоргексидином и метронидазолом	00000037496	Губка	30 шт	990,00
		00000091144	Губка	50 шт	1 320,00
БИНТ ИОДОФОРМНЫЙ МАРЛЕВЫЙ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ для лечения постэкстракционных лунок и дезинфекции синусов верхней челюсти <i>«Iodoform Gauze» «PD», Швейцария</i>	Бинт	00000000000		75 мм x 75 мм	440,00
		00000000000		100 мм x 100 мм	550,00
		00000026014		2,5 м x 10 мм	660,00
		00000026016		2,5 м x 20 мм	770,00
		00000026013		5,0 м x 10 мм	1 210,00
		00000026015		5,0 м x 20 мм	1 430,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ Комплект		00000093452	Крошка 0,5 см ³ Мембрана	15 x 15 x 0,3 мм	3 630,00
		00000093453	Крошка 1,0 см ³ Мембрана	15 x 25 x 0,3 мм	5 500,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ остеопластический материал на основе высокоочищенного костного коллагена для применения в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии <i>«Остеоматрикс» «КОНЕКТБИОФАРМ», Россия «OsteoBiol» «TecnoSS», Италия «Osteoplant Flex spong» «Bioteck», Италия «OsteoBiol Gen Oss» «TecnoSS», Италия «OsteoBiol Sp-block» «TecnoSS», Италия «BioOST» кортикальная пластина «Кардиопласт», Россия</i>		00000055316	Крошка 200-1000 мкм	0,25 см ³ (0,15 г)	1 100,00
		00000000000	Чипсы 1000-5000 мкм	0,25 см ³ (0,15 г)	
		00000023969	Крошка 200-1000 мкм	0,5 см ³ (0,30 г)	1 540,00
		00000023956	Чипсы 1000-5000 мкм	0,5 см ³ (0,25 г)	1 650,00
		00000023959	Блоки 5x5x5 мм	0,5 см ³ (4 шт)	1 650,00
		00000024004	Блоки 5x5x10 мм	0,5 см ³ (2 шт)	
		00000023990	Крошка 200-1000 мкм	1 см ³ (0,60 г)	2 200,00
		00000023955	Чипсы 1000-5000 мкм	1 см ³ (0,50 г)	
		00000024002	Блоки 5x5x5 мм	1,0 см ³ (8 шт)	
		00000023963	Блоки 5x5x10 мм	1,0 см ³ (4 шт)	2 970,00
		00000023992	Крошка 200-1000 мкм	1,5 см ³ (0,90 г)	
		00000023970	Чипсы 1000-5000 мкм	1,5 см ³ (0,75 г)	
		00000023964	Блоки 5x10x30 мм	1,5 см ³ (1 шт)	3 630,00
		00000051393	Крошка 200-1000 мкм	2,0 см ³ (1,20 г)	
		00000000000	Чипсы 1000-5000 мкм	2,0 см ³ (1,00 г)	6 930,00
		00000067414	Крошка 200-1000 мкм	5,0 см ³	
		00000054173	Пластина кортикальная с перфорацией	8 x 20 мм	3 630,00
		00000050733	Пластина губчатая	15 x 15 мм	1 430,00
		00000050734		15 x 25 мм	1 980,00
		00000068938	Кольцо (h = 10мм, d= 6 мм)	1 шт	3 630,00
		00000074358	Кольцо (h = 10мм, d= 7 мм)		
		00000068939	Кольцо (h = 10мм, d= 7 мм)		
БИОПЛАСТ-ДЕНТ рентгеноконтрастный остеопластический материал, покрытый ГАП, для применения в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на основе высокоочищенного костного коллагена		00000037854	Крошка 200-1000 мкм	0,5 см ³	1870,00
		00000037937	Чипсы 1000-5000 мкм	0,5 см ³	2 420,00
		00000037855	Крошка 200-1000 мкм	1 см ³	
		00000037938	Чипсы 1000-5000 мкм	1 см ³	3 300,00
		00000037856	Крошка 200-1000 мкм	1,5 см ³	
		00000037939	Чипсы 1000-5000 мкм	1,5 см ³	
БИОПЛАСТ-ДЕНТ депротеинизированный остеопластический материал на основе высокоочищенного костного коллагена для применения в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии <i>«Bio-Oss» «Geistlich», Швейцария «Novobone putty» «B&B Dental», Италия «Cerabone» «Botiss », Германия</i>		00000039679	Крошка 200-1000 мкм	0,5 см ³ (0,30 г)	1 980,00
		00000039680	Крошка 200-1000 мкм	1 см ³ (0,60 г)	2 860,00
		00000039681	Крошка 200-1000 мкм	1,5 см ³ (0,90 г)	3 630,00
		00000051020	Крошка 200-1000 мкм	2,0 см ³ (1,20 г)	4 400,00
		00000075767	Крошка 200-1000 мкм	5,0 см ³	8 800,00
		00000041124	Блоки 5x5x5 мм	0,5 см ³ (4 шт)	1 980,00
		00000041125	Блоки 5x5x10 мм	0,5 см ³ (2 шт)	1 980,00
		00000000000	Блоки 5x5x5 мм	1,0 см ³ (8 шт)	2 860,00
		00000073658	Блоки 5x5x10 мм	1,0 см ³ (4 шт)	2 860,00
		00000050799	Блоки 5x10x30 мм	1,5 см ³ (1шт)	3 630,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	о	ЦЕНА с НДС 10% (руб.)
	00000041126	Конусы d-5, h-15mm d-7, h-17mm	8 шт. 2 шт	3 960,00
	00000042540	Паста 200-1000 мкм	0,5 см³	1 980,00
	00000042539	Паста до 300 мкм	0,5 см³	1 980,00
	00000088856		1,0 см³	2 640,00
	00000056393	Паста 200-1000 мкм	1,0 см³	2 640,00
	00000081434		2,0 см³	4 840,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ <i>деминерализованный</i> остеопластический материал на основе высокоочищенного костного коллагена (деминерализованного) для применения в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии <i>«Putty OsteoBiol» «TecnoSS», Италия</i>	00000023960	Блоки 5х5х5 мм (4 шт)	0,5 см³	1 650,00
	00000006969	Блоки 5х5х5 мм (8 шт)	1,0 см³	2 200,00
	00000023995	Блоки 5х5х10 мм (2шт)	0,5 см³	1 650,00
	00000023961	Блоки 5х5х10 мм (4шт)	1,0 см³	2 200,00
	00000023962	Блоки 5х10х30 мм (1 шт)	1,5 см³	2 970,00
	00000056635	Паста 200-1000 мкм	0,5 см³	1 980,00
	00000000000	Паста 200-1000 мкм	1,0 см³	2 200,00
	00000050735	Пластина	15 х15 мм	1 650,00
	00000050736	Пластина	15 х25 мм	2 200,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ <i>с линкомицином</i> остеопластический материал на основе высокоочищенного костного коллагена недеминерализованного с добавлением линкомицина для пародонтологии	00000023957	Крошка	0,5 см³	1 650,00
	00000023967		1,0 см³	2 200,00
	00000023968		1,5 см³	2 970,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ <i>с хлоргексидином и метронидазолом</i> для пародонтологии	00000023958	Крошка	0,5 см³	1 650,00
	00000023965		1,0 см³	2 200,00
	00000023966		1,5 см³	2 970,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ ГЕЛЬ на основе хондроитинсульфата для снятия отека и воспаления тканей слизистой полости рта в хирургической стоматологии <i>«Surgical Dressing» «PD», Швейцария</i>	00000023971	Гель	3 мл	385,00
	00000023972	Гель	10 мл	990,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ ГЕЛЬ на основе хлоргексидина для лечения тканей пародонта <i>«CHLO-SITE» «GHIMAS», Италия</i>	00000045526	Гель	1 мл	1 540,00
БИОПЛАСТ-ДЕНТ двухслойная резорбируемая МЕМБРАНА для направленной костной регенерации (дерма) <i>«Collprotect membrane» «Botiss», Германия</i> <i>«OsteoBiol Evolution» «TecnoSS», Италия</i> <i>«Bio-Gide» «Geistlich», Швейцария</i> <i>«Jason» «Botiss GmbH», Германия</i>	00000007962	Мембрана	15х15х 0,2-0,5 мм	2 860,00
	00000023973		15х25х 0,2-0,5 мм	4 400,00
	00000023974		25х25х 0,2-0,5 мм	5 940,00
	00000050380		20х30х 0,2-0,5 мм	5 940,00
	00000024005		30х40х 0,2-0,5 мм	11 000,00
	00000042425		50х60х 0,2-0,5 мм	18 370,00
	00000068937		15х15х 0,5-0,8 мм	2 860,00
	00000000000		15х25х 0,5-0,8 мм	4 400,00
	00000000000		25х25х 0,5-0,8 мм	5 940,00
	00000000000		20х30х 0,5-0,8 мм	5 940,00
	00000000000		30х40х 0,5-0,8 мм	11 000,00
	00000000000			
БИОПЛАСТ-ДЕНТ (КОЛЛАГЕНОВЫЙ МАТРИКС) для направленной тканевой регенерации <i>«Mucoderm» «Botiss», Германия</i>	00000054174	Мембрана	10х30х0,8 мм	3 630,00
	00000054175		15х20х0,8 мм	3 630,00
	00000054176		20х30х0,8 мм	4 950,00
	00000054177	Круги	Ø-8мм, h-0,8 мм	1 860,00
	00000054178		Ø-12мм, h-0,8 мм	2 530,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	о	ЦЕНА с НДС 10% (руб.)
КЛИПДЕНТ пародонтологический резорбируемые кальцийфосфатные многослойные гранулы с пролонгированным лечебным эффектом для заполнения карманов	00000039682	Гранулы 200-1000 мкм	1,0 см ³	550,00
КЛИПДЕНТ — ЦЕМ инъекционный биорезорбируемый кальцийфосфатный цемент для ортопедии, имплантологии и травматологии <i>«VitalOs cement» «CalciPhos», Швейцария</i>	00000006580	Порошок Жидкость	2 г 1 мл	2 530,00
КЛИПДЕНТ — ЦЕМ СВЯЗУЮЩЕЕ Биорезорбируемый биоматериал на основе двухфазного сульфата кальция для восстановления дефектов костной ткани <i>«BondBone» «MIS», Израиль</i>	00000075063	Порошок Жидкость	0,4 гр. 0,4 мл	1 265,00
КЛИПДЕНТ ТКФ/ГАП РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ гранулы для костной регенерации на основе β–трикальцийфосфата (60%) и гидроксиапатита (40%) для заполнения дефектов костной ткани <i>«Maxresorb» (гранулы/блоки/цилиндры) «Botiss», Германия</i> <i>«SynthoGraft», «Botiss», Германия</i> <i>«Maxresorb», блоки, «Botiss», Германия</i> <i>«SynthoGraft», цилиндры, «Botiss», Германия</i>	00000036882	Гранулы	100-500 мкм	352,00
	00000036885		500-1000 мкм	
	00000036888		1000-2000 мкм	
	00000036883		100-500 мкм	660,00
	00000036886		500-1000 мкм	
	00000036889		1000-2000 мкм	
	00000036884	Гранулы	100-500 мкм	935,00
	00000036887		500-1000 мкм	
	00000036890		1000-2000 мкм	
	00000000000	Гранулы (нестерильные)	100-500 мкм	2200,00
	00000000000		500-1000 мкм	
	00000000000		1000-2000 мкм	
	00000000000		100-500 мкм	19 800,00
	00000000000		500-1000 мкм	
	00000000000		1000-2000 мкм	
	00000041127	Блоки 5х5х5 мм (4 шт)	0,5 см ³	396,00
	00000000000	Блоки 5х5х5 мм (8 шт)	1,0 см ³	770,00
	00000041128	Блоки 5х5х10 мм (2 шт.)	0,5 см ³	396,00
	00000000000	Блоки 5х5х10 мм (4 шт)	1,0 см ³	770,00
	00000041129	Конусы d-5, h-15 mm d-7, h-17 mm	8 шт 2 шт	1 980,00
КЛИПДЕНТ ГЛ гранулированный резорбируемый β-трикальций фосфат в гиалуроновой матрице (ГЛ) для заполнения дефектов костной ткани	00000023975	Гранулы	100-500 мкм	396,00
	00000023976		500-1000 мкм	
	00000024006		1000-2000 мкм	
	00000023977		100-500 мкм	770,00
	00000023978		500-1000 мкм	
	00000026050		1000-2000 мкм	
	00000023979	Гранулы	100-500 мкм	1 210,00
	00000023980		500-1000 мкм	
	00000026056		1000-2000 мкм	
КЛИПДЕНТ КЛ гранулированный резорбируемый β-трикальций фосфат в коллагеновой матрице (КЛ) для заполнения дефектов костной ткани	00000024007	Гранулы	100-500 мкм	440,00
	00000026047		500-1000 мкм	
	00000023996		1000-2000 мкм	
	00000026051		100-500 мкм	825,00
	00000026052		500-1000 мкм	
	00000026053		1000-2000 мкм	
	00000026057	Гранулы	100-500 мкм	1 210,00
	00000026058		500-1000 мкм	
	00000026059		1000-2000 мкм	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА		о	ЦЕНА с НДС 10% (руб.)	
КЛИПДЕНТ ПЛ гранулированный резорбируемый β-трикальцийфосфат в полилактидгликолидной матрице (ПЛ) для заполнения дефектов костной ткани	00000025497	Гранулы	0,5 см³	100-500 мкм	506,00	
	00000026048			500-1000 мкм		
	00000026049			1000-2000 мкм		
	00000026054		1,0 см³	100-500 мкм	935,00	
	00000026055			500-1000 мкм		
	00000023981			1000-2000 мкм		
	00000026060		1,5 см³	100-500 мкм	1 320,00	
	00000026061			500-1000 мкм		
	00000026062			1000-2000 мкм		
КЛИПДЕНТ ПЛ сорастворитель гранулированный резорбируемый β-трикальцийфосфат, покрытый полилактидгликолидным сополимером для заполнения дефектов костной ткани <i>«Easy-Graft» «Sunstar Guidor», Швейцария</i>	00000023982	Гранулы	0,2 см³	500-1000 мкм	770,00	
		Сорастворитель		0,1 см³		
	00000006581	Гранулы	0,35 см³	500-1000 мкм	880,00	
		Сорастворитель		0,18 см³		
		00000026063	Гранулы	0,5 см³	500-1000 мкм	1 100,00
			Сорастворитель		0,25 см³	
КЛИПДЕНТ МК резорбируемая мембрана на основе коллагена II типа для направленной костной регенерации	00000008901	Мембрана		15x15x0,2 мм	1 265,00	
	00000026065			15x25x0,2 мм	2 200,00	
	00000026066			25x25x0,2 мм	2 640,00	
	00000008900			20x30x0,2 мм	2 530,00	
	00000000000			25x30x0,2 мм	3 080,00	
	00000026067			30x40x0,2 мм	4 950,00	
КЛИПДЕНТ МК ГУБКА коллагеновая хирургическая резорбируемая для имплантологии, пародонтологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии <i>«Jason» губка «Botiss», Германия</i> <i>«Collacon» конусы «Botiss», Германия</i>	00000037033	Губка 10x8x8 мм		10 шт	880,00	
	00000038056	Губка 20x8x8 мм		10 шт	1 100,00	
	00000068893	Цилиндр d-8, h-7 мм		10 шт	880,00	
	00000068892	Цилиндр d-8, h-14 мм		10 шт	1 100,00	
	00000068894	Конус d-4, h-7 мм		10 шт	880,00	
	00000070078	Конус d-5, h-15 мм		10 шт	1 100,00	
	00000071924	Конус d-10, h-20 мм		10 шт	1 265,00	
КЛИПДЕНТ МК ГУБКА коллагеновая хирургическая резорбируемая для имплантологии, пародонтологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с хлоргексидином и метронидазолом <i>«Collacon» «Botiss», Германия</i>	00000000000	Цилиндр d-8, h-7 мм		10 шт	880,00	
	00000000000	Цилиндр d-8, h-14 мм		10 шт	1 100,00	
	00000000000	Конус d-4, h-7 мм		10 шт	880,00	
	00000000000	Конус d-5, h-15 мм		10 шт	1 100,00	
	00000000000	Конус d-10, h-20 мм		10 шт	1 265,00	
КЛИПДЕНТ МК ГУБКА коллагеновая хирургическая резорбируемая для имплантологии, пародонтологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с линкомицином <i>«Collacon» «Botiss», Германия</i>	00000000000	Цилиндр d-8, h-7 мм		10 шт	880,00	
	00000000000	Цилиндр d-8, h-14 мм		10 шт	1 100,00	
	00000000000	Конус d-4, h-7 мм		10 шт	880,00	
	00000000000	Конус d-5, h-15 мм		10 шт	1 100,00	
	00000000000	Конус d-10, h-20 мм		10 шт	1 265,00	
КЛИПДЕНТ МК ГУБКА коллагеновая хирургическая резорбируемая для имплантологии, пародонтологии, хирургической стомато- логии и челюстно-лицевой хирургии <i>«Collacon» max «Botiss», Германия</i>	00000071840	с фосфатом кальция		Конус d-10, h-20 мм	2 шт	1 265,00
		с депротеи- низированной крошкой (размер фракции менее 200 мкм)		Конус d-10, h-20 мм	2 шт	1 760,00
КЛИПДЕНТ МК БИОЛОГИЧЕСКИЙ КЛЕЙ на основе сывороточного альбумина для герметизации и укрепления хирургических швов <i>«BioGlue» «CRYOLIFE», США</i>	00000054710	Гель		0,5 мл	1 430,00	
	00000053685	Гель		1,0 мл	2 640,00	
	00000053093	Гель		2,0 мл	4 400,00	
КЛИПДЕНТ МК ГЕЛЬ на основе гиалуроновой кислоты для лечения и профилактики заболеваний пародонта <i>«ГИАЛУДЕНТ ГЕЛЬ» «Омега Дент», Россия</i>	00000000000	Гель		2 x 2,5 мл 10 канюль	880,00	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	о	ЦЕНА с НДС 10% (руб.)
КЛИПДЕНТ МК ГЕЛЬ на основе гиалуроновой кислоты для имплантологии, ортопедии и эстетико-пластической хирургии <i>«Hyadent» «BIO-SCIENCE», Германия</i>	00000026068	Гель	1 мл	770,00
КП-ПЛАСТ — ПЛАСТИНЫ для лечения тканей пародонта <i>«Perio Chip» «Dexcel Pharma Technologies LTD», Израиль</i>	00000053684	Пластина в форме чипов	5x4 мм 5 шт	1 265,00
	00000055295		5x4 мм 10 шт	2 310,00
	00000000000		5x4 мм 20 шт	4 400,00
СИЛДЕНТ однокомпонентный для герметизации дентальных имплантатов <i>«GAPSEAL» «HAGER & WERKEN», Германия</i>	00000045528	Гель	0,5 см ³	880,00
ТЕМПОФОТ Светоотверждаемый композит для герметизации шахт абатментов перед цементной фиксацией — НИЗКОВЯЗКИЙ	00000041024	Паста (прозрачная)	1,5 г+1,5 г	363,00

По желанию заказчика возможно изготовление мембран, блоков и внутрикостных имплантатов (конусов) других размеров, а также индивидуальных костных блоков из материалов как синтетического происхождения — «Клипдент», так и природного — «Биопласт-Дент».

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

КЛИПДЕНТ-МК губка

- > с фосфатом кальция
- > с депротеинизированной ксеногенной крошкой

биоактивная и биорезорбируемая губка на основе фосфата кальция и коллагена 1-го типа

предназначена для консервации постэкстракционных лунок и других костных дефектов

Преимущества

- > безопасна и клинически эффективна
- > сохраняет объем костных и мягких тканей, предотвращает их атрофию
- > полностью резорбируется в течение 3-6 месяцев
- > трехмерный матрикс для роста тканей

ВЛАДМИВА



Хирургические остеопластические материалы

Материал остеопластический на основе коллагена животного происхождения для восстановления дефектов костных тканей

Клипдент®-МК губка

с фосфатом кальция 2 шт.

конус Ø10 мм h=20 мм

ТУ 1091-131-4084830-2012
Рег. № 027-200214445 от 22.10.2017 г.
Срок годности 2 года

Стерильно R

1



2



3





market@tdvladmiva.ru
+7 (4722) 200-555
tdvladmiva.ru

Торговый Дом «ВладМиВа»,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118

коллаген
1-го типа

кристаллы
фосфата
кальция

6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
АКСИЛ Защитная паста для гидрофобизации поверхностей пломб из силикатных и силикофосфатных цементов <i>«GC Fuji varnish» «GC», Япония</i>	00000000002	Паста	5 г	198,00
АКСИЛ LC Светоотверждаемый защитный лак для изоляции пломб из композиционных стеклоиономерных материалов <i>«Fuji COAT LC» «GC», Япония; «BisCover LV» «Bisco», США «Easy glaze» «Final varnish LC» «Voco», Германия</i>	00000000003	Лак	5 мл	440,00
АКСИЛ LC ДЕСЕНСИТАЙЗЕР* Для снятия повышенной чувствительности твердых тканей зубов <i>Gluma desensitizer «Heraeus Kulzer», Германия «Tokuyama Shield Force Plus», «Tokuyama Dental», Япония</i>	00000031623	Жидкость-смола	5 мл	1 540,00
АНГИДРИН Жидкость для сушки и обезжиривания твердых тканей зуба <i>«Hydrol» «Septodont», Франция</i>	00000000006	Жидкость	20 мл	198,00
	00000050714		30 мл	242,00
	00000000000		45 мл	396,00
	00000025850		100 мл	693,00
БЕЛАБОНД светового отверждения (2-х компонентный) для обеспечения прочного соединения композиционных мате- риалов с твердыми тканями зуба <i>«One-Step», «Bisco», США «Xeno IV», «Dentsply», США «Solobond plus», «Voco», Германия «Optibond», «Kerr», Германия «TE-Econom Bond», «Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн</i>	00000013231	Праймер Адгезив Гель для травления эмали	5 мл 5 мл 5 мл	1 100,00
БЕЛАБОНД однокомпонентный светоотверждаемый адгезив <i>«Optibond universal» «Kerr», Германия</i>	000000001318	Адгезив	5 мл	990,00
БЕЛАБОНД однокомпонентный светоотверждаемый самопротравливающий адгезив <i>«Ibond» «Heraeus kulzer», Германия «G-Bond» «GC», Япония «Futurabond M», «Voco», Германия «Single Bond» «3M ESPE», США; «Adper Prompt L-Pop», «3M ESPE», США</i>	00000013233	Адгезив	5 мл	1 320,00
БЕЛАБОНД химического отверждения для обеспечения прочного соединения композиционных материалов с твердыми тканями зуба	00000001729	Жидкость №1 Жидкость №2 Гель для травления эмали	5 мл 5 мл 5 мл	990,00
БЕЛАБОНД 2-х компонентный наполненный светового отверждения IV поколения содержит MDP <i>OptiBond FL - Kerr, США</i>	00000095628	Праймер Адгезив Гель для травления эмали Аксессуары	8 мл 8 мл 3 мл	3 850,00
БЕЛАБОНД однокомпонентный наполненный светового отверждения тотального травления V поколения содержит MDP <i>OptiBond Solo Plus- Kerr, США</i>	00000095631	Адгезив	5 мл	1 320,00
	00000095759	Адгезив Гель для травле- ния эмали	5 мл 3 мл	1430,00
БЕЛАБОНД 2-х компонентный наполненный светоотверждаемый самопротравливающий универсальный адгезив VI поколения содержит MDP <i>OptiBond XTR - Kerr, США</i>	00000095632	Праймер Адгезив	5 мл 5 мл	3 960,00
БЕЛАБОНД однокомпонентный наполненный светоотверждаемый самопротравливающий универсальный адгезив VII поколения содержит MDP <i>OptiBond All-In-One- Kerr, США</i>	00000095633	Адгезив Аксессуары	5 мл	1 540,00
БЕЛАБОНД однокомпонентный наполненный светоотверждаемый самопротравливающий универсальный адгезив VII поколения содержит MDP <i>OptiBond All-In-One- Kerr, США</i>	00000095634	Адгезив Гель для травле- ния эмали Аксессуары	5 мл 3 мл	1980,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ДЕНТЛАЙТ однокомпонентный НANOнаполненный светового отверждения V поколения содержит MDP <i>Gluma 2Bond Bottle Refill «Heraeus Kulzer», Германия</i>	00000000000	Адгезив Аксессуары	10 мл	3300,00
НАБОР ГЕЛЕЙ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА - Гель для травления эмали; - Гель для травления дентина <i>«Etch-Rite», «Etch-All» «Pulpdent», США «Acid Etch Gel» «PSP Dental», Англия «Vocacid» «Voco», Германия</i>	00000000023	Гель Гель	5 мл 5 мл	264,00
ГЕЛЬ для травления эмали на основе 37% ортофосфорной кислоты для тотального травления эмали и дентина	00000000025	Гель	5 мл	110,00
	00000000000		3 x 3,5 мл 20 канюль	396,00
	00000000000		10 x 3,5 мл	990,00
	00000007342	Гель	20 мл	418,00
	00000012187	Гель	100 мл	1 485,00
ЖИДКОСТЬ для травления эмали на основе 37% ортофосфорной кислоты для тотального травления эмали и дентина	00000055950	Жидкость	10 мл	264,00
	00000000000		100 мл	1 650,00
ГЕЛЬ для травления дентина на основе 5% малеиновой кислоты	00000000024	Гель	5 мл	165,00
ГЕЛЬ для ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ <i>«Etch-37» «Bisco», США</i>	00000010854	Гель	3 мл	187,00
	00000025861	Гель	10 мл	495,00
ЖИДКОСТЬ Для очистки мелких стоматологических алмазных инструментов (концентрат) <i>«Trauprol» «Voco», Германия</i>	00000001232	Жидкость	125 мл	396,00
	00000026097		500 мл	990,00
КАПСИЛАЙТ Светоотверждаемый композиционный материал для создания зазоров при изготовлении капп, отбеливания твердых тканей зуба, а также для коррекции дефектов гипсовых моделей и штампов <i>«Block-Out Resin», «Spident», Корея «Blok Out Gel LC» «Voco», Германия</i>	00000076644	Паста (синяя)	2 г x 4 шт	1 265,00
ПОЛИДЕНТ №4 Паста для предварительной (белая) и окончательной (розовая) полировки пломб из композитных материалов, стеклоиномеров и амальгам <i>«Clean Polish» «Kerr», США «Super Polish» «Kerr», США</i>	00000000098	Паста белая	3 г 3 г	220,00
	00000007809	Паста белая	90 г.	660,00
	00000037857	Паста розовая	3 г 3 г	220,00
	00000037858	Паста розовая	90 г	660,00
	00000037859	Паста белая Паста розовая	3 г 3 г	220,00
ЦЕМИОН – кондиционер Для обработки кариозной полости и удаления механически поврежденного слоя <i>«Dentine conditioner» «GC», Япония; «Caviti conditioner» «GC», Япония</i>	00000001725	Жидкость	10 мл	198,00

7. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
АРМОСПЛИНТ НАБОР стоматологический для шинирования подвижных зубов «GrandTEC» «Voco», Германия «GlasSpan» «GlasSpan», США «Stick® & Stick®NET» «GC», Япония	00000054948	Стекловолокну: лента (90х2х0,25) мм лента (90х3х0,25) мм шнур (90х1,0) мм шнур (90х1,5) мм Текущий композит А2 Праймер для дентина Адгезив Гель для травления на орг. основе Жидкость для смачивания	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 г 5 мл 5 мл 1 мл 5 мл	5 500,00
АРМОСПЛИНТ – стекловолокну	00000054711	Лента (90х2х0,25) мм Жидкость для смачивания	3 шт. 5 мл	2 200,00
	00000058190	Лента (900х2х0,25) мм	1 шт.	3 300,00
	00000054936	Лента (90х3х0,25) мм Жидкость для смачивания	3 шт. 5 мл	2 200,00
	00000000000	Лента (900х3х0,25) мм	1 шт.	3 300,00
	00000054937	Шнур (90х1,0) мм Жидкость для смачивания	3 шт. 5 мл	2 200,00
	00000000000	Шнур (900х1,0) мм	1 шт.	3 300,00
	00000054938	Шнур (90х1,5) мм Жидкость для смачивания	3 шт. 5 мл	2 200,00
	00000000000	Шнур (900х1,5) мм	1 шт.	3 300,00
	00000000000	Балка (30х2х1,0) мм Жидкость для смачивания	3 шт. 5 мл	1 540,00
БЕЛАСТ КОМПЛЕКТ Силиконовый оттискной материал для получения оттиска по двухслойной технологии: - Высоковязкий — для получения базисного слоя (тип 0 – жесткий или тип 1 - мягкий) - Катализатор универсальный «Zetaplus» «Zhermack», Италия «Speedex» «Coltene whaledent», Швейцария «Stomaflex» «Spofa Dental», Чехия «Optosil & Xantopren» «Zhermack», Италия «GC Examix & Exaflex» «GC», Япония	тип 1	00000055317	Паста Паста Гель - катализатор	910 мл 140 мл 60 мл
	тип 0	00000074933	Паста Паста Гель - катализатор	910 мл (1,53кг) 140 мл 60 мл
БЕЛАСТ - Высоковязкий (тип 0 - жесткий)		00000055384	Паста Серая	910 мл (1,53кг)
БЕЛАСТ - Высоковязкий (тип 1 - мягкий)		00000103954 00000055385	Паста Зеленая Паста Серая	910 мл (1,53кг)
БЕЛАСТ - Низковязкий (тип 3)		00000053107 00000095722	Паста Желтая Паста Синяя	140 мл 140 мл
БЕЛАСТ - Катализатор универсальный		00000104034 00000047380	Гель Красный Гель Зеленый	60 мл 60 мл
БЕЛАСТ (А-силикон) - Прозрачный		00000055372	Паста Катализатор	100 г 6 г
БЕЛОПРИНТ Альгинатный оттискной материал «Hydrogum» «Zhermack», Италия «ALGINoplast» «Zhermack», Италия «Ypeen» «Spofa Dental», Чехия «Aroma Fine PLUS» «GC», Япония		00000025864	Монодоза	27 г
		00000004805	Порошок	450 г
		00000004871	Порошок	800 г
БЕЛОПРИНТ - ХРОМАТИК Альгинатный оттискной материал с цветовой индикацией рабочих фаз «Kromopan» «Lascod», Италия «Elastic Cromo» «Spofa Dental», Чехия «Phase Plus» «Zhermack», Италия		00000025865	Монодоза	27 г
		00000007474	Порошок	450 г
БЕЛОПРИНТ – ТАЙМ Жидкость для увеличения рабочего времени альгинатного оттискного материала «Белопринт» «Personal Krono» «Lascod», Италия		00000018843	Жидкость	30 мл
		00000000000	Жидкость - спрей	150 мл

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
КЕРАМГЕЛЬ Набор для обработки и ремонта металлокерамических или керамических изделий в полости рта - с праймер-адгезивом, опакером, универсальным композитом «Дентлайт» (UD) и композитной пастой одного из оттенков (A ₂ , A ₃ , A _{3,5} , B ₂ , C ₂) «Cimara» «Voco», Германия «Ultradent Porcelain Etch&silane» «EtchArrest» «Ultradent», США		00000001544	Гель №1 (желтый) Гель №2 (синий)	5 мл 5 мл	440,00
		00000044697	Гель №1 (желтый) Гель №2 (синий) Опакер Праймер-адгезив Паста UD Композитная паста A2 Гель д/травления эмали	5 мл 5 мл 3 г 5 мл 4,5 г 4,5 г 5 мл	4 400,00
КЕРАМГЕЛЬ Опакер		00000078551	Паста	3 г	660,00
КОМПОФИКС (набор) Композитный цемент двойного отверждения для фиксации виниров, несъемных зубных протезов, культовых вкладок из металлических сплавов, керамики и композитов «Bifix QM» «Voco», Германия «RelyX ARC «3M ESPE», Германия «Nexus2» «Kerrhawe», Швейцария «Calibra» «Dentsplay», США «Twinlook Cement» «Heraeus Kulser», Германия «PanaviaF» «Kuraray», Япония	A2	00000004870	Основная паста Каталитическая паста Адгезив Праймер Силан Гель для травления эмали	3,5 г 3,5 г 5 мл 5 мл 5 мл 5 мл	2 640,00
	A3	00000026069			
	A3,5	00000026070			
	B2	00000026071			
	C2	00000026072			
КОМПОФИКС Композитный цемент двойного отверждения для фиксации виниров, несъемных зубных протезов, культовых вкладок из металлических сплавов, керамики и композитов		00000048915	Основная паста A2 Каталитическая	6 г 6 г	1 870,00
		00000000000	Основная паста A3 Каталитическая	6 г 6 г	1 870,00
КОМПОФИКС (АВТОМИКС) Композитный цемент двойного отверждения для фиксации виниров, несъемных зубных протезов, культовых вкладок из металлических сплавов, керамики и композитов		00000058075	Основная паста A1 Каталитическая Насадка миксер	6 г + 6 г 15 шт	2 200,00
		00000045470	Основная паста A2 Каталитическая Насадка миксер	6 г + 6 г 15 шт	2 200,00
		00000058126	Основная паста A3 Каталитическая Насадка миксер	6,0 + 6,0 г 15 шт	2 200,00
КОМПОФИКС ПРАЙМЕР для реставрации «Z-Prime Plus» «Bisco», США, «Alloy primer» «Kuraray Noritake», Япония, «Clearfil™ ceramic primer» «Kuraray Noritake», Япония, «Peak™ -ZM» «Ultradent Products», США, «G-Multi primer» «GC», Япония, «Multi Primer LIQUID», «Yamakin Co. Ltd.», Япония		00000081606	Праймер	5 мл	3 300,00
КОМПОФИКС Силан		000000071683	Силан	5 мл	660,00
КОМПОФИКС ОРТО НОВИНКА Композитная паста светового отверждения для фиксации ортодонтических конструкций «Transbond Plus» «3M ESPE», США «Ortho Solo» «Ormco», США		00000081735	Паста – адгезив Праймер Жид. для травления	4 г. x 2 шт 5 мл 10 мл	4 400,00
		0000081739	Паста – адгезив Праймер Жид. для травления	4 г. x 4 шт 5 мл 10 мл	9 900,00
		00000081741	Паста – адгезив термохромная	4 г	1 705,00
		00000081753	Паста – адгезив белая	4 г	1 540,00
		00000083416	Паста основная Паста каталитическая	2,5 г 2,5 г	1 320,00
КОМПОФИКС ИМПЛАНТАТ НОВИНКА Композитный материал двойного отверждения для долговременной фиксации постоянных или временных коронок и мостов на имплантатах «Cem-Implant Auto Mix», «BJM LAB», Израиль «ES TEMP IMPLANT», «SPIDENT», Южная Корея		00000000072	Пластины	200 г	605,00
		00000042017	Гранулы	200 г	770,00
МАССТЕР Термопластичная слепочная масса для получения оттисков при изготовлении вкладок, коронок, а также для получения функциональных и компрессионных оттисков «Стекс-03» «Стома», Украина «Tracing sticks» «Purex polykom», Индия		00000050200	Палочки	70 г	330,00
		00000049901	Жидкость-спрей	0,5 л	380,00
МЕГАДЕЗ – ОРТО Средство для дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, зубопротезных изгото- вок из керамики, металлов, пластмасс, коррозионностойких артикуляторов, слепочных ложек «PrintoSept – ID» «Alpro Medical GmbH», Германия «Impressiv» «Alkapharm UK Limited», Англия		00000043380	Жидкость	1 л	768,00
		00000044667	Жидкость	3 л	1 770,0
		00000044668	Жидкость	5 л	2 875,0

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
--	--------	---------------	-------	-------------------------

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЛАДМИВА

Беласт

с-силиконовый оттисковый материал

Линейка силиконов
для создания точных оттисков
в один или два этапа

Преимущества

- > точное воспроизведение деталей
- > повышенная окончательная твердость
- > хорошая адгезия к оттисковой ложке, отличная – между слоями
- > низкая усадка



Состав набора

КАТАЛИЗАТОР – универсальный гелеобразный материал для отверждения (вулканизации)

ВЫСОКОВЯЗКИЙ (ТИП 1) – оттисковая масса для основного слоя

НИЗКОВЯЗКИЙ – оттисковая масса для корректирующего слоя

В НОВЫХ ЦВЕТАХ:

● **красный**
● **зеленый**

● **серый**
● **зеленый**

● **желтый**
● **синий**



✉ market@vladmiva.ru
☎ +7 (4722) 200-555
🌐 tdvladmiva.ru

📍 Торговый дом ВЛАДМИВА,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ОРТОФИКС АКВА — К Кальцийсодержащий водоотверждаемый цемент для временной фиксации коронок и мостовидных протезов <i>«Oxydentin» «Chema», Польша</i> <i>Цемент цинксульфатный (водный дентин) «Стома», Украина</i>		00000000087	Порошок	30 г	264,00
ОРТОФИКС АКВА — П Поликарбоксилатный водоотверждаемый цемент для постоянной фиксации коронок и мостовидных протезов <i>«Aqualox» «Voco», Германия</i> <i>«Carbochem» «PSP», Англия</i>		00000000089	Порошок	30 г	363,00
ОРТОФИКС АКВА — С Стеклоиономерный водоотверждаемый цемент для постоянной фиксации металлокерамических протезов, коронок <i>«Aqua Meron» «Voco», Германия</i> <i>«Megafix» «Megadenta», Германия</i>		00000000088	Порошок	30 г	660,00
ОРТОСОЛ-Импрес для сохранения качества оттисков из альгинатных материалов <i>«Algina spray» «Pierre Rolland», Франция</i>		00000025868	Жидкость	1,0 л	990,00
		00000026073	Жидкость-спрей	500 мл	660,00
ОРТОСОЛ-Клинз для очистки стоматологических инструментов от альгинатных и гипсовых слепочных масс (концентрат) <i>«Trauprol» «Voco», Германия</i>		00000003524	Жидкость	125 мл	363,00
		00000025870	Жидкость	500 мл	880,00
ОРТОСОЛ-Дент концентрат для очистки и хранения съёмных протезов <i>«Protefix» «Queisser Pharma», Германия</i> <i>«Corega» «Block Drug Company Inc», Германия</i>		00000004660	Жидкость	125 мл	330,00
		00000025871	Жидкость	500 мл	880,00
ПЕКТАФИКС Для временной фиксации съёмных зубных протезов на основе природных полисахаридов <i>«Calcident» «Spofa Dental», Чехия</i> <i>«Protefix» «Queisser Pharma», Германия</i> <i>«Corega» «Stafford-Miller», Ирландия</i>		00000000090	Крем (гель)	60 г	297,00
		00000013293	Гель пародонтальный	10 г	330,00
		00000000091	Порошок	40 г	330,00
ТЕМПОФИКС – однокомпонентный Материал для временной фиксации коронок и мостов как в домашних условиях, так и в клинике <i>«Dentafix Dental Cement» «Voco», Германия</i> <i>«No mix» «Centrix», США</i>		00000066362	Паста	1,5 г	187,00
ТЕМПОФИКС полимерный материал для временной фиксации коронок, мостов и др. - не содержащий эвгенол <i>«Temp Advantage Tubs» «GC», Япония</i> <i>«Temp Bond Ne» «Kerr», США</i> <i>«Relyx Temp NE» «3M ESPE», Германия</i>		00000010185	Паста базовая Паста каталитическая	50 г 15 г	693,00
		00000069615	Паста базовая Паста каталитическая	85 г 25 г	880,00
- содержащий эвгенол <i>«Adhesor TC» «Spofa Dental», Чехия</i>		00000018704	Паста базовая Паста каталитическая	45 г 15 г	594,00
		00000068954	Паста базовая Паста каталитическая	85 г 25 г	880,00
ТЕМПОФИКС жидкость Жидкость для растворения цемента для временной фиксации коронки <i>«Temp-off» «Temp-Off Dental Ltd», Израиль</i>		00000037860	Жидкость	125 мл	363,00
		00000076028	Жидкость	900 мл	1 980,00
ТЕМПОКОР набор Композиционный цемент двойного отверждения для изготовления временных коронок (3-х цветный: A2, B2, A3,)		00000025914	Паста основная A2 B2 A3 Паста каталитическая	3,5 г x 2 3,5 г x 2 3,5 г x 2 3,5 г x 6	3 630,00
ТЕМПОКОР Композиционный цемент двойного отверждения для изготовления временных коронок	A2	00000024320	Паста основная Паста каталитическая	3,5 г 3,5 г	660,00
	A3	00000024321			
	A3.5	00000018845			
	B2	00000024322			

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
	C2	00000025917		
ТЕМПОКОР (АВТОМИКС) Композиционный цемент двойного отверждения для изготовления временных коронок <i>«Provicol» «Voco», Германия</i> <i>«Protemp 4» «3M ESPE», США</i> <i>«LuxaTemp» «DMG», Германия</i> <i>«Access Crown» «Centrix», США</i> <i>«Pro-Crown» «WD Dental», Германия</i> <i>«Tempofit» «Detax», Германия</i>	A2	00000057028	Паста основная Паста каталитическая 6 г + 6 г 15 шт	1 430,00
	A3	00000061748		
	A3.5	00000000000		
	B2	00000000000		
	C2	00000000000	Паста основная Паста каталитическая 2,5 + 2,5 г 15 шт	770,00
	A2	00000000000		
	A3	00000000000		
	A3.5	00000000000		
	B2	00000000000		
	C2	00000000000	Паста основная Паста каталитическая 25 г + 25 г 15 шт	4 400,00
	A2	00000000000		
	A3	00000000000		
	A3.5	00000000000		
ЦЕМИОН-Ф Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации штифтов, вкладок, металлокерамических конструкций <i>«Ketac Cem» «3M Espe», США</i> <i>«Merop» «VOCO», Германия</i> <i>«Fuji I», «Fuji Plus» «GC», Япония</i>	00000001240	Порошок Кондиционер Жидкость	20 г 10 мл 15 мл	792,00
	00000074715	Порошок Жидкость	20 г 15 мл	693,00
	00000053103	Порошок Жидкость	35 г 20 мл (25 г)	1 980,00

Компофикс

ИМПЛАНТАТ

ВЛАДМИВА

Композитный материал химического отверждения

- ✓ долговременная фиксация постоянных или временных коронок, мостов на имплантатах
- ✓ естественный оттенок (цвет десны)
- ✓ надежная краевая герметизация
- ✓ рентгеноконтрастен
- ✓ не содержит эвгенола
- ✓ при необходимости легко удаляется

market@vladmiva.ru
+7 (4722) 200-555
tdvladmiva.ru

Торговый дом ВЛАДМИВА,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118

Сдвоенный шприц-дозатор сокращает время процедуры

8. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ «БЕЛАКРИЛ»				
М – прекурсорная пластмасса		Э – беспрекурсорная пластмасса		
БАЗИСНЫЕ ПЛАСТМАССЫ				
БЕЛАКРИЛ — М ХО ЖИДКОСТЬ для починки и перебазировки полных съёмных протезов.	00000044869	Жидкость	150 мл	660,00
	00000067675	Жидкость	500 мл	1 760,00
	00000043417	Жидкость	1,0 л	3 630,00
ПЛАСТМАССА БЕЛАКРИЛ — М ХО — САМОТВЕРДЕЮЩАЯ для починки и перебазировки, изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. «Протакрил» «Стома», Украина «Vertex Castavaria» «Vertex», Голландия «Villacryl S» «Zhertapol», Польша	00000043377	Порошок Жидкость Лак разделительный	160 г 100 г 50 г	1 320,00
	00000043523	Порошок	300 г	1 540,00
ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ				
БЕЛАКРИЛ — Э ХО ЖИДКОСТЬ для починки и перебазировки полных съёмных протезов	00000043529	Жидкость	150 мл	1 210,00
	00000043530	Жидкость	1,0 л	6 600,00
ПЛАСТМАССА БЕЛАКРИЛ — Э ХО — САМОТВЕРДЕЮЩАЯ для починки и перебазировки, изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. — ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ	00000043378	Порошок Жидкость Лак разделительный	160 г 100 г 50 г	2 420,00
	00000043528	Порошок	300 г	1 650,00
— ОПАКОВАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ	00000000000	Порошок Жидкость Лак разделительный	160 г 100 г 50 г	2 420,00
	00000000000	Порошок	300 г	1 650,00
ПРОЖИЛКИ ДЛЯ БАЗИСНОЙ ПЛАСТМАССЫ	00000088360	Порошок	5 г	240,00
БЕЛАКРИЛ — М ГО ЖИДКОСТЬ для изготовления базисных пластмасс ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ	00000044902	Жидкость	150 мл	550,00
	00000067673	Жидкость	500 мл	1320,00
	00000043522	Жидкость	1,0 л	2 530,00
ПЛАСТМАССА БЕЛАКРИЛ — М ГО — ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. «Фторакс», «Пластмасса бесцветная» «Стома», Украина «Vertex Rapid Simplified» «Vertex», Голландия «Villacryl H Plus» «Zhertapol», Польша Выпускается следующих расцветок: — БЕСЦВЕТНАЯ для изготовления полных съёмных протезов	00000045540	Порошок Жидкость	300 г 150 г	1 320,00
	00000080072	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	4 400,00
	00000066235	Порошок	300 г	770,00
— ПРОЗРАЧНАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ для изготовления полных съёмных протезов	00000043379	Порошок Жидкость	300 г 150 г	1 980,00
	00000067117	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	4 400,00
	00000000000	Порошок	300 г	880,00
	00000000000	Порошок	1 000 г	2 970,00
— ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ для изготовления полных съёмных протезов	00000045532	Порошок Жидкость	300 г 150 г	1 980,00
	00000067182	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	4 400,00
	00000043520	Порошок	300 г	1 320,00
	00000073286	Порошок	1 000 г	4 400,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
— ОПАКОВАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ для изготовления полных съемных и бюгельных протезов	00000045531	Порошок Жидкость	300 г 150 г	1 980,00
	00000067116	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	4 400,00
	00000000000	Порошок	300 г	1 320,00
	00000000000	Порошок	1 000 г	4 400,00
БЕЛАКРИЛ — Э ГО ЖИДКОСТЬ для изготовления базисных пластмасс ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ	00000043526	Жидкость	150 мл	990,000
	00000079173	Жидкость	500 мл	2 970,00
	00000043527	Жидкость	1,0 л	5 720,00
ПЛАСТМАССА БЕЛАКРИЛ — Э ГО — ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ для изготовления базисов съёмных зубных протезов полных и частичных. Выпускается следующих расцветок: — БЕСЦВЕТНАЯ	00000046676	Порошок Жидкость	300 г 150 г	2 540,00
			300 г	1 550,00
	00000043525	Порошок	300 г	1 550,00
— ПРОЗРАЧНАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ	00000046675	Порошок Жидкость	300 г 150 г	2 970,00
	00000074559	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	6 600,00
	00000065511	Порошок	300 г	1 980,00
	00000000000	Порошок	1 000 г	5 500,00
— ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ	00000046221	Порошок Жидкость	300 г 150 г	2 970,00
	00000000000	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	6 600,00
	00000054076	Порошок	300 г	1 980,00
	00000076029	Порошок	1 000 г	5 500,00
— ОПАКОВАЯ РОЗОВАЯ С ПРОЖИЛКАМИ	00000043381	Порошок Жидкость	300 г 150 г	2 970,00
	00000000000	Порошок Жидкость	750 г 400 мл	6 600,00
	00000055024	Порошок	300 г	1 980,00
	00000000000	Порошок	1 000 г	5 500,00
БЕЛАКРИЛ — М ХО СП для изготовления и ремонта акриловых частей бюгельных протезов и съемных протезов «методом литья» <i>«Villacryl SP» «Zhertapol», Польша</i> <i>«Vertex Castapress» «Vertex», Голландия</i>	00000067672	Порошок Жидкость	500 г 300 мл	3 300,00
	00000067674	Порошок Жидкость	150 г 75 мл	1 210,00
ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ НЕСЪЁМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ				
БЕЛАКРИЛ — М ХО ВК для изготовления временных коронок и мостов, а также починки коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой <i>«Villacryl STC» «Zhertapol», Польша</i> <i>«Акродект» «Стома», Украина</i>	00000067683	Порошок оттенка: А1 А3 А4 Жидкость	20 г 20 г 20 г 40 мл	1 540,00
БЕЛАКРИЛ — Э ХО ВК для изготовления временных коронок и мостов, а также починки коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой.	00000067686	Порошок оттенка: А1 А3 А4 Жидкость	20 г 20 г 20 г 40 мл	2 420,00
БЕЛАКРИЛ — М ГО С ЖИДКОСТЬ для несъемного протезирования	00000058773	Жидкость	150 мл	660,00
	00000000000	Жидкость	1,0 л	3 960,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
БЕЛАКРИЛ — М ГО С (набор) для изготовления и починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Диапазон оттенков окрашенных в соответствии с собственной шкалой цветности <i>«Синма М» «Стома», Украина</i>		00000067681	Порошок-дентин цвет: №10 №12 №14 №16 №19 №6 №20 №24 Порошок-эмаль цвет: №1 №2 Порошок-концентрат красителя цвет: белый желтый коричневый серый Жидкость	40 г 40 г 40 г 40 г 40 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 10 г 10 г 10 г 10 г 150 г	2 750,00
БЕЛАКРИЛ — М ГО С для изготовления и починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Одного из оттенков:	№10	00000075279	Порошок-дентин Жидкость	40 г x 2 40 мл	1 540,00
	№12	00000075280			
	№14	00000075281			
	№16	00000075282			
	№19	00000075283			
	№6	00000075284			
	№20	00000075285			
БЕЛАКРИЛ — Э ГО С ЖИДКОСТЬ для несъемного протезирования		00000066238	Жидкость	150 г	1 320,00
		00000000000	Жидкость	1,0 л	7 700,00
БЕЛАКРИЛ — Э ГО С (набор) для изготовления и починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Диапазон оттенков окрашенных в соответствии с собственной шкалой цветности		00000067682	Порошок-дентин цвет: №10 №12 №14 №16 №19 №6 №20 №24 Порошок-эмаль цвет: №1 №2 Порошок-концентрат красителя цвет: белый желтый коричневый серый Жидкость	40 г 40 г 40 г 40 г 40 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 10 г 10 г 10 г 10 г 150 г	4 730,00
БЕЛАКРИЛ — Э ГО С для изготовления и починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Одного из оттенков:	№10	00000078992	Порошок-дентин Жидкость	40 г x 2 40 мл	2 200,00
	№12	00000078993			
	№14	00000076073			
	№16	00000078314			
	№19	00000076627			
	№6	00000091672			
	№20	00000076074			
№24	00000091673				
БЕЛАКРИЛ — М ГО ТЕМПО для изготовления и починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Материал может быть окрашен по шкале Вита в следу- ющий их этих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C4, D2 <i>«Villacryl STC Hot» «Zhermapol», Польша</i> <i>«Синма М+V» «Стома», Украина</i>	A1	00000079349	Порошок Жидкость	80 г 40 мл	990,00
	A2	00000067677			
	A3	00000068956			
	A3.5	00000067678			
	A4	00000075256			
	C2	00000075257			
	C4	00000078515			

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
БЕЛАКРИЛ — Э ГО ТЕМПО для изготовления и починки коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Материал может быть окрашен по шкале Вита в следующий из этих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C4, D2	A2	00000067679	Порошок Жидкость	80 г 40 мл	1 650,00
	A3	00000067680			
	C2	00000076075			
БЕЛАКРИЛ — Э ХО ТЕМПО для изготовления временных коронок и мостов, а также починки коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой. Пластмасса имеет цвет «слоновой кости» (ivory) <i>«Tempcon» «GC», Япония</i>		00000060788	Порошок Жидкость	100 г 100 г	3 740,00
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПЛАСТМАССЫ					
БЕЛАКРИЛ — М ХО ОРТО для изготовления и ремонта ортодонтических аппаратов и конструкций «методом насыпания» порошка на гипсовую модель <i>«Villacryl Ortho» «Zhermapol», Польша</i>		00000080642	Порошок Жидкость Концентрат: синий красный желтый	500 г 250 мл 15 мл 15 мл 15 мл	4 400,00
БЕЛАКРИЛ — М ХО с красителями для изготовления и ремонта ортодонтических аппаратов, ортопедических конструкций, а также починки и перебазировки съемных зубных протезов «методом формования» <i>«Редонт-колор» «Стома», Украина</i>		00000056070	Порошок Жидкость Концентрат: синий красный желтый	150 г 100 г 15 мл 15 мл 15 мл	1 320,0
		00000096611	синий	15 мл	144,00
		00000000000		250 мл	1992,00
		00000000000		500 мл	3600,00
		00000000000		1000 мл	6840,00
		00000096610	красный	15 мл	144,00
		00000000000		250 мл	1992,00
		00000000000		500 мл	3600,00
		00000000000		1000 мл	6840,00
		00000096609	желтый	15 мл	144,00
		00000000000		250 мл	1992,00
		00000000000		500 мл	3600,00
		00000000000		1000 мл	6840,00
		00000000000	Цвет под заказ	15 мл	174,00
		00000000000		250 мл	2400,00
		00000000000		500 мл	4320,00
		00000000000		1000 мл	8200,00
ПОДКЛАДОЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ					
БЕЛАКРИЛ — Э ХО СОФТ для изготовления мягких подкладок в акриловых протезах <i>«Villacryl Soft» «Zhermapol», Польша</i>		00000060786	Порошок Жидкость Лак	100 г 100 г 10 мл	1 980,00
БЕЛАКРИЛ — Э ХО ХАРД для изготовления твердых подкладок в акриловых протезах <i>«Villacryl Hard» «Zhermapol», Польша</i> <i>Rebase II (Ребейз) Пластмасса, «Токуяата», Япония</i>		00000066164	Порошок Жидкость Праймер	100 г 100 мл 30 мл	2 200,00
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
БЕЛАКРИЛ — М жидкость на основе МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА для обезжиривания искусственных зубов и каркасов несъемных зубных протезов		0000044903	Жидкость	150 мл	550,00
		00000046949	Жидкость	1,0 л	2 420,00
БЕЛАКРИЛ — ДИСКИ <i>См. раздел 9, стр. 67</i>	Заготовки для изготовления зубных конструкций по CAD/CAM технологии				
БЕЛФЛЕКС термопластичный материал для изготовления базисов зубных протезов на основе полиамида <i>«Evidsun Dent» «Эвидент плюс», Россия</i> <i>«Flexite Supreme» «Flexite», США</i>		0000043534	Гранулы	100 г	2 530,00
		0000043533	Гранулы	1,0 кг	22 000,00
БЕЛФЛЕКС связующая жидкость для ремонта и перебазировки съемных зубных протезов из полиамида (нейлон)		00000061898	Жидкость	30 мл	1 100,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
БЕЛОЛИТ — С* Лак разделительный на силиконовой основе для предотвращения срачивания гипса с термопластичными материалами (поликарбонатом, нейлоном, акрилом, полипропиленом)	00000009396	Лак	125 мл	440,00
БЕЛОЛИТ * Лак для покрытия восковых моделей перед нанесением облицовочного слоя <i>«Picosilk» «Renfert», Германия</i>	00000026098	Лак (флакон спрей)	500 мл	880,00



ОРТОПЕДИЯ

Белакрил

PMMA диск для CAD/CAM
фрезерования

для изготовления мостов и временных
коронки длительного пользования

В комплекте

материал выпускается в виде
заготовок дисковидной формы (дисков)
диаметром 98,0 мм и толщиной 10,0; 12,0;
13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0 мм

Преимущества

- > оптимальная твёрдость изделий
- > отличная эстетика
- > функциональная долговечность

- > высокая цветостойкость
- > низкий уровень токсичности
- > лёгкая фрезеровка
и полируемость изделий


Аналоги

- Re-Fine Acrylic, Yamahachi-Dental, Япония
- PMMA диск, Bloomden Bioceramics Co., Ltd, Китай



 market@tdvladmiva.ru
 +7 (4722) 200-555
 tdvladmiva.ru

 Торговый Дом «ВладМиВа»,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118



НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ «НОЛАТЕК»				
НОЛАТЕК — набор №1 (стартовый) Светоотверждаемый полимерный композиционный материал для изготовления базисов съемных зубных протезов армированных стекловолокном (типа Армосплинт) , перебазировки и починки, ремонта ортодонтических и ортопедических конструкций, определения конструктивного прикуса.	00000048762	Моделировочная масса: • розовая с прожилками (DB) • розовая (DB1) • прозрачная (DBO) Жидкотекучая масса • светло – розовая (BL1) • прозрачная (BL0) Праймер адгезив Аэробарьер	30 г 30 г 30 г 5 г 5 г 5 мл 10 мл	4 950,00
НОЛАТЕК – моделировочная масса	00000072806	Розовая с прожилками (DB)	30 г	1 440,00
	00000072807	Розовая (DB1)	30 г	1 440,00
	00000072808	Прозрачная (DBO)	30 г	1 440,00
НОЛАТЕК – жидкотекучая масса	00000043544	Светло-розовая (BL1)	10 г x 2	2 530,00
	00000047827	Прозрачная (BL0)	10 г x 2	2 530,00
НОЛАТЕК — набор №2 Светоотверждаемый полимерный композиционный материал для облицовки седловидных частей каркасных конструкций (бюгельные протезы и условно съемные конструкции на имплантатах)	00000062202	Моделировочная масса: • прозрачная-розовая (D1) • розовая (D2) • светло-розовая (D3) • бледно-розовая (D4) • холодно-розовая (D5) Жидкотекучая масса: • светло – розовая (BL1) • прозрачная (BL0) Опаковочная масса: • розовая (DO1) • красно-коралловая (DO2) Праймер-адгезив Праймер – М Моделировочная жидкость Аэробарьер	30 г 30 г 30 г 30 г 30 г 5 г 5 г 1,5 г 1,5 г 5 мл 5 мл 5 мл 10 мл	13 970,00
НОЛАТЕК – моделировочная масса	00000072809	Прозрачная-розовая (D1)	30 г	1 694,00
	00000072810	Розовая (D2)	30 г	1 694,00
	00000072811	Светло-розовая (D3)	30 г	1 694,00
	00000072812	Бледно-розовая (D4)	30 г	1 694,00
	00000072813	Холодно-розовая (D5)	30 г	1 694,00
НОЛАТЕК – опакочная масса	00000043543	Розовая (DO1)	1,5 г	880,00
	00000072814	Красно-коралловая (DO2)	1,5 г	880,00
НОЛАТЕК — набор №3 Светоотверждаемый полимерный композиционный материал для облицовки седловидных частей каркасных конструкций (бюгельные протезы и условно съемные конструкции на имплантатах)	00000065324	Моделировочная масса: • прозрачная-розовая (D1) • розовая (D2) • светло-розовая (D3) • бледно-розовая (D4) • холодно-розовая (D5) Жидкотекучая масса: • светло – розовая (BL1) • прозрачная (BL0) Опаковочная масса: • розовая (DO1) • красно-коралловая (DO2) Праймер-адгезив Праймер-М Моделировочная жидкость Аэробарьер	4 г 4 г 4 г 4 г 4 г 5 г 5 г 1,5 г 1,5 г 5 мл 5 мл 5 мл 10 мл	8 800,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
НОЛАТЕК – моделировочная масса	00000072815	Прозрачная-розовая (D1)	4 г	660,00
	00000072816	Розовая (D2)	4 г	660,00
	00000072817	Светло-розовая (D3)	4 г	660,00
	00000072818	Бледно-розовая(D4)	4 г	660,00
	00000072819	Холодно-розовая (D5)	4 г	660,00
НОЛАТЕК — набор №4 Светоотверждаемый полимерный композиционный материал для индивидуализации ортопедических конструкций, изготовленных на 3D-принтере или CAD/CAM системе, акриловых протезов, каркасов несъемных зубных протезов методом послойного нанесения	00000064785	Моделировочная масса • розовая (D2) • светло-розовая (D3) Жидкотекучая придесневая масса: • светло-розовая (L1) • розовая (L2) Краски-цветокорректоры: • прозрачная • красная • фиолетовая • белая Опаковая масса: • красно-коралловая (DO2) Праймер-адгезив Моделировочная жидкость Аэробарьер	4 г х 2 шт 4 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 5 мл 5 мл 10 мл	8 800,00
НОЛАТЕК — набор №5 Светоотверждаемый полимерный композиционный материал для прямой перебазировки в полости рта акриловых условно-съемных и съемных протезов, протезов, изготовленных из материала «Нолатек» на 3D-принтере или CAD/CAM системе	00000064944	Полимерная масса • розовая (D2P) Праймер-адгезив Моделировочная жидкость Аэробарьер	30 г х 5 шт 5 мл 5 мл 10 мл	5 940,00
НОЛАТЕК — полимерная масса для перебазировки	00000072419	Полимерная масса • розовая (D2P)	30 г	1 440,00
НОЛАТЕК — набор №6 Светоотверждаемые жидкотекучие краски-цветокорректоры для придания специфических индивидуальных характеристик ортопедическим и ортодонтическим конструкциям	00000068940	Краски-цветокорректоры: 1. белая 2. черная 3. синяя 4. желтая 5. пурпурная 6. фиолетовая 7. бледно-розовая 8. розовая 9. охра 10. серая 11. красно-коричневая 12. темно-красная 13. красная (алая) 14. оранжево-коричневая 15. хаки 16. прозрачная	1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 1,5 г 5 г	10 560,00
НОЛАТЕК — светоотверждаемая жидкотекучая краска—цветокорректор	00000072277	Белая	1,5 г	792,00
	00000072443	Черная	1,5 г	
	00000072446	Синяя	1,5 г	
	00000072448	Желтая	1,5 г	
	00000072278	Пурпурная	1,5 г	
	00000072279	Фиолетовая	1,5 г	
	00000072449	Бледно-розовая	1,5 г	
	00000072820	Розовая	1,5 г	
	00000072821	Охра	1,5 г	
	00000072822	Серая	1,5 г	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
	00000072823	Красно-коричневая	1,5 г	
	00000072824	Темно-красная	1,5 г	
	00000072825	Красная (алая)	1,5 г	
	00000072826	Оранжево-коричневая	1,5 г	
	00000072827	Хакки	1,5 г	
	00000072828	Прозрачная	5 г	792,00
НОЛАТЕК — набор №7 Светоотверждаемая жидкотекучая придесневая масса для индивидуализации 3D конструкций и придания естественного вида протезу	00000068941	Жидкотекучая придесневая масса • Бежевая (L) • Светло-розовая (L1) • Розовая (L2) • Фиолетовая (L3) • Бледно-розовая (L4) • Красная (L5) • Прозрачная (LO)	5 г 5 г 5 г 5 г 5 г 5 г 5 г	5 500,00
НОЛАТЕК — Жидкотекучая придесневая масса	00000058944	Бежевая (L)	5 г	880,00
	00000056491	Светло-розовая (L1)	5 г	880,00
	00000056492	Розовая (L2)	5 г	880,00
	00000056514	Фиолетовая (L3)	5 г	880,00
	00000056515	Бледно-розовая (L4)	5 г	880,00
	00000056516	Красная (L5)	5 г	880,00
	00000056554	Прозрачная (LO)	5 г	792,00
НОЛАТЕК — набор №8 Светоотверждаемый полимерный композиционный материал для изготовления детских ортодонтических аппаратов	00000069654	Моделировочная масса: • синяя (O-1) • желтая (O-2) • красная (O-3) • зеленая (O-4) • прозрачная (O) Моделировочная жидкость Праймер-адгезив Аэробарьер	30 г 30 г 30 г 30 г 30 г 5 мл 5 мл 10 мл	5 940,00
НОЛАТЕК — светоотверждаемая моделировочная масса	00000072454	Синяя (O-1)	30 г	1 440,00
	00000072455	Желтая (O-2)	30 г	1 440,00
	00000072456	Красный (O-3)	30 г	1 440,00
	00000072457	Зеленая (O-4)	30 г	1 440,00
	00000072458	Прозрачная (O)	30 г	1 440,00
НОЛАТЕК — набор №9 Полимерный материал для изготовления коронок, мостов, облицовки фасетированных частей штампованнопаечных и литых работ, облицовки замковых бюгелей	0000072388	Моделировочная полимерная мас- са: A1 A2 A3 A3.5 прозрачная (DB0) Праймер-адгезив Моделировочная жидкость Аэробарьер	30 г 30 г 30 г 30 г 5 мл 5 мл 10 мл	8 800,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
	A0 (Bleach)	00000072389	Моделировочная мас- са	30 г	1 694,00
НОЛАТЕК — светоотверждаемая моделировочная масса	A1	0000072390	Моделировочная мас- са	30 г	1 694,00
	A2	0000072391	Моделировочная мас- са	30 г	1 694,00
	A3	0000072392	Моделировочная мас- са	30 г	1 694,00
	A3.5	0000072393	Моделировочная мас- са	30 г	1 694,00
	прозрачная (DB0)	0000072808	Моделировочная мас- са	30 г	1 440,00
НОЛАТЕК — набор №10 Светоотверждаемый полимерный композиционный жидкотекучий материал для коррекции окклюзион- ной поверхностей зубов из пластмассы, для шинирования подвижных зубов Светоотверждаемый полимерный композиционный жидкотекучий материал дляизготовления пластмас- совых коронок обратным методом через матрицы и ключи Светоотверждаемый полимерный композиционный жидкотекучий материал дляперебазировки коронок и создания эффекта ядра зуба	E	00000093209	Жидкотекучая полимерная мас- са: EA0 белый (Bleach) EA1 EA2 EA3 EA3.5 прозрачная (BL0)	5 г 5 г 5 г 5 г 5 г 5 г x 2	4 840,00
	D	00000093211	Жидкотекучая полимерная мас- са: DA0 белый (Bleach) DA1 DA2 DA3 DA3.5 прозрачная (BL0)	5 г 5 г 5 г 5 г 5 г 5 г x 2	4 840,00
	O	00000090073	Жидкотекучая полимерная мас- са: OA0 белый (Bleach) OA1 OA2 OA3 OA3.5 прозрачная (BL0)	5 г 5 г 5 г 5 г 5 г 5 г x 2	4 840,00
НОЛАТЕК — жидкотекучая полимерная масса	прозрач- ная (BL0)	00000000000	Жидкотекучая масса	5 г	792,00

13 970,00

1 440 008 800 00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
НОЛАТЕК – моделировочная жидкость «Modeling Resin» «Kerr», Швейцария «GC Modelling Liquid» «GC», Япония	00000072420	Жидкость	5 мл	660,00
НОЛАТЕК – аэробарьер «AIR BARRIER for C&B Resine» «Yamakin Co. Ltd.», Япония «Liquid strip refill», «Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн	00000072421	Гель	10 мл	440,00
НОЛАТЕК – праймер-М для создания оптимального сцепления между полимерными композиционными материалами (неблагородные металлы) для ремонта сколов керамики в полости рта «Bredent MKZ Primer», «Bredent.», Германия	00000072396	Праймер	5 мл	6 600,00
НОЛАТЕК ПРАЙМЕР – АДГЕЗИВ для создания оптимального сцепления между композиционным материалом и каркасом протезов изготовленных из различных полимерных материалов (незащитый акриловый сополимер) «Multi Primer Repair Liquid One», «Yamakin Co. Ltd.», Япония	00000067470	Адгезив	5 мл	2 420,00
НОЛАТЕК – праймер Z для создания оптимального сцепления между полимерными композиционными материалами и ортопедическими конструкциями из диоксида циркония	00000105616	Праймер	5 мл	6 600,00
НОЛАТЕК ПРАЙМЕР – АДГЕЗИВ П для создания оптимального сцепления между композиционным материалом и каркасом протезов изготовленных из различных полимерных материалов PMMA, РЕЕК, РЕК Материалы PMMA Высококачественный полимер -Bio XS «Био Иск-Эс» -BioHPP® «Био-Эйч-Пи-Пи» -Bio Dentaplast «Био Детапласт» «Visio.link», «Bredent», Германия «SR Connect», «Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн	00000104061	Адгезив	5 мл	6930,00
НОЛАТЕК — светоотверждаемый покрывной лак «Plaguit» «Dreve Dentamid GmbH», Германия «Dry Coat» «DMG», США «Gloss Varnish» «Vertex Dental», Нидерланды	00000091400	Лак	10 мл	1540,00
НОЛАТЕК — светоотверждаемый 3D лак на основе уретандиметакрилата «Лак Glaze», «Harz Labs», Россия	00000068942	Лак	10 мл	3300,00
НОЛАТЕК БЛОКИ См. раздел 9, стр. 68	Заготовки для изготовления зубных конструкций по CAD/CAM технологии			
НОЛАТЕК ДИСКИ См. раздел 9, стр. 69				

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ФОТОПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ «НОЛАТЕК»				
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ LCD/DLP (рекомендуемый принтер Anycubic photon)				
Коронки, мосты, зубы «Dental crown» «Gorky liquid», Россия «Dental sand» «Harz labs», Россия	A2	00000066194	1 кг	11 000,00
		00000066077	250 г	3 300,00
	A3	00000073543	1 кг	11 000,00
		00000066190	250 г	3 300,00
	A3,5	00000066104	1 кг	11 000,00
	B2	00000000000	1 кг	11 000,00
	B3	00000000000	1 кг	11 000,00
Рабочие, ситуационные и мастер модели высокой точности «Dental model» «Gorky liquid», Россия «Dental model» «Harz labs», Россия	Песочная	00000056513	1 кг	4 400,00
		00000101627	250 г	1 300,00
	Черная	00000066059	1 кг	4 400,00
	Серая	00000066079	1 кг	4 400,00
Ортодонтические и диагностические модели (хирургические шаблоны, шины, ключи) «Dental surgical» «Gorky liquid», Россия «Dental yellow clear» «Harz labs», Россия	Светло-жёлтая	00000076625	1 кг	10 500,00
		00000066093	250 г	2 860,00
Базисы зубных протезов «Dental base» «Gorky liquid», Россия «Dental pink» «Harz labs», Россия	Розовая- опаловая	00000068943	1 кг	7 800,00
	Розовая- полупрозрачная	00000000000	1 кг	7 800,00
	Розовая- прозрачная	00000000000	1 кг	7 800,00
Индивидуальные оттисковые ложки «Dental tray» «Gorky liquid», Россия «Dental tray» «Harz labs», Россия	Синяя	00000066088	1 кг	7 800,00
	Красная	00000066087	1 кг	7 800,00
Выжигаемые модели «Dental castable» «Gorky liquid», Россия «Dental cast» «Harz labs», Россия	Красная	00000066090	1 кг	7 800,00
		00000066081	250 г	2 090,00
Элайнеры «Direct aligners» «Graphy Terra Harz», Южная Корея	Бесцветный	00000082169	1 кг	8 800,00
		00000066094	250 г	2 365,00

По желанию заказчика возможна фасовка фотополимерного материала
для 3D печати «Нолатек» в емкости другого объема

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ВОСКИ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ					
БЕЛОВАКС					
Воск базисный для зуботехнических работ <i>«Preparation wax» «Вего», Германия «Preparation wax pink» «Yeti», Германия «CeraDent» «Spora Dental», Чехия Воск базисный «Стома», Украина</i>	Мягкий	00000006999	Пластины	0,5 кг	495,00
		00000000000	Пластины	2,5 кг	2 200,00
	Твердый	00000024008	Пластины	0,5 кг	495,00
		00000000000	Пластины	2,5 кг	2 200,00
БЕЛОВАКС Воск литьевой различной твердости: Сверхмягкий, Мягкий, Твердый, Сверхтвердый		00000025918	Стержни (набор)	150 г	440,00
		00000025919	Стержни (набор)	200 г	495,00
<u>Сверхмягкий</u>	Желтый	00000022666	Нить Ø 1,0 мм	100 г	1 650,00
		00000022667	Нить Ø 1,5 мм	под заказ	
		00000022668	Нить Ø 2,0 мм	250 г	1 320,00
		00000022669	Нить Ø 2,5 мм		
		00000022670	Нить Ø 3,0 мм		
		00000022671	Нить Ø 3,5 мм		
		00000022672	Нить Ø 4,0 мм		
		00000022674	Нить Ø 4,5 мм		
		00000022675	Нить Ø 5,0 мм		
<u>Мягкий</u>	Синий	00000026516	Стержни (набор)	150 г	440,00
		00000026513	Стержни (набор)	200 г	495,00
		00000022676	Нить Ø 1,0 мм	100 г	1 650,00
		00000022681	Нить Ø 1,5 мм	под заказ	
		00000022677	Нить Ø 2,0 мм	250 г	1 320,00
		00000022682	Нить Ø 2,5 мм		
		00000022678	Нить Ø 3,0 мм		
		00000022684	Нить Ø 3,5 мм		
		00000022679	Нить Ø 4,0 мм		
		00000022683	Нить Ø 4,5 мм		
		00000022680	Нить Ø 5,0 мм		
<u>Твердый</u>	Зеленый	00000026514	Стержни (набор)	150 г	440,00
		00000026511	Стержни (набор)	200 г	495,00
		00000022685	Нить Ø 1,0 мм	100 г	1 650,00
		00000022690	Нить Ø 1,5 мм	под заказ	
		00000022686	Нить Ø 2,0 мм	250 г	1 320,00
		00000022691	Нить Ø 2,5 мм		
		00000022687	Нить Ø 3,0 мм		
		00000022693	Нить Ø 3,5 мм		
		00000022688	Нить Ø 4,0 мм		
		00000022692	Нить Ø 4,5 мм		
<u>Сверхтвердый</u> <i>«Wax wire» «Yeti», Германия «Geo Wax wire» «Renfert», Германия «S-U- Wax wire» «Schuler Dental», Германия</i>	Красный	00000026515	Стержни (набор)	150 г	440,00
		00000026512	Стержни (набор)	200 г	495,00
		00000022695	Нить Ø 1,0 мм	100 г	1 650,00
		00000022700	Нить Ø 1,5 мм	под заказ	
		00000022696	Нить Ø 2,0 мм	250 г	1 320,00
		00000022701	Нить Ø 2,5 мм		
		00000022697	Нить Ø 3,0 мм		
		00000022703	Нить Ø 3,5 мм		
		00000022698	Нить Ø 4,0 мм		
		00000022704	Нить Ø 4,5 мм		
		00000022699	Нить Ø 5,0 мм		

БЕЛОВАКС Воск моделировочный различной текучести:		Три цвета	00000025920	Палочки (брусок)	55 г	154,00
<i>Воск моделировочный «Стома», Украина</i>	Высокой	Красный	00000023939	Палочки (брусок)	55 г	154,00
	Средней	Синий	00000021846	Палочки (брусок)		
	Низкой	Зеленый	00000025998	Палочки (брусок)		
БЕЛОВАКС Валики прикусные зуботехнические			00000009308	Палочки	150 г (10 шт)	253,00
<i>«S-U-Wax-Bite-Rims» «Schuler Dental», Германия</i>			00000036093	Подкова	90 г (6 шт)	220,00
			00000000000	Подкова	1,5 кг (100 шт)	2 970,00
Воск липкий		<i>Воск липкий «Стома», Украина «Thowax sticky wax» «Yeti», Германия</i>	00000012637	Стержни	50 г (10 шт)	242,00
Воск погружной		<i>Воск погружной «Стома», Украина «S-U-Dipping wax» «Schuler Dental», Германия «Dipping wax» «Bego», Германия «GEO-Dip» «Renfert», Германия</i>	00000022287	Конус	150 г	396,00
БЕЛОВАКС — ОРТО Воск ортодонтический для защиты мягких тканей от воздействия ортодонтических дуг и брекетов			00000056071	Стержни	4 г	88,00
<i>Воск ортодонтический «Zingardi», Италия</i>						
БЕЛОВАКС — Л Воск зуботехнический моделировочный для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок методом литья по выплавляемым моделям			00000056117	Палочки	20 г	220,00
<i>«Лавакс» «Стома», Украина</i>						
БЕЛОВАКС — ДИСКИ <i>См. раздел 9, стр. 67</i>			Заготовки для изготовления зубных конструкций по CAD/CAM технологии			
БЕЛОФОРМ Формовочный материал на фосфатном связующем с морозоустойчивой жидкостью			000000005135	Порошок	160 г х 12 шт	1 320,00
<i>«Brevest» «Bredent», Германия «Deguvest» «Degudent», Германия «Polivest» «Polident», Словения «Fujivest® Super» «GC», Япония</i>			00000005098	Порошок	160 г	132,00
			00000005015	Порошок	160 г х 32 шт	2 464,00
			00000004868	Порошок	25 кг	11 000,00
— для литья медицинской стали КХС и ник. хр. сплавов			00000005022	Жидкость	1 л	1 100,00
			00000004599	Жидкость	5 л	4 950,00
— для отливки коронок и мостов			00000063461	Порошок	160 г х 32шт	3 520,00
				Жидкость	1,0 л	
— для отливки каркасов бюгельных протезов			00000000000	Порошок	400 г х 12шт	3 300,00
				Жидкость	1,0 л	
БЕЛОФОРМ – 30 Жидкость для изготовления огнеупорных моделей и литейных форм каркасов бюгельных протезов из кобальто-хромовых сплавов			00000090741	Жидкость	1 л	1 100,00
<i>«BegoSol», «BegoSol K» «Bego» Германия «Expansion Liquid», «N&V» Бельгия</i>			00000090742		5 л	4 950,00
БЕЛОФОРМ – 40 Жидкость для изготовления высокоточной литейной формы, используемой при отливке цельнолитых несъемных протезов из никель-хромовых сплавов			00000090744	Жидкость	1 л	1 320,00
<i>«BegoSol HE» «Bego» Германия «Expansion Liquid», «N&V» Бельгия</i>			00000090743		5 л	5 940,00
БЕЛЭКТ (ЭЛЕКТРОКОРУНД) Абразив для пескоструйных аппаратов						
90-75 мкм, зернистость №6			00000001892	Порошок	5 кг	2 970,00
106-90 мкм, зернистость №8			00000002113			
125-106 мкм, зернистость №10			00000001289			
150-125 мкм, зернистость №12			00000001840			
300-250 мкм, зернистость №25			00000000136			
355-300 мкм, зернистость №32			00000000137			
40-50 мкм, зернистость M50 <i>«S-U ALUSTRAL» «Schuler dental», Германия «Korox» «Bego», Германия</i>			00000003812	Порошок	5 кг	2 970,00

ИЗАЛЬГИН Лак разделительный для изоляции поверхности гипсовых форм с целью предотвращения срачивания гипса с акриловыми пластмассами <i>«Isodent» «Spofa Dental», Чехия «Divosep» «Vertex», Голландия</i>	00000001233	Лак	125 мл	143,00
	00000018711	Лак	500 мл	495,00
	00000025923	Лак	1 л	847,00
ИЗОСПРЕЙ Средство для изоляции гипса от гипса при изготовлении разборной модели <i>«Isofix 2000» «Renfert», Германия</i>	00000000000	Жидкость	125мл	198,00
	00000060789		500 мл	696,00
	00000056116		1 л	996,00
ОТБЕЛ Жидкость для снятия окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов.	00000001316	Жидкость	125 мл	253,00
	00000033451	Жидкость	0,9 л	990,00
	00000004631	Жидкость	3 л	2 695,00
ПОЛИСЕТ — ПОРОШОК Для полирования пластмассовых протезов <i>«S-U-Auro-Blast» «Schuler Dental», Германия «Cincerely» «Dentaurum», Германия «Shuel-Dental» «Spofa Dental», Чехия «Порошок полировочный» «Полимер Стоматология», Россия</i>	00000012037	Порошок (банка)	2 кг	264,00
	00000001303	Порошок (пакет)	4 кг	495,00
ПОЛИСЕТ — ПОРОШОК 140 мкм Крупнозернистый полировочный порошок со средним размером частиц около 140 мкм <i>Pumeks 0,2, Everall7, Польша</i>	00000000112	Порошок (банка)	2 кг	430,00
ПОЛИСЕТ №1 Паста для полировки готовых протезов из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов <i>«Polierpasten» «Bego», Германия «Tigerbrillant polishing paste» «Dentaurum», Германия «Saphir» «Renfert», Германия</i>	00000034836	Паста	100 г	275,00
ПОЛИСЕТ №2 Паста для полирования протезов из пластмассы, нейлона, поликарбоната, полиуретана, полиметилметакрилата и др.	00000034837	Паста	100 г	330,00
ПОЛИСЕТ №3 Паста универсальная для полировки керамики и пластмассы.	00000034838	Паста	100 г	275,00
ПОЛИСЕТ №4 Паста на водной основе для полировки изделий из пластмасс	00000001632	Паста	400 г	550,00
ПРОВОЛОКА ПРИПОЯ СЕРЕБРЯНОГО ПСрМц-37 Применяется для пайки деталей зубных протезов и ортодонтических аппаратов, изготавливаемых из нержавеющей стали и из кобальт-хромового сплава.	00000000115	Проволока D = 1 мм Флюс (порошок)	40 г 30 г	4 510,00
	00000001261	Проволока D = 1 мм Флюс (порошок)	20 г 30 г	2 255,00
СПЛАВ ЛЕГКОПЛАВКИЙ Предназначен для изготовления штифтов и моделей, для коронок и др. конструкций, 5 таблеток в упаковке	00000000120	Таблетка	60 г	253,00

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАРФОРОВАЯ МАССА «УЛЬТРОПАЛИН»					
Ультропалин бонд универсальный Бондинг для изготовления металлокерамических зубных протезов «Ceram Bond» «Bredent», Германия «Crom Cobalt Bonding», «Bredent», Германия		00000000000	Паста	7 г	2 420,00
		00000000000	Паста	30 г	8 800,00
		00000000000	Порошок	4,5 г (8 мл)	770,00
		00000000000	Порошок	30 г	3 300,00
Ультропалин бонд универсальный Универсальная синтетическая фарфоровая масса для металло- керамического протезирования зубов Большой набор Порошкообразные дентины (16 цветов: (A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4) Порошкообразные эмали (4 типа - S57; S58; S59; S60) Порошкообразные пришеечные массы (4 типа - CA; CC; CB; CD) Порошкообразный транспарант Т Опаловый модификатор Oral Жидкость для моделирования дентина и эмали Пастообразные опакеры (16 цветов: (OA1; OA2; OA3; OA3,5; OA4; OB1; OB2; OB3; OB4; OC1, OC2; OC3; OC4; OD2; OD3; OD4) Пастообразная глазурь Глазурные красители - (Светло коричневый, Охра)		00000001081	Порошок Порошок Порошок Порошок Жидкость Паста Паста Паста	30 г x 16 30 г x 4 30 г x 4 30г 30г 40 мл x2 4 г x 16 4 г x 2 4 г x 2	44 000,00
Пробный набор «Ультропалин» (19 г) Дентин Опакер Эмаль Глазурь	A2	00000043142	Порошок Паста Порошок паста	7,5 г 2,0 г 7,5 г 2,0 г	1 540,00
	A3	00000043141	Порошок Порошок Порошок Порошок	7,5 г 2,0 г 7,5 г 2,0 г	1 540,00
Набор порошкообразных опакеров «Ультропалин» <i>Универсальный</i> Цвета - OA2, OA3, OA3,5, OB2, OC2, OD2		00000001589	Порошок	20 г x 6	5 170,00
Набор дентинов «Ультропалин» <i>Универсальный</i> Цвета - DA2, DA3, DA3.5, DB2, DC2, DD2		00000002217	Порошок	30 г x 6	7 260,00
Набор интенсив-дентинов «Ультропалин» <i>Универсальный</i> Цвета – Белый, Голубой, Коричневый, Серый, Охра, Цвет десны		00000002244	Порошок	30 г x 6	7 260,00
Набор opak-дентинов «Ультропалин» <i>Универсальный</i> Цвета - OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-B2, OD-C2, OD-D2		00000002486	Порошок	30 г x 6	7 260,00
Глазурь-паста		00000001404	Паста	4 г	770,00
Глазурь-порошок		00000021513	Порошок	20 г	990,00
Опаловый транспарант (OT)		00000002489	Порошок	30 г	1 320,00
Опаловый модификатор Oral		00000002491	Порошок	30 г	1 320,00
Опаловый супертранспарант OST		00000002490	Порошок	30 г	1 320,00
Опаловый супертранспарант OST A		00000008607	Порошок	30 г	1 320,00
Опаловый супертранспарант OST B		00000008606	Порошок	30 г	1 320,00
Расцветка универсальная		00000039945			3 520,00
Расцветка дентинов и эмалей		00000039946			2 200,00
Транспарант Т		00000001891	Порошок	30 г	1 320,00
Супертранспарант ST		00000001922	Порошок	30 г	1 320,00
Жидкость для моделирования дентина и эмали (<i>прозрачная</i>)		00000003711	Жидкость	50 мл	385,00
		00000022409	Жидкость	100 мл	550,00
		00000021299	Жидкость	200 мл	880,00
Жидкость для моделирования дентина и эмали (<i>розовая</i>)		00000001997	Жидкость	50 мл	375,00
		00000032644	Жидкость	100 мл	440,00

		00000010198	Жидкость	200 мл	880,00
Жидкость для моделирования опакера (<i>прозрачная</i>)		00000004935	Жидкость	50 мл	385,00
Жидкость для глазури		00000024819	Жидкость	50 мл	660,00
Жидкость ПРЕФОРМ		00000025068	Жидкость	50 мл	440,00
		00000024820	Жидкость	100 мл	660,00
		00000025069	Жидкость	200 мл	990,00
Отдельные цвета материалов «Ультропалин»					
Дентин	A1	00000001405	Порошок	30 г	1 320,00
		000000035977		100 г	3 960,00
	A2	000000003660	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034396		100 г	3 960,00
	A3	000000003661	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034397		100 г	3 960,00
	A3,5	000000003662	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034398		100 г	3 960,00
	A4	00000003663	Порошок	30 г	1 320,00
	B1	00000003664	Порошок	30 г	1 320,00
		000000040505		100 г	3 960,00
	B2	000000003665	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034399		100 г	3 960,00
	B3	00000003666	Порошок	30 г	1 320,00
		000000040506		100 г	3 960,00
	B4	00000003667	Порошок	30 г	1 320,00
	D2	000000003672	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034872		100 г	3 960,00
	D3	000000003673	Порошок	30 г	1 320,00
		000000039337		100 г	3 960,00
	D4	00000003674	Порошок	30 г	1 320,00
	C1	00000003668	Порошок	30 г	1 320,00
	C2	000000003669	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034873		100 г	3 960,00
	C3	000000003670	Порошок	30 г	1 320,00
		000000044631		100 г	3 960,00
	C4	000000003671	Порошок	30 г	1 320,00
		000000047044		100 г	3 960,00
Интенсив-дентины	Белый	00000003733	Порошок	30 г	1 320,00
	Голубой	00000002492			
	Десна	00000003734			
	Желтый	00000004519			
	Коричневый	00000003732			
	Охра	00000003735			
	Серый	00000003736			
Опак-дентины	A1	00000002488	Порошок	30 г	1 320,00
	A2	00000003738			
	A3	00000003739			
	A3,5	00000003740			
	A4	00000003741			
	B1	00000003742			
	B2	00000003743			
	B3	00000003744			
	B4	00000003745			
	D2	00000003750			
	D3	00000003751			
	D4	00000003752			
	C1	00000003746			
	C2	00000003747			
	C3	00000003748			
	C4	00000003749			
Краситель глазурный	Белый	00000007450	Паста	4 г	792,00

	Голубой	00000003700			
	Десна	00000003702			
	Желтый	00000002177			
	Коричневый	00000003707			
	Оранжевый	00000004518			
	Охра	00000003704			
	Светло-коричневый	00000003706			
	Светлая охра	00000003703			
	Серая охра	00000003705			
	Серо-голубой	00000003701			
	Серый	00000003753			
	Темно-коричневый	00000003708			
Опак-паста	A1	00000001587	Паста	4 г	792,00
	A2	00000003684			
	A3	00000003685			
	A3,5	00000003686			
	A4	00000003687			
	B1	00000003688			
	B2	00000003689			
	B3	00000003690			
	B4	00000003691			
	D2	00000003696			
	D3	00000003697			
	D4	00000003698			
	C1	00000003692			
	C2	00000003693			
	C3	00000003694			
	C4	00000003695			
Опак-порошок	A1	00000002487	Порошок	20 г	990,00
	A2	00000003716			
	A3	00000003717			
	A3,5	00000003718			
	A4	00000003719			
	B1	00000003720			
	B2	00000003721			
	B3	00000003722			
	B4	00000003723			
	D2	00000003728			
	D3	00000003729			
	D4	00000003730			
	C1	00000003724			
	C2	00000003725			
	C3	00000003726			
	C4	00000003727			
Дымчатый опал (SO)	Дымчатый	00000004514	Порошок	30 г	1 320,00
	Розовый	00000004515			
	Голубой	00000004516			
	Желтый	00000004517			
Пришеечная масса	CA	00000002308	Порошок	30 г	1 320,00
	CB	00000003677			
	CC	00000003676			
	CD	00000003678			
Эмаль	S57	00000001407	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034400		100 г	3 960,00
	S58	00000003680	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034401		100 г	3 960,00
	S59	00000003681	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034402		100 г	3 960,00
	S60	00000003682	Порошок	30 г	1 320,00
		000000034874		100 г	3 960,00

ТИГЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ * *

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС (руб.)
ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК типа			
Форнакс	Ф-01-1	00000005472	
Форнакс – 01-2	Ф-01-2	00000021936	
Форнакс с крышкой	Ф-01-3	00000009042	
Форнакс-35	Ф-01-4	00000024692	
Форнакс Д	Ф-01-5	00000054094	
Манфреды средний	М-02-1	00000001381	
Манфреды средний с крышкой	М-02-2	00000022130	
Манфреды малый	М-02-3	00000007470	
Манфреды малый с крышкой	М-02-4	00000009043	
Манфреды большой	М-02-5	00000024759	
Минимакс	М-03-1	00000005645	
Дегутрон	Д-04-1	00000006823	
НХ-Дент	Н-06-1	00000007111	
Дукатрон	Д-07-1	00000007299	
Дюкатрон	Д-08-1	00000007684	
Дегусса	Д-09-1	00000010100	
Дегусса с крышкой	Д-09-2	00000035172	
Дегусса высокая	Д-09-3	00000054093	
Хереус с одним ободком	Х-10-1	00000007085	
Хереус с двойным ободком	Х-10-2	00000007055	
Алои	А-11-1	00000015609	
Кастомат	К-12-1	00000010257	
Ивокаст	И-13-1	00000023952	
Ивокаст-2	И-13-2	00000024757	
Ленинградский малый	Л-14-1	00000005650	
ВЧИ	В-15-1	00000024677	
ВЧИ-10	В-15-2	00000024758	
ВЧИ-10/044	В-15-3	00000036605	
Желенко	Ж-16-1	00000024747	
Спаркдон	С-17-1	00000024690	
Вставка керамическая для тигля Спаркдон (L 22 d 14)		00000033390	1 шт. 185,00
Шток керамический для тигля Спаркдон (L 97 d 8)		00000039784	1 шт. 185,00
Дако	Д-18-1	00000024688	
Кюльцер	К-19-1	00000024691	1 шт. 440,00
Южин	Ю-20-1	00000024693	
ЧАШКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПЛАВКИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ	малая	00000007884	
	средняя	00000025925	1 шт. 165,00
	большая	00000007911	

По желанию заказчика (при наличии образца или чертежа) возможно изготовление иных конфигураций тиглей для любых типов литейных установок. Минимальная партия – от 100 штук.

ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ для технических целей*

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС (руб.)
ЧАША для спекания цементов (d- 230 h102)	00000041853	1 шт.	1 100,00
СТАКАН для плавки стекла (d- 85 h128) малый	00000041851	1 шт.	770,00
(d- 130 h150) большой	00000041852	1 шт.	880,00
Поддон для муфельной печи	по согласованию		
Футеровка муфельных печей	по согласованию		

9. ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
БЕЛАКРИЛ — ДИСКИ для CAD/CAM фрезерования, изготовленные из полиметилметакрилата (PMMA) <i>розовый;</i> <i>A1; A2; A3; A 3,5; B1; B2; C1; белый (блич)</i>	A1	00-00065102	98 x 10 мм	1 шт	550,00
		00-00065103	98 x 12 мм	1 шт	550,00
		00-00065104	98 x 14 мм	1 шт	550,00
		00-00066189	98 x 16 мм	1 шт	770,00
		00-00066061	98 x 18 мм	1 шт	770,00
		00-00066072	98 x 20 мм	1 шт	990,00
		00-00066191	98 x 22 мм	1 шт	990,00
	A2	00000098393	98 x 10 мм	1 шт	550,00
		00000095779	98 x 12 мм	1 шт	550,00
		00000095649	98 x 14 мм	1 шт	550,00
		00-00095651	98 x 16 мм	1 шт	770,00
		00-00095652	98 x 18 мм	1 шт	770,00
		00-00097428	98 x 20 мм	1 шт	990,00
		00-00097430	98 x 22 мм	1 шт	990,00
		00-00004803	98 x 25 мм	1 шт	990,00
	A3	00-00098394	98 x 10 мм	1 шт	550,00
		00-00095780	98 x 12 мм	1 шт	550,00
		00-00095650	98 x 14 мм	1 шт	550,00
		00-00095653	98 x 16 мм	1 шт	770,00
		00-00095654	98 x 18 мм	1 шт	770,00
		00-00097436	98 x 20 мм	1 шт	990,00
		00-00097442	98 x 22 мм	1 шт	990,00
		00-00100249	98 x 25 мм	1 шт	990,00
	A3,5	00-00100239	98 x 10 мм	1 шт	550,00
		00-00100240	98 x 12 мм	1 шт	550,00
		00-00100241	98 x 14 мм	1 шт	550,00
		00-00100242	98 x 16 мм	1 шт	770,00
		00-00100243	98 x 18 мм	1 шт	770,00
		00-00100244	98 x 20 мм	1 шт	990,00
		00-00100245	98 x 22 мм	1 шт	990,00
	B2	00000098802	98 x 12 мм	1 шт	550,00
		00000098801	98 x 14 мм	1 шт	550,00
		00-00056684	98 x 16 мм	1 шт	770,00
		00-00056685	98 x 18 мм	1 шт	770,00
БЕЛОВАКС — ДИСКИ Воск зуботехнический моделировочный • для безметалловой-керамики (белый)		00000085983	95 x 12 мм	1 шт	990,00
		00000085989	95 x 14 мм	1 шт	990,00
		00000085992	95 x 16 мм	1 шт	990,00
		00000085995	95 x 18 мм	1 шт	1 100,00
		00000085998	95 x 20 мм	1 шт	1 100,00
		00000086001	95 x 22 мм	1 шт	1 210,00
		00000086004	95 x 25 мм	1 шт	1 210,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00000071709	98 x 12 мм	1 шт	990,00
		00000071865	98 x 14 мм	1 шт	990,00
		00000071839	98 x 16 мм	1 шт	990,00
		00000071710	98 x 18 мм	1 шт	1 100,00
		00000071692	98 x 20 мм	1 шт	1 100,00
		00000071693	98 x 22 мм	1 шт	1 210,00
		00000071694	98 x 25 мм	1 шт	1 210,00
• для металлокерамики (синий)		00000085988	95 x 12 мм	1 шт	990,00
		00000085991	95 x 14 мм	1 шт	990,00
		00000085994	95 x 16 мм	1 шт	990,00
		00000085997	95 x 18 мм	1 шт	1 100,00
		00000086000	95 x 20 мм	1 шт	1 100,00
		00000086003	95 x 22 мм	1 шт	1 210,00
		00000086006	95 x 25 мм	1 шт	1 210,00
		00000072029	98 x 12 мм	1 шт	990,00
		00000072030	98 x 14 мм	1 шт	990,00
		00000072031	98 x 16 мм	1 шт	990,00
		00000072032	98 x 18 мм	1 шт	1 100,00
		00000072033	98 x 20 мм	1 шт	1 100,00
		00000072034	98 x 22 мм	1 шт	1 210,00
		00000072035	98 x 25 мм	1 шт	1 210,00
• для металлокерамики (серый)		00000085987	95 x 12 мм	1 шт	990,00
		00000085990	95 x 14 мм	1 шт	990,00
		00000085993	95 x 16 мм	1 шт	990,00
		00000085996	95 x 18 мм	1 шт	1 100,00
		00000085999	95 x 20 мм	1 шт	1 100,00
		00000086002	95 x 22 мм	1 шт	1 210,00
		00000096005	95 x 25 мм	1 шт	1 210,00
		00000085900	98 x 12 мм	1 шт	990,00
		00000085901	98 x 14 мм	1 шт	990,00
		00000085902	98 x 16 мм	1 шт	990,00
		00000085903	98 x 18 мм	1 шт	1 100,00
		00000085904	98 x 20 мм	1 шт	1 100,00
		00000085905	98 x 22 мм	1 шт	1 210,00
		00000085906	98 x 25 мм	1 шт	1 210,00
• для металлокерамики (аквамарин)		0000024554	98 x 10 мм	1 шт	1100,00
		0000022666	98 x 12 мм	1 шт	1100,00
		0000032615	98 x 14 мм	1 шт	1100,00
		0000032616	98 x 16 мм	1 шт	1100,00
		0000062433	98 x 18 мм	1 шт	1210,00
		0000004560	98 x 20 мм	1 шт	1210,00
		0000004545	98 x 22 мм	1 шт	1320,00
		0000052553	98 x 25 мм	1 шт	1320,00
НОЛАТЕК — БЛОК Заготовки (блоки) для изготовления зубных конструкций на основе полимерного светоотверждаемого композита — для постоянных коронок	A2	00000086609	15,5x19x39 мм	1 шт	1 100,00
	A3	00000092882	15,5x19x39 мм	1 шт	
	A3,5	00000088146	15,5x19x39 мм	1 шт	
	B2	00-00099490	15,5x19x39 мм	1 шт	
	B3	00-00072395	15,5x19x39 мм	1 шт	
НОЛАТЕК — БЛОК НОВИНКА	A2	00-00070516	13x15x18 мм	1 шт	550
	A3	00-00068955			
	A4	00-00069650			
	A3,5	00-00069651			
	B2	00-00099491			
	B3	00-00099492			
НОВИНКА	A2	00000095361	15,5x19x55 мм	1 шт	1430,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)				
НОЛАТЕК — БЛОК	A3	00000095362							
	A3,5	00000095363							
	B2	00-00099489							
	B3	00-00070517							
	BL	00000095365							
НОВИНКА НОЛАТЕК — БЛОК Набор 3 шт. одного цвета	A2	00-00056553	13x15x18 мм	3 шт	1540,00				
	A3	00-00066108							
	A3,5	0000066109							
	A2	00000092068	15,5x19x39 мм	3 шт	2970,00				
	A3	0000066068							
	A3,5	0000093122							
	A3,5	0000092883	15,5x19x19 мм	3 шт	1595,00				
НОВИНКА НОЛАТЕК — БЛОК Стартовый набор 20 шт Цветов: BL, A1, A2, A3, A3.5		00000092072	15,5x19x19 мм BL A1 A2 A3.5	2 шт 2 шт 2 шт 2 шт	17 600,00				
			15,5x19x39 мм BL A1 A2 A3.5	2 шт 2 шт 2 шт 2 шт					
			15,5x19x55 мм BL A1 A2 A3.5	3 шт 3 шт 3 шт 3 шт					
			15,5x19x79 мм BL A1 A2 A3	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт					
			НОВИНКА	прозрачный		00000000000	16 мм	1 шт	20 900,00
				розовый		00000000000			
				A1		00000000000			
				A2		00000000000			
				A3		00000000000			
				B1		00000000000			
				B1		00000000000			
				C1		00000000000			
				DM1		00000000000			
				белый (блич)		00000000000			
			НОЛАТЕК — ДИСК для CAD/CAM фрезерования на основе полимерного светоотверждаемого композита	прозрачный		00000000000	20 мм	1 шт	22 000,00
				розовый		00000000000			
A1	00000000000								
A2	00000000000								
A3	00000000000								
B1	00000000000								
B1	00000000000								
C1	00000000000								
DM1	00000000000								
белый (блич)	00000000000								
	прозрачный	00000000000	24 мм	1 шт	24 200,00				
	розовый	00000000000							
	A1	00000000000							
	A2	00000000000							
	A3	00000000000							
	B1	00000000000							
	B1	00000000000							

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
	C1	00000000000			
	DM1	00000000000			
	белый (блич)	00000000000			

Нолатек

Блоки для CAD/CAM фрезерования

готовые к применению блоки
изготовленные на основе
полимерного светоотверждаемого
композиата

НАЗНАЧЕНИЕ

- › коронки фронтальных и боковых зубов
- › мостовидные протезы фронтальных, боковых зубов реставрации с опорой на имплантаты
- › шаблоны для временных реставраций
- › вкладки, накладки

СОСТАВ

- › ди-, моно-, многофункциональные метакрилатные олигомеры (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, TMPTMA и др.)
- › модифицированные наполнители алюмобарийборсиликатного стекла, коллоидного диоксида кремния

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › превосходная прочность, долговечность
- › высокая биосовместимость
- › прекрасно полируется
- › легко фрезеруется
- › устойчивость к зубному налету
- › цветовая стабильность



✉ market@tdvladmiva.ru
☎ +7 (4722) 200-555
🌐 tdvladmiva.ru

📍 Торговый Дом «ВладМиВа»,
308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 118

ВЛАДМИВА

ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
ЭСТКЕР Заготовки (диски) для изготовления зубных конструкций на основе оксида циркония <i>«inCoris ZI» «Sirona Dental Systems GmbH», Германия</i> CAD/CAM UT- PRESHADED	A2	00-00065108	98 x 16 мм	1 шт	8 470
	A3	00-00065109	98 x 16 мм	1 шт	8 470
CAD/CAM 3D PRO MULTILAYER	A1	00-00065023	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065024	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065025	98 x 16мм	1 шт	9 240
		00-00065026	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00065027	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00065028	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00065029	98 x 25 мм	1 шт	12 320
3D PRO MULTILAYER	A2	00-00065030	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065031	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065032	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00065033	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00065034	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00065035	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00065036	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	A3	00-00065037	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065038	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065039	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00065040	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00065041	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00065042	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00065044	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	A3,5	00-00065045	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065047	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065048	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00065050	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00065051	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00065052	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00065053	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	A4	00-00078316	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078264	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078175	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078317	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078318	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078319	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078320	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	B1	00-00065054	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065055	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065056	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00065057	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00065058	98 x 20 мм	1 шт	10 780

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00065059	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00065060	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	B2	00-00071646	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00067772	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00067773	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00067774	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00067775	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078321	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078322	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	B3	00-00078323	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078265	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078176	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078324	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078325	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078326	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078327	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	B4	00-00078328	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078266	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078177	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078401	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078402	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078403	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078404	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	C1	00-00071645	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071772	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00071773	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078406	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078407	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078408	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078409	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	C2	00-00071644	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071774	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00067771	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078410	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078411	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078412	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	C3	00-00071790	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071776	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00071777	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078413	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078414	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078415	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078416	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL1	00-00071647	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071695	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00067976	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00067977	98 x 18 мм	1 шт	10 010

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00078178	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078179	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078180	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL2	00-00077280	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071763	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00071761	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00071764	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078181	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078182	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078183	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL3	00-00071786	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071765	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00071766	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00071767	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078184	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078185	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078186	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL4	00-00078405	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078187	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078652	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078653	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078654	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078655	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078656	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	D2	00-00071788	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071768	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00071769	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078417	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078418	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078419	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078420	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	D3	00-00071789	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00071770	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00071771	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078421	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078422	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078188	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078189	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	D4	00-00078190	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078191	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078192	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078193	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078194	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078195	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078196	98 x 25 мм	1 шт	12 320
ST-PLUS MULTILAYER	A1	00-00065069	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065070	98 x 14 мм	1 шт	8 470

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00065071	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00067776	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00071778	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078197	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078198	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	A2	00-00065072	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065073	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065074	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00067777	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00067778	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078199	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078200	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	A3	00-00065075	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065076	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065077	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00067779	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00071758	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078201	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078202	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	A3,5	00-00065078	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00065079	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00065080	98 x 16 мм	1 шт	9 240
	B1	00-00078676	98 x 12 мм	1 шт	7 700 Р
		00-00078677	98 x 14 мм	1 шт	8 470 Р
		00-00078678	98 x 16 мм	1 шт	9 240 Р
		00-00078679	98 x 18 мм	1 шт	10 010 Р
		00-00078215	98 x 20 мм	1 шт	10 780 Р
		00-00078216	98 x 22 мм	1 шт	11 550 Р
		00-00078217	98 x 25 мм	1 шт	12 320 Р
	B2	00-00078956	98 x 12 мм	1 шт	7 700 Р
		00-00078680	98 x 14 мм	1 шт	8 470 Р
		00-00078681	98 x 16 мм	1 шт	9 240 Р
		00-00078682	98 x 18 мм	1 шт	10 010 Р
		00-00078683	98 x 20 мм	1 шт	10 780 Р
		00-00078218	98 x 22 мм	1 шт	11 550 Р
		00-00078219	98 x 25 мм	1 шт	12 320 Р
	BL1	00-00078660	98 x 12 мм	1 шт	7 700 Р
		00-00078661	98 x 14 мм	1 шт	8 470 Р
		00-00078662	98 x 16 мм	1 шт	9 240 Р
		00-00078663	98 x 18 мм	1 шт	10 010 Р
		00-00078203	98 x 20 мм	1 шт	10 780 Р
		00-00078204	98 x 22 мм	1 шт	11 550 Р
	BL2	00-00078205	98 x 25 мм	1 шт	12 320 Р
		00-00078664	98 x 12 мм	1 шт	7 700 Р
		00-00078665	98 x 14 мм	1 шт	8 470 Р
		00-00078666	98 x 16 мм	1 шт	9 240 Р
		00-00078667	98 x 18 мм	1 шт	10 010 Р

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00078206	98 x 20 мм	1 шт	10 780 Р
		00-00078207	98 x 22 мм	1 шт	11 550 Р
		00-00078208	98 x 25 мм	1 шт	12 320 Р
	BL3	00-00078668	98 x 12 мм	1 шт	7 700 Р
		00-00078669	98 x 14 мм	1 шт	8 470 Р
		00-00078670	98 x 16 мм	1 шт	9 240 Р
		00-00078671	98 x 18 мм	1 шт	10 010 Р
		00-00078209	98 x 20 мм	1 шт	10 780 Р
		00-00078210	98 x 22 мм	1 шт	11 550 Р
		00-00078211	98 x 25 мм	1 шт	12 320 Р
	BL4	00-00078672	98 x 12 мм	1 шт	7 700 Р
		00-00078673	98 x 14 мм	1 шт	8 470 Р
		00-00078674	98 x 16 мм	1 шт	9 240 Р
		00-00078675	98 x 18 мм	1 шт	10 010 Р
		00-00078212	98 x 20 мм	1 шт	10 780 Р
		00-00078213	98 x 22 мм	1 шт	11 550 Р
		00-00078214	98 x 25 мм	1 шт	12 320 Р
ST-PLUS PRESHADED	A1	00-00065088	98 x 14 мм	1 шт	7 700
		00-00065089	98 x 16 мм	1 шт	8 470
	A2	00-00065090	98 x 14 мм	1 шт	7 700
		00-00065091	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00067780	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	A3	00-00065092	98 x 14 мм	1 шт	7 700
		00-00065093	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00067781	98 x 18 мм	1 шт	9 240
ST-PRESHADED	A1	00-00065094	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00065095	98 x 18 мм	1 шт	7 700
	A2	00-00067415	98 x 14 мм	1 шт	6 160,00
		00-00065096	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00065097	98 x 18 мм	1 шт	7 700
	A3	00-00065098	98 x 16 мм	1 шт	6 930,00
		00-00065099	98 x 18 мм	1 шт	7 700
	A3,5	00-00065100	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00065101	98 x 18 мм	1 шт	7 700
HT-PLUS		00-00065061	98 x 10 мм	1 шт	2 541,00
		00-00065062	98 x 12 мм	1 шт	3 080,00
		00-00065063	98 x 14 мм	1 шт	3 619,00
		00-00065064	98 x 16 мм	1 шт	4 158,00
		00-00065065	98 x 18 мм	1 шт	4 620,00
		00-00065066	98 x 20 мм	1 шт	5 082,00
		00-00065067	98 x 22 мм	1 шт	5 929,00
		00-00065068	98 x 25 мм	1 шт	6 391,00
HT-PRESHADED	A1	00-00078823	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00071780	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00071863	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078424	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078824	98 x 20 мм	1 шт	8 470

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00078825	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078826	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	A2	00-00078827	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00071782	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00071912	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078423	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078828	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078829	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078830	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	A3	00-00078831	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00071785	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00071864	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078517	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078832	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078833	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078834	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	A3,5	00-00078835	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078425	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078471	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078518	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078836	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078837	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078838	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	A4	00-00078839	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078426	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078472	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078519	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078840	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078841	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078842	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	B1	00-00078912	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078426	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078472	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078519	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078914	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078657	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078916	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	B2	00-00078919	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078428	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078474	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078521	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078920	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078922	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078923	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	B3	00-00078924	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078429	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078475	98 x 16 мм	1 шт	6 930

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00078522	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078925	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078926	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078927	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	B4	00-00078929	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078430	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078476	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078523	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078930	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078931	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078932	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	C1	00-00078934	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078431	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078477	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078524	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078935	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078936	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078937	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	C2	00-00078938	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078432	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078478	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078525	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078939	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078658	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078940	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	C3	00-00078941	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078433	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078479	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078526	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078942	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078659	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078943	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	D2	00-00078944	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078434	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078480	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078527	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078945	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078946	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078947	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	D3	00-00078948	98 x 12 мм	1 шт	5 500
		00-00078435	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078481	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078528	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078949	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078950	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078951	98 x 25 мм	1 шт	10 010
	D4	00-00078952	98 x 12 мм	1 шт	5 500

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00078436	98 x 14 мм	1 шт	6 160
		00-00078482	98 x 16 мм	1 шт	6 930
		00-00078529	98 x 18 мм	1 шт	7 700
		00-00078953	98 x 20 мм	1 шт	8 470
		00-00078954	98 x 22 мм	1 шт	9 240
		00-00078955	98 x 25 мм	1 шт	10 010
ST-PLUS MULTILAYER	A1	00-00065069	98 x 12 мм	1 шт	7 700,00
		00-00065070	98 x 14 мм	1 шт	8 470,00
		00-00065071	98 x 16 мм	1 шт	9 240,00
		00-00067776	98 x 18 мм	1 шт	10 010,00
		00-00071778	98 x 20 мм	1 шт	10 780,00
		00-00078197	98 x 22 мм	1 шт	11 550, 00
		00-00078198	98 x 25 мм	1 шт	12 320,00
	A2	00-00065072	98 x 12 мм	1 шт	7 700,00
		00-00065073	98 x 14 мм	1 шт	8 470,00
		00-00065074	98 x 16 мм	1 шт	9 240,00
		00-00067777	98 x 18 мм	1 шт	10 010,00
		00-00067778	98 x 20 мм	1 шт	10 780,00
		00-00078199	98 x 22 мм	1 шт	11 550,00
		00-00078200	98 x 25 мм	1 шт	12 320,00
	A3	00-00065075	98 x 12 мм	1 шт	7 700,00
		00-00065076	98 x 14 мм	1 шт	8 470,00
		00-00065077	98 x 16 мм	1 шт	9 240,00
		00-00067779	98 x 18 мм	1 шт	10 010,00
		00-00071758	98 x 20 мм	1 шт	10 780,00
		00-00078201	98 x 22 мм	1 шт	11 550,00
		00-00078202	98 x 25 мм	1 шт	12 320,00
	A3,5	00-00065078	98 x 12 мм	1 шт	11 000,00
		00-00065079	98 x 14 мм	1 шт	12 100,00
		00-00065080	98 x 16 мм	1 шт	13 200,00
	B1	00-00078676	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078677	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078678	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078679	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078215	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078216	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078217	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	B2	00-00078956	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078680	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078681	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078682	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078683	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078218	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078219	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL1	00-00078660	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078661	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078662	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078663	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078203	98 x 20 мм	1 шт	10 780

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
		00-00078204	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078205	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL2	00-00078664	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078665	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078666	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078667	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078206	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078207	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078208	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL3	00-00078668	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078669	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078670	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078671	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078209	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078210	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078211	98 x 25 мм	1 шт	12 320
	BL4	00-00078672	98 x 12 мм	1 шт	7 700
		00-00078673	98 x 14 мм	1 шт	8 470
		00-00078674	98 x 16 мм	1 шт	9 240
		00-00078675	98 x 18 мм	1 шт	10 010
		00-00078212	98 x 20 мм	1 шт	10 780
		00-00078213	98 x 22 мм	1 шт	11 550
		00-00078214	98 x 25 мм	1 шт	12 320
UT MULTILAYER	A1	00-00071866	98 x 14 мм	1 шт	7 700
		00-00071867	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078437	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	A2	00-00071868	98 x 14 мм	1 шт	7 700
		00-00071869	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078438	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	A3	00-00071913	98 x 14 мм	1 шт	7 700
		00-00071870	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078439	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	A3,5	00-00078220	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078440	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	A4	00-00078221	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078441	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	B1	00-00078222	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078442	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	B2	00-00078443	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078444	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	B3	00-00078445	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078446	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	B4	00-00078447	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078448	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	C1	00-00078449	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078450	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	C2	00-00078451	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078452	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	C3	00-00078453	98 x 16 мм	1 шт	8 470

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Цвет	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА с НДС (руб.)
	D2	00-00078454	98 x 18 мм	1 шт	9 240
		00-00078455	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078456	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	D3	00-00078457	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078458	98 x 18 мм	1 шт	9 240
	D4	00-00078459	98 x 16 мм	1 шт	8 470
		00-00078460	98 x 18 мм	1 шт	9 240

ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

CAD/CAM

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ



на правах рекламы

Беловакс диски
воск зуботехнический



белый

синий

серый

для безметалловых реставраций

для металлокерамики

для металлокерамики

Эсткер диски
оксид циркония



Ht

ST

UT

3D-PRO

прозрачные

суперпрозрачные

ультрапрозрачные

многослойные

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Белакрил диски
полиметилметакрилат (ПММА)



CAD/CAM

Нолатек блоки
светоотверждаемый композит



CEREC

Нолатек 3D
фотополимерный материал

- > Полные съемные протезы
- > Модели десен
- > Временные и долгосрочные коронки, мосты, зубы
- > Демонстрационные и мастер-модели
- > Хирургические шаблоны, шины, ключи
- > Индивидуальные оттисковые ложки
- > Элайнеры
- > Модели для прямой отливки металлов



LSD/DLP

10. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА *

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)	
МЕГАДЕЗ (концентрат) Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки: ✓ изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты; ✓ жесткие и гибкие эндоскопы; ✓ в помещениях, жесткой мебели, ✓ санитарно-технического оборудования, ✓ предметов ухода за больными, ✓ уборочного инвентаря, ✓ проведения генеральных уборок и др. «Deconex 50 FF» «Borer Chemie», Швейцария «Lysoform special» «Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH», Германия «Самаровка» «Самаровка», Россия «Аламинол» «НАОПИК», Россия	с отдушкой	00000007750	Жидкость-концентрат	1 л	990,00
		00000008919	Жидкость-концентрат	3 л	2 600,00
		00000008920	Жидкость-концентрат	5 л	3 960,00
	без отдушки	00000024398	Жидкость-концентрат	1 л	990,00
		00000025927	Жидкость-концентрат	3 л	2 600,00
		00000025928	Жидкость-концентрат	5 л	3 960,00
✓ для дезинфекции объектов ветеринарного надзора • Животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), молочные блоки; • Транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения)	00000043851	Жидкость-концентрат	1 л	990,00	
	00000044671	Жидкость-концентрат	3 л	1 980,00	
	00000044672	Жидкость-концентрат	5 л	3 300,00	
МЕГАДЕЗ – СПРЕЙ Средство (готовый 0,5% раствор) для дезинфекции небольших площадей и труднодоступных поверхностей «Bacillol plus» «Bode Chemie GmbH&Co», Германия «Meliseptol Rapid» «B.Braun», Германия	00000006342	Жидкость-спрей	50 мл	149,00	
	00000073882	Жидкость	100 мл	198,00	
	00000023951	Жидкость-спрей	0,5 л	495,00	
	00000006966	Жидкость	1 л	990,00	
	00000034839	Жидкость	3 л	2 600,00	
	00000045773	Жидкость	5 л	3 960,00	
	00000000000	Гель	100 мл	220,00	
	МЕГАДЕЗ – КЛИНЕР Салфетки дезинфицирующие, однократного применения из нетканого материала «Дезклинер» «Эстейд Сервис групп», Россия «Unisepta Plus» «Unident», Швеция	00000060214	Салфетки 130 x 200	100 шт	330,00
00000063011		Салфетки 130 x 170	200 шт	600,00	
МЕГАДЕЗ – ФОРТЕ Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) и стерилизации изделий медицинского назначения (хирургических и стоматологических инструментов, эндоскопов, инструменты к ним) из различных материалов «Клиндезин Окси» «Metrex Research Corporation», США «Аниоксид» «Laboratories ANIOS», Франция	00000043979	Жидкость	1 л	990,00	
	00000044669	Жидкость	3 л	2 600,00	
	00000044670	Жидкость	5 л	3 960,00	
МЕГАДЕЗ – ОРТО Средство для дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, зубопротезных заготовок из керамики, металлов, пластмасс, коррозионностойких артикуляторов, слепочных ложек «PrintoSept – ID» «Alpro Medical GMBH», Германия «Impressiv» «Alkapharm UK Limited», Англия	00000049901	Жидкость-спрей	0,5 л	380,00	
	00000043380	Жидкость	1 л	768,00	
	00000044667	Жидкость	3 л	1 770,0	
	00000044668	Жидкость	5 л	2 875,0	
ДезиКонт МЕГАДЕЗ индикатор	00000066007	Тест полоски	100 шт	540,00	
МЕГАСЕПТ Готовый к применению кожный антисептик, предназначенный для: ✓ обработки рук хирургов, локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного поля пациентов; ✓ гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПУ; ✓ гигиенической обработки рук в быту (не подходит для детей) «Decosept plus» «Borer Chemie», Швейцария «Octenisept» «Schulke & Mayr», Германия	00000024217	Жидкость-спрей	50 мл	48,00	
	00000024218	Жидкость-спрей	150 мл	96,00	
	00000065468	Жидкость-спрей	500 мл	252,00	
	00000065894	Жидкость	100 мл	60,00	
	00000024219	Жидкость	1 л	396,00	
	00000066774	Жидкость	3 л	1 098,00	
	00000024220	Жидкость	5 л	1 680,00	
	00000000000	Жидкость	20 л	6 600,00	
	00000066178	Гель	100 мл	66,00	
	00000000000	Гель	500 мл	276,00	
	00000066796	Гель	1 л	432,00	
	00000066797	Гель	3 л	1 152,00	
	00000066747	Гель	5 л	1 764,00	
	00000066410	Гель	20 л	6 930,00	
	Напольная мобильная стойка для дозаторов	00000066418		1 шт.	2 500,00

11. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ *

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА с НДС, (руб.)
АППЛИКАТОРЫ Изделия для нанесения растворов и гелей на небольшие поверхности	Regular	00000039000	100 шт	187,00
	Fine	00000039001		
	UltraFine	00000039002		
	Cylinder	00000039003		297,00
БЛОКНОТ для замешивания	50 листов – 60 x 35 мм	00000026096	1 шт	30,00
	50 листов – 60 x 60 мм	00000015382	1 шт	30,00
	75 листов – 60 x 90 мм	00000080365	1 шт	60,00
	100 листов – 50 x 50 мм	00000080369	1 шт	45,00
	100 листов – 60 x 60 мм	00000080368	1 шт	48,00
	100 листов – 100 x 120 мм	00000080519	1 шт	110,00
	100 листов – 120 x 200 мм	00000080367	1 шт	168,00
Журнал контроля (учета качества) предстерилизационной обработки	41 страница	00000094912	1 шт	120,00
Журнал контроля концентраций рабочих растворов и дез.и стерил. средств	13 страниц	00000094915	1 шт	60,00
Журнал контроля работы стерилизаторов	41 страница	00000094919	1 шт	120,00
Журнал регистрации и конр.раб.бактериц.установки	39 страниц	00000094920	1 шт	80,00
Журнал учета проведения генер.уборок/	20 страниц	00000094921	1 шт	70,00
ДИСПЕНСЕР (пистолет) для капсул		00000048537	1 шт	770,00
ИГЛА (КАНЮЛЯ) ИЗОГНУТАЯ Металлическая (прямые и изогнутые)	G18 – для паст	00000026102	10 шт	99,00
	G20	00000074233	10 шт	99,00
	G21 – для гелей	00000000000	10 шт	99,00
	G23	00000074234	10 шт	99,00
КАНЮЛИ стерильные		00000000000	30 шт	330,00
пластиковые (полипропиленовые) гибкие ирригационные G 25		00000087262	20 шт	900,00
КОМПОЦЕМ — ЭНДО браш Инструмент эндодонтический для финишной очистки корневого канала, активации растворов, удаления остатков пломбировочных паст и материалов		00000067676	5 шт	2 310,00
ЛОЖКА МЕРНАЯ (мерник) для дозирования жидких и сыпучих веществ		00000000000	1 шт	20,00
ЛОЖКА термопластичная для изготовления капп		00000067484	1 шт	121,00
ПОДСТАВКА под шприцы «П»-образная		00000086091	1 шт	700,00
ПОДСТАВКА для инструментов и материалов (ОРГАНАЙЗЕР рабочего места)	Стоматолога (№1)	00000091880	1 шт	2 200,00
	Подолога (№2)	00000092014	1 шт	2 200,00
Приспособление (КЛЮЧ) для выдавливания пасты для выдавливания вязких масс из туб		00000015602	1 шт	33,00
ПЛАСТИНА для замешивания (9 ячеек).		00000015601	10 шт	88,00
СТЕКЛО для замешивания	без лунок	00000000121	1 шт	72,00
		00000026094	5 шт	360,00
	с лунками	00000000264	1 шт	78,00
		00000026095	5 шт	390,00
ШПАТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ		00000018848	10 шт	30,00
ШПРИЦ (луерлок) стерильный без иглы	00000000000	3 мл	45,00	
	00000000000	5 мл	55,00	
Эндодонтический органайзер (ENDO-STAND) для хранения эндодонтических материалов и жидкостей		00000058797	1 шт	3 960,00

12. РЕАКТИВЫ *

(не являются изделиями медицинского назначения)

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)	
ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ	00000068298	Порошок	15 г	660,00	
ИОДОФОРМ	00000000033	Порошок	10 г	396,00	
КВАРЦ ПЫЛЕВИДНЫЙ	00000002329	Порошок	5 кг	360,00	
НАБОР ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ	00000001317	Кварц пылевидный Этилсиликат Борная кислота Ацетон Кислотный катализатор	450 г 125 мл 50 г 125 мл 25 мл	840,00	
ОКИСЬ ЦИНКА	00000000078	Порошок	80 г	252,00	
ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ	00000000092	Порошок	4 кг	297,00	
Песок для присыпки облицовочного слоя	00000001651	Порошок (песок)	4 кг	297,00	
РЕЗОРЦИН	00000018852	Порошок	80 г	990,00	
ФЛЮС (бура)	00000000021	Порошок	100 г	144,00	
ЭВГЕНОЛ	00000000135	Жидкость	25 мл	594,00	
НОВИНКА ЭТИДРОНАТ натрия 9% Мягкий биосовместимый хелатный агент (комплексообразователь) *Реактив продается с 20% НДС	0000091875	Порошок	100 мл (10мл x 0,9г, 10 шт)	495,00	
ЭТИЛСИЛИКАТ- 40	00000037244	Жидкость	0,9 л	1 200,00	
ЭЛЕКТРОЛИТ — жидкость для электрохимической полировки металлических конструкций	00000039683	Жидкость	0,9 л	2 530,00	
	00000000000	Жидкость	3,0 л	7 700,00	
Материал для бытовых, инженерных и ювелирных моделей для 3D-печати «НОЛАПРИНТ»					
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ LCD/DLP (рекомендуемый принтер Anycubic photon)					
НОЛАПРИНТ — для бытовых моделей	Красная	00000079262	Текущая масса	1 кг	3 500,00
	Оранжевая	00000079263		1 кг	3 500,00
	Желтая	00000079261		1 кг	3 500,00
	Синяя	00000066107		1 кг	3 500,00
	Зеленая	00000000000		1 кг	3 500,00
	Черная	00000000000		1 кг	3 500,00
	Синяя	00000000000		1 кг	3 500,00
НОЛАПРИНТ — для ювелирных моделей	Полупрозрачная	00000066129	Текущая масса	1 кг	5 940,00

13. АЛМАЗНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ **

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА (руб.)
БОРЫ С АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ «РОСБЕЛ» в блистере (10 шт.), в пластиковой коробке (5 шт.)		
Для турбинного наконечника: ● диаметр рабочей части — от 009 до 033 ● диаметр рабочей части — от 040 до 050 ● со специальной продольной нарезкой рабочей части для точного контурирования интерпроксимального и десневого пространства	1 шт. 1 шт. 1 шт	35,00 45,00 90,00
Для углового наконечника ● диаметр рабочей части — от 009 до 050	1 шт	40,00
Для прямого наконечника: ● диаметр рабочей части — от 009 до 033 ● диаметр рабочей части — от 040 до 050 ● с покрытием для обработки металлокерамических протезов	1 шт 1 шт 1 шт	47,00 68,00 65,00
ГИБРИДНЫЕ БОРЫ для прямого наконечника: ● Диаметр рабочей части от 009 до 033 ● Диаметр рабочей части от 040 до 050	1 шт 1 шт	60,00 80,00
БОРЫ АЛМАЗНЫЕ для прямого наконечника «ТОРНАДО»	1 шт	70,00
БОРЫ АЛМАЗНЫЕ для турбинного наконечника: ● С ПЕРЕКРЕСТНОЙ НАСЕЧКОЙ «ТОРНАДО» ● IPR для точного контурирования интерпроксимального и десневого пространства	1 шт 1 шт	50,00 200,00
БОРЫ АЛМАЗНЫЕ ГИБРИДНЫЕ для турбинного наконечника	1 шт	50,00
НАБОР БОРОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ НА ПОДСТАВКЕ в количестве 13 штук	1 шт.	550,00
НАБОР БОРОВ ФИССУРНЫХ для обработки фиссур на подставке в количестве 6 шт.	1 шт	550,00
НАБОР БОРОВ ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ для ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА (раскладка на 330 шт.)	1 шт	12 500,00
НАБОР БОРОВ ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ для ПРЯМОГО НАКОНЕЧНИКА (раскладка на 198 шт.)	1 шт	12 400,00
ПОДСТАВКА для боров большая (пластик)	1 шт	1 250,00
ПОДСТАВКА для боров круглая /на 60 шт/ пластик	1 шт	250,00
ПОДСТАВКА для боров квадратная /на 24 шт/ металл	1 шт	150,00
ПОДСТАВКА для БОРОВ на 50 ячеек для всех типов наконечников	1 шт.	1 000,00
ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ для прямого наконечника предназначены для обработки различных материалов	1 шт.	400,00
ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ для прямого наконечника с дополнительной нарезкой предназначены для обработки различных материалов	1 шт.	480,00
ЖИДКОСТЬ для ОЧИСТКИ МЕЛКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (КОНЦЕНТРАТ)	125 мл 500 мл 1,0 л	396,00 990,00 1 760,00
ИНСТРУМ КЛИНЕР Жидкость для очистки инструментов от коррозии	500 мл 1,0 л	396,00 480,00

Условия скидок на стоматологические материалы:

Для наших постоянных клиентов действует система накопительных скидок. При покупке товара производства фирмы «ВладМиВа», «ЗЗМ» и «Полимер – Стоматология» на указанную сумму, в течение года Вы получаете следующие скидки:

Свыше:

140 тыс. руб. —	5%;	1 300 тыс. руб. —	18%;
240 тыс. руб.—	10%;	3 000 тыс. руб. —	20%.
600 тыс. руб.—	15%;		

Условия скидок на алмазные инструменты:

До 2000 шт. – цена по прайсу;

От 2000 до 5 000 шт. —	5%;	От 20 000 до 50 000 шт. —	20%;
От 5 000 до 10 000 шт. —	10%;	От 50 000 и выше —	25%.
От 10 000 до 20 000 шт. —	15%;		

* Продукция не относится к медицинским изделиям – продается с НДС в размере 20%.

** Продукция относится к медицинской технике – продается без НДС.

ВЛАДМИВА **«РОСБЕЛ»**
БОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Конусная, заостренная тонкая

166 сепарация корней
полировка пломб V класса

164 обработка межзубных поверхностей пломб
углубление борозд на реставрационной поверхности

Торпеда цилиндрическая

540 сепарация корней
обработка реставрационной поверхности
пломб в пресеечной зоне

886.313.166.544.018
866.314.164.524.007
866.316.540.524.012

БОРЫ ДЛЯ ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА

14. Комплект стоматологического оборудования УС-01 «СЕЛЕНА-2000» **

14.1. Модули стоматологической установки УС-01 «СЕЛЕНА-2000» Самостоятельного применения.

14.1.1. Передвижные «УС – 01М «Селена – 2000» — для оказания терапевтической, ортопедической и хирургической стоматологической помощи в медицинских учреждениях и на выезде.

А) Модуль врача на четыре инструмента с улучшенными комфортными условиями с встроенным безмасляным компрессором, без ресивера в составе: – Пневмотерминал со шлангом М4: для подключения пневмоинструмента с расходом воздуха не более 45 л./мин. – Микромотор электрический NX 100E от 600 до 40 000 об./мин. с автономным воздушным охлаждением. – Пистолет стоматологический трехфункциональный воздух-вода-спрей. – Слюноотсос с вакуумным насосом и емкостью для сбора жидких отходов. – Компрессор безмасляный. – Педаль управления, электрическая, ножная. – Блок автономной подачи воды на инструмент.	192 000,00
---	------------

14.1.2. Переносные «УПС – 01 «Селена – 2000» — для оказания терапевтической, ортопедической и хирургической стоматологической помощи в медицинских учреждениях и на выезде.

Модуль врача на четыре инструмента с улучшенными комфортными условиями: <u>с встроенным безмасляным компрессором, без ресивера</u>. В составе: – Пневмотерминал со шлангом М4: для подключения пневмоинструмента с расходом воздуха не более 45 л./мин. – Микромотор электрический NX 100E от 600 до 40 000 об./мин. с автономным воздушным охлаждением – Пистолет стоматологический трехфункциональный воздух — вода-спрей – Слюноотсос с вакуумным насосом и емкостью для сбора жидких отходов – Компрессор безмасляный – Педаль управления: электрическая, ножная – Блок автономной подачи воды на инструмент	144 000,00
--	------------

14.1.3. Гидроблок со слюноотсосом «ГСС «СЕЛЕНА-2000» — для удаления (отсоса) слюны и охлаждающей жидкости из полости рта пациента при оказании стоматологической помощи в медицинских учреждениях и в частной практике.

ГСС — 5 – модуль малогабаритный, настольный, содержащий слюноотсос с вакуумным насосом; быстросъемную емкость 0,7 л. для сбора жидких отходов; электронную систему защиты и сигнализации	18 000,00
---	-----------

14.1.4. Светильник стоматологический «ССП «Селена – 2000» — для освещения участка полости рта при стоматологическом приеме.

Модуль автономный переносной — телескопическая стойка с закрепленным на поворотном плече бестеневым светильником холодного света, вращающимся в двух плоскостях. Встроенный в стойку электронный блок управления обеспечивает освещенность до 28 000 лк	42 000,00
---	-----------

14.1.5. Столик врача инструментальный «СВИ «Селена – 2000» — для помещения первоочередных препаратов, необходимых стоматологу при приеме.

Модуль автономный — столик подкатной (4 колеса) с двумя полками стекло-стекло для врача-стоматолога	12 000,00
---	-----------

14.1.6. Чаша плевательница «МСП «Селена – 2000» — для сбора жидких и других видов отходов при приеме пациентов.

Модуль автономный – чаша плевательница из нержавеющей стали быстросъемная на металлической стойке для сбора отходов во время приема пациентов	7 000,00
--	-----------------

14.1.7.

КРЕСЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЛЕГЧЁННОЕ переносное типа КСО-В, с анатомической формой сидения спинки и подголовника, ручным механизмом изменения положения сиденья и спинки с подножкой, широкого применения (терапия, ортопедия, хирургия)	51 000,00
--	------------------

14.2. Комплект для дезинфекции

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В составе: • НАПОЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ДОЗАТОРОВ • ДИСПЕНСЕР–ДОЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ • МЕГАСЕПТ – готовый к применению кожный антисептик – 1 л	6 500,00
--	-----------------

НАПОЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ДОЗАТОРОВ предназначена для установки диспенсера с дезинфицирующим средством	2 500,00
---	-----------------

Условия скидок на стоматологическое оборудование:

Для наших постоянных клиентов действует система накопительных скидок.

Объем реализации (комплект)

От 1 до 3 шт.	—	5%;
От 3 до 5 шт.	—	10%;
От 5 до 15 шт.	—	15%;
От 15 и выше	—	20%.

**** Продукция относится к медицинской технике – продается без НДС.**

Продукция — «Полимер-Стоматология»

Терапевтическая стоматология

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
СИЛИЦИН ПЛЮС Силикатный цемент для пломбирования передних зубов	00000024835	Порошок Жидкость	50 г 30 г	550,00
СИЛИДОНТ-2 Цемент силикофосфатный для пломбирования премоляров и моляров, аппроксимальных полостей передних зубов	00000024836	Порошок Жидкость	50 г 30 г	484,00
УНИФАС-2 Универсальный цинкфосфатный цемент для пломбирования зубов, фиксации вкладок, коронок и протезов	00000024818	Порошок Жидкость	100 г 60 г	352,00
МЭН Матрицы эластичные нержавеющие для формирования контуров зубов при пломбировании	00000025631	35 x 7,5 x 0,06	25 шт	220,00
ПЭН Полоски металлические сепарационные эластичные нержавеющие для ограничения пломбируемой полости между зубами	00000025632	40 x 7,0 x 0,06	100 шт	494,00

Хирургическая стоматология

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ ДЛЯ ШИНИРОВАНИЯ Для наложения шин на зубы при переломах челюстей		00000024907	Длина – 5,0 м Диаметр – 2 мм,	1 уп	198,00
ПРОВОЛОКА ЛИГАТУРНАЯ ДЛЯ ШИНИРОВАНИЯ Для исправления челюстно-лицевых деформаций		00000026147	Длина – 5,0 м. Диаметр – 0,5 мм	1 уп	168,00
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И КЛАММЕРОВ Для фиксации зубных протезов: — из нержавеющей стали	мягкая	00000054098	Длина – 5,0 м. Диаметр – 0,4 мм	1 уп	97,00
	жесткая	00000000000	Длина – 5,0 м. Диаметр – 0,4 мм	1 уп	97,00
		00000024908	Длина – 5,0 м. Диаметр – 0,6 мм	1 уп	109,00
		00000024971	Длина – 5,0 м. Диаметр – 0,8 мм	1 уп	145,00
		00000024909	Длина – 5,0 м. Диаметр – 1,0 мм	1 уп	157,00
		00000024972	Длина – 5,0 м. Диаметр – 1,2 мм	1 уп	251,00
		00000000000	Длина – 15 см Диаметр – 0,012 дюйма	10 шт	1 210,00
		00000000000	Длина – 15 см Диаметр – 0,014 дюйма	10 шт	1 210,00
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ Для изготовления ортодонтических аппаратов — из нитинола		00000000000	Длина – 15 см Диаметр – 0,016 дюйма	10 шт	1 210,00

Ортопедическая стоматология

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС, (руб.)	
ГЕЛИН Масса дубликатная для отливки негативных форм при одноэтапном изготовлении цельнолитых бюгельных протезов из кобальт-хромового сплава по огнеупорным моделям		00000025630	300 г	776,00	
		00000025760	2,0 кг	4 180,00	
ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ: изготовленные на керамической связке					
<u>На прямой наконечник:</u>	ГУ-4	00000026375	10 шт.	550,00	
для обработки естественных зубов	ГУ-6	00000026407	10 шт.		
	ГУ-8	00000009433	10 шт.		
	ГУ-10	00000026408	10 шт.		
	ГУВ-10	00000026409	10 шт.		
	ГСВ-7	00000026413	10 шт.		
для обработки нейлоновых протезов	ГК-6 груб	00000054208	1 шт.	110,00	
	ГК-6 средн.	00000043048	1 шт.		
	ГК-6 тонкой	00000043041	1 шт.		
	ГКЗ-12,5 груб	00000043042	1 шт.		
	ГКЗ-12,5 средн.	00000043032	1 шт.		
	ГКЗ-12,5 тонкой	00000043040	1 шт.		
	ГКЗ-12,8 груб	00000043043	1 шт.		
	ГКЗ-12,8 средн.	00000043035	1 шт.		
	ГКЗ-12,8 тонкой	00000043039	1 шт.		
	ГКЗ-14,5 груб.	00000043801	1 шт.		
	ГКЗ-14,5 средн.	00000043800	1 шт.		
	ГКЗ-14,5 тонкой	00000043799	1 шт.		
	ГКЗ-20 груб.	00000043037	1 шт.		
	ГСВ-10 груб.	00000043044	1 шт.		
	ГСВ-10 средн.	00000043033	1 шт.		
	ГСВ-10 тонкой	00000043253	1 шт.		
	ГСВ-12,5 груб.	00000043045	1 шт.		
	ГСВ-12,5 средн.	00000043034	1 шт.		
	ГСВ-12,5 тонкой	00000043036	1 шт.		
	ГУ-4 средн.	00000043049	1 шт.		
	ГУ-4 тонкой	00000054210	1 шт.		
	ГУ-6 груб.	00000062531	1 шт.		
	ГУ-6 средн.	00000043050	1 шт.		
	ГУ-6 тонкой	00000043265	1 шт.		
	ГУЗ-10,8 груб.	00000043264	1 шт.		
	ГУЗ-10,8 средн.	00000054209	1 шт.		
	ГУЗ-10,8 тонкой	00000054211	1 шт.		
	ГУЗ-12,8 груб.	00000069525	1 шт.		
	ГУЗ-12,8 средн.	00000069526	1 шт.		
	ГУЗ-12,8 тонкой	00000069527	1 шт.		
	ГШ-12,5 груб.	00000043046	1 шт.		
	ГШ-12,5 средн.	00000043047	1 шт.		
	ГШ-12,5 тонкой	00000043038	1 шт.		
ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, изготовленные на керамической связке					
<u>На прямой наконечник:</u>	ГСв 4	Белый	00000061861	10 шт.	660,00
		Розовый	00000061862	10 шт.	
		Синий	00000061864	10 шт.	
		Серый	00000061865	10 шт.	
	ГЯ 3	Белый	00000061866	10 шт.	
		Розовый	00000061867	10 шт.	
		Синий	00000061868	10 шт.	
		Серый	00000061869	10 шт.	
	ГШ 5	Белый	00000061870	10 шт.	
		Розовый	00000061871	10 шт.	
		Синий	00000061872	10 шт.	
		Серый	00000061873	10 шт.	
	ГШ 4	Белый	00000061874	10 шт.	
		Розовый	00000061875	10 шт.	
		Синий	00000061877	10 шт.	
		Серый	00000061876	10 шт.	
	ГШ 3	Белый	00000061878	10 шт.	
		Розовый	00000061879	10 шт.	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ			Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС, (руб.)
для шлифовки искусственных и натуральных ногтей в косметологии		Синий	00000061880	10 шт.	
		Серый	00000061881	10 шт.	
	ГК 3	Белый	00000061882	10 шт.	
		Розовый	00000061883	10 шт.	
		Синий	00000061884	10 шт.	
		Серый	00000061885	10 шт.	
	ГК 4	Белый	00000061890	10 шт.	
		Розовый	00000061891	10 шт.	
		Синий	00000061892	10 шт.	
		Серый	00000061893	10 шт.	
	ГЦ 2	Белый	00000061894	10 шт.	
		Розовый	00000061895	10 шт.	
		Синий	00000061896	10 шт.	
		Серый	00000061897	10 шт.	
	ГЦ 6	Белый	00000061886	10 шт.	
		Розовый	00000061887	10 шт.	
Синий		00000061888	10 шт.		
Серый		00000061889	10 шт.		
для обработки протезов из кобальт-хромового сплава (К Х С)	ГУ-4		00000026435	10 шт.	550,00
	ГУ-6		00000026437	10 шт.	
	ГУ-8		00000009513	10 шт.	
	ГУ-10		00000026436	10 шт.	
	ГУВ-10		00000000000	10 шт.	
	ГУЗ-10,8		00000026438	10 шт.	
	ГУЗ-12,8		00000049281	10 шт.	
	ГК-6		00000026434	10 шт.	
	ГСВ-7		00000026440	10 шт.	
	ГСВ-10		00000026441	10 шт.	
	ГСВ-12,5		00000026442	10 шт.	
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ			Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС, (руб.)
ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ: изготовленные на керамической связке					
<u>На прямой наконечник:</u> для обработки пластмассовых протезов	ГК-6		00000043218	10 шт.	
	ГУЗ-10,8		00000026404	10 шт.	
	ГУЗ-12,8		00000049282	10 шт.	
	ГКЗ-12,5		00000026406	10 шт.	
	ГКЗ-12,8		00000026415	10 шт.	
	ГСВ-10		00000026417	10 шт.	
	ГСВ-12,5		00000026416	10 шт.	
	ГШ-12,5		00000026418	10 шт.	
для обработки стальных протезов	ГУ-4		00000006579	10 шт.	550,00
	ГУ-6		00000026420	10 шт.	
	ГУ-8		00000010694	10 шт.	
	ГУ-10		00000026421	10 шт.	
	ГУВ-10		00000026422	10 шт.	
	ГУЗ-10,8		00000008882	10 шт.	
	ГУЗ-12,8		00000000000	10 шт.	
	ГСВ-7		00000026423	10 шт.	
	ГСВ-10		00000031914	10 шт.	
	ГСВ-12,5		00000008883	10 шт.	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС, (руб.)
<u>На угловой наконечник:</u> для обработки естественных зубов	ГУ-4	00000026394	10 шт.	
	ГУ-6	00000026396	10 шт.	
	ГУ-8	00000009432	10 шт.	
	ГУ-10	00000026397	10 шт.	
	ГУВ-10	00000026398	10 шт.	
	ГСВ-7	00000026402	10 шт.	
ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ЗУБНЫХ КОРОНОК из стальной нержавеющей ленты	Диаметр – 7 мм;	00000025000	100 шт.	429,00
	Диаметр – 8 мм;	00000024963	100 шт.	
	Диаметр – 9 мм;	00000025001	100 шт.	
	Диаметр – 10 мм;	00000025002	100 шт.	
	Диаметр – 11 мм;	00000025005	100 шт.	473,00
	Диаметр – 12 мм;	00000024968	100 шт.	
	Диаметр – 12,5 мм;	00000025064	100 шт.	
	Диаметр – 13,5 мм;	00000025203	100 шт.	
	Диаметр – 14,5 мм;	00000025189	100 шт.	
	Диаметр – 15,5 мм;	00000025010	100 шт.	
	Диаметр – 16 мм;	00000024967	100 шт.	580,00
	Диаметр – 17 мм;	00000025011	100 шт.	
ДИСКИ БУМАЖНЫЕ ВОДОСТОЙКИЕ Для обработки цементных пломб. Изготовлены из карбида кремния, закрепленного на бумажной основе	Диаметр 18,0 мм	00000034841	200 шт.	693,00
	Диаметр 18,0 мм	00000041797	400 шт.	1 210,00
	Диаметр 20,0 мм	00000041404	400 шт.	1 210,00
	Диаметр 22,0 мм	00000054244	400 шт.	1 210,00
ДИСКИ СЕПАРАЦИОННЫЕ ВУЛКАНИТОВЫЕ Для обработки твердых тканей зубов и создания межзубных промежутков (сепарации)	Диаметр 18,0 мм	00000075614	50 шт.	350,00
		00000034844	400 шт.	2 200,00
	Диаметр 22,0 мм	00000034845	400 шт.	2 200,00
		00000074741	50 шт.	330,00
КЛАММЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ Для фиксации зубных протезов в полости рта	Ø 0,8 мм (160 - l=32 мм и 340 - l=25 мм);	00000088918	500 шт.	470,00
	Ø 1,0 мм (160 - l=32 мм и 340 - l=25 мм);	00000024969	500 шт.	572,00
	Ø 1,2 мм (160 - l=32 мм и 340 - l=25 мм)	00000024970	500 шт.	770,00
КЛАММЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ (NTi) С нитрид-титановым покрытием, для фиксации зубных протезов в полости рта	Ø 1,0 мм; L = 25 мм	00000025215	1 шт.	48,00
	Ø 1,0 мм; L = 32 мм	00000025216	1 шт.	48,00
	Ø 1,2 мм; L = 25 мм	00000025214	1 шт.	48,00
	Ø 1,2 мм; L = 32 мм	00000025217	1 шт.	48,00
КРУГИ ПРОРЕЗНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ Для обработки металлических конструкций зубных протезов	Ø круга 40,0 x 1,0 мм	00000039231	45 шт.	770,00
	Ø круга 40,0 x 1,5 мм	00000034850	30 шт.	550,00
	Ø круга 40,0 x 2,0 мм	00000071241	20 шт.	396,00
	Ø круга 20,0 x 0,5 мм	00000072048	50 шт.	440,00
	Ø круга 20,0 x 1,0 мм	00000071242	50 шт.	495,00
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС, (руб.)
КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ БОРМАШИН				
Для тонкой шлифовки и полировки стальных зубов, коронок и других металлических деталей (серого цвета)	Ø круга 18,0 мм	00000034847	50 шт.	473,00
	Ø круга 20,0 мм	00000034848	50 шт.	

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	ЦЕНА С НДС, (руб.)
Толщина – 4,0 мм; Ø отверстия – 2,0 мм	Ø круга 22,0 мм	00000062719	50 шт	
Для грубой шлифовки и полировки стальных зубов, коронок и других металлических деталей <i>(зеленого цвета)</i>	Ø круга 18,0 мм	00000045151	50 шт	
	Ø круга 20,0 мм	00000043804	50 шт	
	Толщина – 4,0 мм; Ø отверстия – 2,0 мм	Ø круга 22,0 мм	00000062720	
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ДЛЯ ШЛИФМАШИН НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ				
Для тонкой шлифовки и полировки мостовидных протезов и коронок из нержавеющей стали <i>(серого цвета)</i>	Ø круга 50,0 мм	00000034852	10 шт	520,00
	Ø круга 90,0 мм	00000034853	3 шт	605,00
Толщина – 8,0 мм; Ø отверстия – 10,0 мм				
Для грубой шлифовки и полировки мостовидных протезов и коронок из нержавеющей стали <i>(зеленого цвета)</i>	Ø круга 50,0 мм	0000043803	10 шт	520,00
	Ø круга 90,0 мм	0000043802	3 шт	605,00
Толщина – 8,0 мм; Ø отверстия – 10,0 мм				
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ изготовленные из шлиф. материала на керамической связке				
для обработки естественных зубов (для бормашин)	ПВ-12 x 3	00000034855	50 шт.	1 100,00
	ПВ-14 x 3	00000034856	50 шт.	
	ПВ-16 x 3	00000034857	50 шт.	
	ПВ-16 x 4,5	00000000000	50 шт.	
	ЧК-13 x 4	00000034858	50 шт.	
	ЧК-18 x 5	00000034859	50 шт.	
	ЧЧВ-18 x 3	00000034860	50 шт.	
для обработки стальных протезов	ПП-50 x 6	00000008558	10 шт.	528,00
	ПП-65 x 6	00000034861	10 шт.	
	ПП-20 x 3	00000034359	50 шт.	
	ПВ-18 x 3	00000007817	50 шт.	1 100,00
	ПВ-20 x 3	00000007816	50 шт.	
	ЧК-18 x 5	00000034383	50 шт.	
	ЧЧВ-22 x 3	00000007815	50 шт.	
для обработки кобальт-хромового сплава (К X С)	ПП-65 x 6	00000034863	10 шт.	528,00
	ПП-50 x 6	00000005818	10 шт.	
	ПП-20 x 3	00000008486	50 шт.	
	ПП-14 x 3	00000034864	50 шт.	1 100,00
	ПВ-20 x 3	00000036982	50 шт.	
	ЧК-18 x 5	00000008487	50 шт.	
	ЧК-13 x 4	00000034865	50 шт.	
	ЧЧВ-22 x 3	00000008484	50 шт.	
	ЧЧВ-18 x 3	00000008485	50 шт.	
для обработки пластмассовых протезов	ПП-50 x 6	00000033177	10 шт.	528,00
	ПП-65 x 6	00000034866	10 шт.	
	ПП-20 x 3	00000054258	50 шт.	1 100,00
	ПП-18 x 3	00000062723	50 шт.	
	ПВ-16 x 3	00000037114	50 шт.	
	ПВ-18 x 3	00000034867	50 шт.	
	ПВ-20 x 3	00000034868	50 шт.	
	ЧК-18 x 5	00000054256	50 шт.	
	ЧЧВ-22 x 3	00000054257	50 шт.	
ПОРОШОК ПОЛИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ		00000024837	2 кг	300,00
Для полировки пластмассовых и металлических съемных протезов		00000000000	4 кг	504,00

Условия скидок на стоматологические материалы:

При покупке товара производства ООО «Полимер Стоматология» на указанную сумму,
в течение года Вы получаете следующие скидки:

Свыше	70 тыс. руб.	5%	300 тыс. руб.	15%
	120 тыс. руб.	10%	650 тыс. руб.	20%

Продукция — «Завод Зуботехнических Материалов»

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ		Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ПАТТЕРНПЛАСТ Материал (без прекурсора) на основе этилметакрилата для моделирования и создания временных соединений при изготовлении паяных конструкций		00000062601	Жидкость	100 мл	2 150,00
		00000057150	Жидкость Порошок	100 мл 50 г х 2шт	4 000,00
ПАТТЕРНПЛАСТ – М Материал (содержащий прекурсор) на основе метилметакрилата для моделирования и создания временных соединений при изготовлении паяных конструкций <i>«Form Plast» «Zhermack», Италия</i> <i>«Pattern Resin LS» «GC», Япония</i>		00000062602	Жидкость	100 мл	1 850,00
		00000062600	Жидкость Порошок	100 мл 50 г х 2шт	3 500,00
ПАТТЕРНПЛАСТ – LC Светоотверждаемый полимерный моделировочный материал для изготовления моделей и проведения вспомогательных работа в зуботехнической лаборатории		00000062386	Паста	5 гр.	1 500,00
ПАТТЕРНПЛАСТ – LC флюу Светоотверждаемый полимерный моделировочный материал для изготовления моделей и проведения вспомогательных работа в зуботехнической лаборатории		00000062604	Паста	5 гр.	1 500,00
ДЕНТАЛКАСТ Гипс стоматологический для изготовления диагностических моделей, муляжных слепков и мобилизующих повязок	30 тип 3	00000062605	Порошок	25 кг	2 500,00
	30 тип 3	00000062607	Порошок	5 кг	700,00
	АРТИ 30, тип 3	00000062606	Порошок	5 кг	790,00
	40 тип 4	00000062208	Порошок	3 кг	500,00
	50 тип 4	00000000000	Порошок	25 кг	4100,00
	50 тип 4	00000102103	Порошок	5 кг	1200,00
	50 тип 4	00000062607	Порошок	3 кг	740,00
	н				
ЗТ-лак Лак зуботехнический компенсационный для создания промежуточного слоя на гипсовой модели при изготовлении цельнолитых зубных протезов <i>«Pico-Fit» «Renfert», Германия</i> <i>«Stumpflack» «Scheftner», Германия</i>	Синий	00000062608	Лак	15 мл	650,00
	Красный	00000062609	Лак	15 мл	650,00
	Золотой	00000062610	Лак	15 мл	650,00
	серебряный	00000062611	Лак	15 мл	650,00
		00000062613	Растворитель	15 мл	650,00
ЗТ-лак – набор (золотой, серебряный, растворитель) Лак зуботехнический компенсационный для создания промежуточного слоя на гипсовой модели при изготовлении цельнолитых зубных протезов	Золотой Серебряный	00000104992	Лак Лак Растворитель	15 мл 15 мл 15 мл	1950,00
ЗТ-лак штурмфлак Лак зуботехнический для частичной компенсации усадки <i>«Форкрон» «Латус», Украина</i>		00000062612	Лак	15 мл	650,00
ЛАБОМАРК Копирка-маркер жидкая для определения точности подгонки поверхностей конструкций и выступающих участков <i>«Pico-Mark» «Renfert», Германия</i> <i>«Arti-Spot» «Bausch», Германия</i>	Белый	00000062144	Жидкость	15 мл	550,00
	Красный	00000062614	Жидкость	15 мл	550,00
	Синий	00000062615	Жидкость	15 мл	550,00
	Зеленый	00000062616	Жидкость	15 мл	550,00
		00000062617	Растворитель	15 мл	410,00

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ	Арт. №	ФОРМА ВЫПУСКА	НЕТТО	ЦЕНА С НДС (руб.)
ФОТОТРЕЙ Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных оттисковых ложек	00000057142	Пластины	20 шт	2 000,00
	00000083712	Новинка! Вкусы: • Вишня • Лесные ягоды • Зефир • Ирис	50 шт	3 800,00
ИНДИКАСТ Материал для фиксации цельнокерамических стоматологических реставраций во время обжига <i>«SuperPeg II» «Harvest Dental», США</i>	00000062145	Паста	12 мл	1 500,00
АКРИПАК Материал для окрашивания поверхностей зубных протезов	0000087612	Жидкость Порошок: белый, коричневый, розовый, серый оттенки по шкале Вита А; В; CD	16 гр 6 гр x 4 6 гр x 3	2100,00
	0000087609	Порошок одного из оттенков по шкале Вита А	6 гр	500,00
	0000087610	В		
	0000087611	CD		
	0000087605	Ярко-розовый		
	0000058854	Розовый		
	0000087606	Белый		
	0000087607	Коричневый		
	0000087608	Серый		
	0000000000	А	15 гр	950,00
	0000000000	В		
	0000000000	CD		
	0000000000	Ярко-розовый		
	0000090336	Розовый		
	0000000000	Белый		
	0000090428	Коричневый		
	0000090429	Серый		
	0000058852	Жидкость	16 г	500,00
	0000000000		25 г	

Алфавитный указатель стоматологической продукции

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Аксил, Аксил LC	41	Гель на органической основе	42
Альванес-паста, Альванес-порошок,	27	Глуфторэд	32
Альванес губка	36	Гидроблок со слюноотсосом «ГСС «Селена-2000»	86
Алюмогель, Алюмогель Форте	27	Девит – А, П, С, APC	22
Ангидрин	41	Дентин – порошок, Дентин-паста	8
Апексдент без иодоформа Апексдент с иодоформом	21	ДентЛайт – наборы	8
Аргенат (одно, дву х компонентный)	30	ДентЛайт-НАНО	12
Аргецем	8	ДентЛайт – флоу	11
Армодент	21	ДентЛайт – придесневая масса, моделировочный агент	17
Армосплинт	43	ДентЛайт -аква, -адгезив, -цветокорректор, кор	17
Аэр-клинз (проф.; софт; перио; преп; суспензия)	30	Диспенсер-дозатор автоматический, безконтактный	87
Алюмосил	27	Десенсил «ВладМиВа»	35
Белабонд	41	Жидкость д/очистки алмаз.инструментов	42
Белгель Са/Р, F, Р	31	Изальгин	62
Белгель О ЭНДО	21	Изоспрей	62
Белгель О лайт, актив, вайт	31	Изолайн	17
Белгель О наб.12%, 20% Белгель О наб.30%	31	Иодент (твердеющая/нетвердеющая паста)	22
Беладонт	8	Кальцевит паста, порошок	23, 27
Белакрил – М (ГО, Х О);	48	Кальцелайт	28
Белакрил – Э (ГО, Х О)	48	Кальцесил	27
Белакрил ДИСКИ	67	Кальцесепт	22
Белфлекс	51	Кальцетат	28
Белаиод	27	Капсилайт	42
Белак F, Белак F LC	32	Капрамин	28
Беласт зуботехнический, (А-силикон)	43	Кариклинз	28
Белацин	8	КолорДент, КолорДент LC	33
Белодез 3%, 5,2% 10% (гипохлорит Na), Белодез – активатор	21	Керамгель	44
Белокоп	8	Клипдент, Клипдент-Цем,	38-40
Белолит, Белолит - С	51	Колор-тест №4	22
Белопринт – хроматик, Белопринт – Тайм	43	Колор-тест №2, 3, 4	33
Беловакс (базисный, моделировочный, погружной, липкий, валики, литевой)	60-61	Компофикс, компофикс: праймер, орто, имплантат	44
Беловакс ДИСКИ	67	Компоцем	17
Белоформ	61	Компоцем – Эндо, Компоцем – Эндо браш	23
БелСол №1, БелСол №1 - F	32	Комплект для дезинфекции	87
БелСол №2 (2 %)	22	Крезодент ВладМиВа	23
БелСол №2 (0,05 %, 0,2% гель)	27	КП Пласт (фито, вита, антимикробный, вайт)	28
БелСол №3	27	КП Пласт (пластины)	40
Белэкт №6, 8, 10, 12, 25, 32	61	Купродент	23
Биопласт-Дент	36	Кресло стоматологическое облегченное	87
Боры стоматологические «РосБел»	84	Масстер	44
Бинт иодоформный	36	Мегадес орто	44
Витадонт	27	Мегадес, Мегадес -спрей, -форте, Мегасепт	85
Виздент	22	Набор гелей для травл. тв. тканей зуба	42
Гель для травления дентина	42	Нанофлюор	33
Гель для травления эмали	42	Напольная мобильная стойка для дозаторов	81

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Нолатек, Нолатек наборы, Нолатек (3D смолы),	53-58	Темпокор	46
Нолатек БЛОКИ	68	Тигли керамические	66
Нолапринт	83	Тиэдент	24
Оксидент, Оксидент на основе МТА	23	Трикредент	24
Ортосол -Импрес, -Клинз, -Дент	46	Триоксидент	24
Ортофикс-К, П, С, аква	46	Ультропалин	63
Отбел	62	Уницем (белый, золотисто-желтый, светло-желтый)	18
Парасепт, Парасепт антисептический	28	Уницем Ф	18
Пектафикс (гель, порошок)	46	УС-01М «Селена-2000» (передвижные)	86
Полидент набор, Полидент N1, 2, 3	33	УПС-01 «Селена-2000» (переносная)	86
Полидент N 4	42	Фиссулайт	33
Полисет № 1, 2, 3, 4	62	Фиссхим	34
Полисет-порошок	62	Фосфадент, Фосфадент БИО	25
Проволока припоя серебряного ПСрМЦ-37 (с флюсом)	62	Фторасепт	28
Принадлежности	82	Фрезы твердосплавные	84
Пульподент, Пульподент длительного отверждения	23	Цемилайт, Цемилайт-набор	19
Пульпевит № 1, 2, 3	24	ЦемиЛайн, ЦемиЛайн LC	19
Резодент «ВладМиВа», Резодент (с дексаметазоном)	24	Цемион, Цемион-ART, Цемион набор (4-цв.)	19
Ре-Корд	28	Цемион Аква, Цемион Аква набор, Цемион Аква-ART	19, 20
Реактивы	83	Цемион (серии «Калейдоскоп»)	20
Силдент	24	Цемион – кондиционер	42
Силдент однокомпонентный	40	Цемион-Ф	20, 47
Сольвадент	24	Чашка керамическая для плавки металлов	66
Сплав легкоплавкий	62	Эодент длительного отверждения	26
Стекло для замешивания (с пунками без лунок)	82	Эодент быстротвердеющий	20
Стиодент	24	Эндасепт	25
Столик врача инструментальный	86	Эндогель №1, №2	25
Светильник стоматологический	86	Эндо Жи №1, 2, 3, 4	25-26
Темпофот, Темпофот (жидкий кофердам)	18, 40, 31	Эсткер ДИСКИ	71-80
Темпофикс	46		

Продукция «Полимер-Стоматология»

Гелин	89	МЭН	88
Гильзы для зубных коронок	91	ПЭН	88
Головки шлифовальные (стоматологические, фасонные)	89	Порошок полировочный для зубных протезов	92
Диски бумажные	91	Проволока алюминиевая	88
Диски сепарационные вулканические	91	Проволока лигатурная	88
Кламмеры стальные круглые (Nti)	91	Проволока для ортодонтических аппаратов	88
Круги полировальные гибкие для бормашин	91	Силидонт-2	88
Круги прорезные на вулканической связке	91	Силицин Плюс	88
Круги шлифовальные эластичные для шлифмашин	92	Унифас-2	88
Круги шлифовальные стоматологические	92		

Продукция «Завод Зуботехнических Материалов»

Акрипак	94	Индиакст	94
Денталкаст	93	Лабомарк	93
ЗТ-лак	93	Паттернпласт	93
ЗТ-лак штумфлак	93	Фототрей	94



КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО

стоматологических
материалов
и инструментов

ВЛАДМИВА

Ваш верный выбор!

01 Разработка

02 Производство

03 Реализация

04 Услуги



www.vladmiva.ru

Стоматологические боры «РосБел»



«Клиническая стоматология»

научно-практический
рецензируемый журнал



Scopus



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index



ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ (ВАК)
при министерстве образования и науки
Российской Федерации

ВЛАДМИВА



научно-популярный журнал
для стоматологов



С уважением к коллегам,
с любовью к профессии



Материалы для терапевтической стоматологии

viv
ВЛАДМИВА
vladmiva.ru

① АДГЕЗИВЫ

Белабонд
Дентлайт

СТОМАТОЛО- ГИЧЕСКИЕ ЦЕМЕНТЫ

② реставрационные

Дентлайт
Белабонд
Белацин
Компоцем
Темпфот

② реставрационные ③ и подкладочные

Аквион
Аргецем
Дентлайт
Цемилайт
Цемилайн
Цемион

③ подкладочные

Белокор
Изолайт
Уницем
Эодент
(быстро-
действующий)

④ ЛЕЧЕБНЫЕ КАЛЬЦИЙ- СОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Кальцесил
Кальцелайт
Кальцетат

⑤ ПАСТЫ ДЕВИТАЛИ- ЗИРУЮЩИЕ

Девит-АРС
Девит-С
Девит-П
Девит-А

⑥ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Аэз-Клинз
Аргенат
Белагель F
Белагель Ca/P
Белак F
Белагель P
Белагель O
Белсол
Десенсил
Глуфторэд
Нанофлюор
Полидент
Колор-Дент
Фторасепт
Фиссулайт
Фиссхим

⑦ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ⑪ МАТЕРИАЛЫ

Альванес
Алюмосил
Алюмогель
Капрамин
Ре-корд
Эндожи №4

⑧ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Армодент
Виздент
Иодент
(твердеющий)
Купродент
Компоцем-Эндо
Резодент
Силдент
Стиодент
Тиэдент
Триоксидент
Трикредент
Фосфадент
Эодент

⑨ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКИ КАНАЛОВ

Ангидрин
Белодез
(гипохлорит натрия)
Крезодент
(жидкость)
Пульпевит №1,2,3
Эндожи №1,2,3
Эндогель
Эндасепт

⑩ ЛЕЧЕБНЫЕ ПАСТЫ

Апексдент
Иодент
(нетвердеющий)
Крезодент
(паста)
Оксидент
Пульподент
Фосфадент Био

